




ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117/40 тел. (863) 240-27-03,
E-mail: plague@aanet.ru

Плотная питательная среда для культивирования и выделения холерного вибриона, готовая к использованию после переплавки. Холерная дрожжевая среда агаризованная (ХДС – агар)

Состав (на 1,0 л):	Способ приготовления:
Панкреатический перевар пшеничных дрожжей (по аминному азоту)..... 0,5 %	Содержимое флакона плавят на водяной бане до полного расплавления агара, асептично снимают колпачок и пробку, стерильно разливают в чашки Петри при температуре среды 53±3°C, стерильно остуживают до образования плотного студня и используют для посева
Натрий хлористый..... 4,0 г	
Натрий фосфорнокислый двузамесительный 12-водный..... 6,0 г	
Агар микробиологический..... 13,0 г	
Дистиллированная вода..... до 1,0 л	
pH готовой среды..... 7,7±0,1	

Только для диагностики in vitro
СТЕРИЛЬНО
ТУ № 9385-001-01898316-2015
Рег. ул. №

Серия **014-1**
Дата изготовления **08.09.2015 г.**
Годна до **сентября 2016 г.**
Условия хранения - 2...+8°C
Объем **400 мл.**
Кол-во **15 флаконов.**

ФКУЗ Ростотехнический институт Роспотребнадзора
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117/40 тел. (863) 240-27-03,
E-mail: platiue@yandex.ru

**Плотная питательная среда для культивирования и
исследования хлостерного вибриона, готовая к
использованию после перемешивания. Хлостерная дрожжевая
среда агаризованная**

(ХЛС - агар)

Состав (на 1,0 л):
Плотнотелеский перепар
несколько дрожжей (по количеству
даже)..... 0,5 %
Натрий хлоридный..... 4,0 г
Натрий фосфорнокислый
двузамещенный 12-водный..... 6,0 г
Агар микробно-питательный..... 13,0 г
Дистиллированная вода..... до 1,0 л
рН готовой среды..... 7,4-0,1

Способ приготовления:
Содержимое флакона и пакет
на полной бане до полного
растворения агара, асептично
всыпать в колбу и промыть,
стерильно размешать в чашки.
Перемешать содержимое смеси
53-57 °С, стерильно отлить жидкую
до объема 1 л и использовать для посева

Важно для диагностики и контроля
СТЕРИЛЬНО
ТУ № 9185-001-01/898316-2013
Пер. 2-я. №

Срок годности:
Дата изготовления 08.09.2015 г.
Годен до сентября 2016 г.
Хранение: влажность = 2 ± 5%
Объем 200 мл
Код-но 28 флакончик

