


**Комплекс лечебно-диагностический
поддержания жизнедеятельности человека
автоматизированный стационарный
АДЛК-С**

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия согласно
комплектности**

**Фотографические изображения
задних панелей медицинских изделий**

**Фотографические изображения
функциональных разъемов медицинского изделия**

**Фотографические изображения шильдиков
медицинского изделия**



Компьютер и
предустановленное
ПО

Монитор
анестезиолога-
рениматолога
встроен в корпус
АДЛК-С1

Насос (помпа)
инфузионный

Помпа
шприцевая
инфузионная

Анализатор
(не входит в
состав
Комплекс-С,
приобретается
отдельно)

Кабель
питания


Датчик
пульсоксиметри-
ческий

Датчик
температуры

Манжета для
измерения
давления

Кабель
пациента

Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С1 (Исполнение 1), обозначения согласно таблице Комплектность.



Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С2 (Исполнение 2), обозначения согласно таблице Комплектность.

Комплектность

Комплект поставки должен соответствовать указанному в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Комплектность поставки.



	Краткое наименование	Полное наименование	Обозначение или технические характеристики	Кол-во, шт.
Состав комплекса лечебно-диагностического поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С1 (Исполнение 1)				
	Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный	АДЛК-С1	АДЛК.С1.00.000	1
1	Монитор анестезиолога-реаниматолога	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон" по ТУ 9441-011-32119398-2009, в комплектации из базовых модулей, производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТУ 9441-011-32119398-2009 Регистрационное удостоверение: № ФСР 2007/00597 от 06.08.2012	1
2	Помпа шприцевая инфузионная	Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016, производства UAB VILTECHMEDA, Литва	Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2009/03884 от 29.03.2012 г.	3
3	Насос (помпа) инфузионный	Насос (помпа) инфузионный DF-12M, производства UAB VILTECHMEDA, Литва	Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/10412 от 29.03.2012 г.	1
4	Компьютер	Персональный компьютер с торговой маркой DELL		1
5	ПО	Предустановленная Программа автоматизированного диагностического и лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека "Ангел" (ПО АДЛК "Ангел")	Свидетельство о регистрации № 2015617017 от 26 июня 2015г.	1
6	Кабель питания	Кабель питания для подключения к внешнему источнику переменного тока		1
Эксплуатационная документация:				
1	Формуляр		АДЛК.944490.001 ФО	1

2	Руководство по эксплуатации		АДЛК. 944490.001 РЭ	1
3	Инструкция по установке, монтажу и пуско-наладке		АДЛК. 944490.001 ИС1	1
4	Инструкция по медицинскому применению		АДЛК. 944490.001 ИС2	1
5	Эксплуатационная документация на МИ, входящие в состав Комплекс-С		1)Руководство по эксплуатации МПР6-03 "ТРИТОН". РМ 501.01.000-01-01 РЭ	1
			2) Паспорт. Шприцевая помпа Aitecs 2016.	1
			3)DF-12M. Инструкция пользователя	1



Состав комплекса лечебно-диагностического поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С2 (Исполнение 2)

	Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный	АДЛК-С2	АДЛК.С2.00.000	1
1	Монитор анестезиолога-реаниматолога	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон" по ТУ 9441-011-32119398-2009 в комплектации из базовых модулей, производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.	ТУ 9441-011-32119398-2009 Регистрационное удостоверение: № ФСР 2007/00597 от 06.08.2012	1
2	Насос шприцевой	Насос шприцевой ДШ-10, производства НП ООО «Висма-Планар», Беларусь	Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/08854 от 12.04.2012 г.	3
3	Насос (помпа) инфузионный	Насос (помпа) инфузионный DF-12M, производства UAB VILTECHMEDA, Литва	Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/10412 от 29.03.2012 г.	1
4	Компьютер	ЭВМ специализированные серии FPC		1
5	ПО	Предустановленная Программа автоматизированного диагностического и лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека "Ангел" (ПО АДЛК "Ангел")	Свидетельство о регистрации № 2015617017 от 26июня 2015г.	1
6	Кабель питания	Кабель питания для подключения к внешнему источнику переменного тока		1


Эксплуатационная документация:				
1	Формуляр		АДЛК.944490.001 ФО	1
2	Руководство по эксплуатации		АДЛК. 944490.001 РЭ	1
3	Инструкция по установке, монтажу и пуско-наладке		АДЛК. 944490.001 ИС1	1
4	Инструкция по медицинскому применению		АДЛК. 944490.001 ИС2	1
5	Эксплуатационная документация на МИ, входящие в состав Комплекс-С		1)Руководство по эксплуатации МПР6-03 "ТРИТОН". РМ 501.01.000-01-01 РЭ 2)Руководство по эксплуатации. Насос шприцевой ДШ-10 3)DF-12М. Инструкция пользователя	1 1 1



Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С1 (Исполнение 1), фото задних панелей медицинских изделий



Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С2 (Исполнение 2), фото задних панелей медицинских изделий



Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С (Исполнение 1,2), фото функциональных разъемов медицинского изделия



Шильдик АДЛК-С1

Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека
автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С1 (Исполнение 1)

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "СПЛАВ"
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И
ЛЕЧЕБНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
АДЛК-С2.00.000

Номинальное напряжение ~ 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 500 ВА
Год выпуска 2015, 04
Заводской номер 0002
ТУ 9444-001-00044977-2015




Шильдик АДЛК-С2

Комплекс лечебно-диагностический поддержания жизнедеятельности человека
автоматизированный стационарный АДЛК-С: АДЛК-С2 (Исполнение 2)

Всего пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 11 лист____
Проректор МГУ




А.А. Федянин

