

Изделие поставляется в 2-х одноразовых пластиковых шприцах, содержащих гель на основе 19% этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) объемом 5,4 мл (7,0 г). В комплект поставки входят также одноразовые насадки для шприцов, предназначенные для эффективной обработки канала зуба.



Изделие применяется для обработки (очистения) и расширения зубных каналов

Комплектация:

MD-ChelCream пластиковый шприц емкостью 7 г – 2 шт.
эндоканальные наконечники к шприцу – 10 шт.

MD-Cleanser

Изделие поставляется в пластиковом флаконе объемом 100 мл, содержащим 17% раствор

