



ул. Новороссийская, 2/4, e-mail: sale@azri.ru

www.azri.ru

Годен до:

ГОСТ 4645-81

Рег. уд. № ФСР 2010/07472 от 21.08.2015 г.

«Презервативы резиновые»



ЭРОС



презервативы

Проверено электроникой. В силиконовой смазке.
Гарантийный срок хранения 3 года.

АО «Армавирский завод резиновых изделий»
352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, 2/4, e-mail: sale@azri.ru,
www.azri.ru

Годен до:

ГОСТ 4645-81

Рег. уд. № ФСР 2010/07472 от 21.08.2015 г.

«Презервативы резиновые»

 **ЭРОС** 
презервативы

3 ПРЕЗЕРВАТИВА

Три презерватива ЭРОС из натурального высококачественного латекса, в силиконовой смазке, гладкой формы, с накопителем. Презервативы обеспечивают надежную защиту как от нежелательной беременности, так и венерических болезней, а также являются эффективным средством профилактики СПИДа. Только для одноразового использования. Проверено электроникой. Могут вызвать аллергическую реакцию. Инструкцию по применению читайте во вкладыше.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
АО «Армавирский завод резиновых изделий»
352931, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4,
e-mail: sale@azri.ru; www.azri.ru



ГОСТ 4645-81
Пер. уд. № ФСР 2010/07472 от 21.08.2015 г.
Презервативы резиновые

 Длина: 198-8 мм
Ширина: 54-2 мм
Толщина стенки: 0.05-0.09 мм

Качество продукции обеспечивается применением высококачественных материалов и современных методов контроля качества.

ЭРОС

презервативы




АО «Армздравпром завод резиновых изделий»
350011, г. Армавир, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4
тел. 8(86327)4-66-34, 8(86327)4-64-22
e-mail: info@armzdravprom.ru

Изделием обеспечено сертификационной системой
качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001

Презервативы резиновые ЭРОС из натурального высококачественного латекса, в силиконовой смазке, гладкой формы, с накопителем. Презервативы обеспечивают надежную защиту как от нежелательной беременности, так и венерических болезней, а также являются эффективным средством профилактики СПИДа. Только для одноразового использования. Проверено электроникой. Могут вызвать аллергическую реакцию. Инструкцию по применению читайте во вкладыше.

Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
Срок хранения с момента выпуска – 3 года.



ГОСТ 4645-81
Рег. ул. № ФСЧ 2010/07472 от 21.08.2015 г.
Презервативы резиновые.

