

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор 343 «КПТФ»

И.Г.Матакова

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
«Отрезы марлевые медицинские»

Отрезы марлевые медицинские предназначены для использования в медицинской практике, изготовления операционно-перевязочных материалов (бинты, салфетки, тампоны, шарики)

Продукция, упаковка, маркировка, произведены в соответствии с требованиями ТУ 9393-001-51955108-2011 «Отрезы марлевые медицинские»

Отрезы марлевые медицинские изготавливаются из хлопчатобумажной отбеленной марли по ГОСТ 9412, ТУ 9393-003-51955108-2007, ТУ 9393-001-51955108-2002 или, по согласованию с заказчиком, из медицинской марли по другой нормативно-технической документации.

Марля зарегистрирована в Росздравнадзоре и сертифицирована в системе ГОСТ Р.

Отрез марлевый медицинский широко применяется во всех лечебно-профилактических учреждениях для изготовления операционно-перевязочных средств. Марлевые отрезки должны присутствовать в каждой домашней аптечке для оказания первой помощи при ранении, с целью остановки кровотечения, предохранения раны от загрязнения и создания покоя поврежденной поверхности, а также для использования в различных бытовых целях. Отрез марлевый удобен для выполнения повязок с использованием нестерильного бинта. В случае контакта с открытой раневой поверхностью может использоваться только после стерилизации.

Отрезы упаковываются в полимерную упаковку, которая отличается хорошим внешним видом, не повреждается при транспортировке, пыле- и влагонепроницаема. Оптимальные размеры марлевых отрезков от 1м до 500м позволяют широко использовать их не только в медицине, но и для бытовых целей.

Хранить в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.