



Фотографическое изображение


***Протезы тазобедренного сустава, производства
EVOLUTIS (ЭВОЛЮТИС), Франция***




Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, стандартная, 135°, без воротника (STEMSYS fem stem TI+HA Standard 135° collarless)




Бедренная ножка STEMSYS Ti+ГА, стандартная, 135°, с воротником (STEMSYS fem stem Ti+HA Standard 135° collared)




Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128°, без воротника (STEMSYS fem stem TI+HA offset 128° collarless)




Бедренная ножка STEMSYS ТI+ГА, офсетная, 128°, с воротником (STEMSYS fem stem ТI+HA offset 128° collared)




Ревизионная бедренная ножка STEMSYS, стандартная, с пазами, Тi+ГА, без воротника
(STEMSYS rev fem stem std slotted Ti+HA collarless)




Ревизионная бедренная ножка STEMSYS, стандартная, с фиксацией, Тi+ГА, с воротником
(STEMSYS rev fem stem std locked Ti+HA collared)



Ревизионная бедренная ножка STEMSYS, стандартная, с пазами, Тi+ГА, с воротником
(STEMSYS rev fem stem std slotted Ti+HA collared)




Бедренная ножка STEMSYS MI, стандартная, 135°, с покрытием Ti+ГА (STEMSYS MI femoral stem standard 135° Ti+HA coated)



Бедренная ножка STEMSYS MI S9, офсетная, 128°, с покрытием Ti+ГА (STEMSYS MI femoral stem S9 Offset 128° Ti+HA coated)




Бедренная ножка STEMSYS HAC, стандартная, 135°, без воротника, HAC (STEMSYS HAC Fem. stem standard 135° collarless HAC)




Бедренная ножка STEMSYS HAC, стандартная, 135°, с воротником, HAC (STEMSYS HAC Fem. stem standard 135° collared HAC)




Бедренная ножка STEMSYS HAC, офсетная, 128°, без воротника, HAC (STEMSYS HAC Fem. stem OFFSET 128° collarless HAC)





Бедренная ножка STEMSYS HAC, офсетная, 128°, с воротником, HAC (STEMSYS HAC Fem. stem OFFSET 128° collared HAC)




Бедренная ножка STEMSYS, стандартная, 135°, пескоструйно обработанная, без воротника
(STEMSYS Fem. stem std135° gritblasted collarless)




Бедренная ножка STEMSYS, стандартная, 135°, пескоструйно обработанная, с воротником
(STEMSYS Fem. stem std 135° gritblasted collared)





Бедренная ножка STEMSYS, стандартная, 135°, цементной фиксации, без воротника (STEMSYS fem stem std 135° cemented collarless)




Бедренная ножка STEMSYS, офсетная, 128°, цементной фиксации, без воротника
(STEMSYS stem fem Offset 128° cemented collarless)




Бедренная ножка AMETHIST 12/14 мм, цементной фиксации, типа Мюллера (AMETHIST stem 12/14 Cemented type Muller)




Крепежный шуруп, прижимная **пластина / метафиз** (Attachment screw Grip plate / Metaphysis)




Изогнутая ножка диаметр с фиксацией (Curved stem Locked)



Метафиз 130°, ТI + ГА, с шурупом (Metaphysis 130° TI + HA With screw)



 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Прижимная пластина (Grip-plate)



Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий нерж. сталь (Cortical screw HA self tapping SS sterile)



12/14
T44H Ferretalloy from Ø 28 mm
B metal femoral head Ø 28 mm
ISO 5832-9
REF H11 1282
LOT P1211284
0200 10




Ø 28 +1


Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм (S.Steel femoral head 12/14)




Бедренная головка CrCo с хвостовиком 12/14 мм (CrCo femoral head taper 12/14)




Бедренная головка керамическая (Al comp. femoral head)




ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE типа Чарнли (EMERGENCE Cemented PE cup CHARNLEY type)




Чашка CAPTIV DM, с двойной подвижностью (CAPTIV DM cup dual mobility)




Чашка CAPTIV DM, с шипами, с двойной подвижностью (CAPTIV DM spiked cup)




Чашка Freelineer, запрессовываемая, с конической внутренней частью (Freelineer cup press-fit Conical inside)




Ревизионная чашка CAPITOLE R с покрытием (Coated CAPITOLE R revision cup)




Чашка CAPITOLE I с покрытием ТИ/ГА, вколачиваемая (Coated CAPITOLE I TI/HA cup, impacted)




Трехопорная чашка CAPITOLE с покрытием, с 2 штифтами (Coated CAPITOLE cup Tripode with 2 pegs)




Титановые штифты CAPITOLE (CAPITOLE titanium pegs)




Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью (Cemented dual mob. cup)




Биполярная чашка MOONSTONE с кольцом, для головки 22,2 мм (MOONSTONE bipolar cup with ring for head 22.2)




Биполярная чашка MOONSTONE с фиксацией, для головки 28 мм (MOONSTONE bipolar locking cup mm for head 28)




Подвижный вкладыш двойной подвижности (Dual Mobility mobile insert)




Втулка Freelineer керамическая (Freelineer Alumina liner)



Вставка Freeliner PEXEL-E для чашки (Freeliner PEXEL-E inlay for cup)



Шплинтованный шуруп диаметр 6/4,5 мм, TA6V (Cotter screw diameter 6/4,5 TA6V Sterile);



Шурупы для чашки диаметр 6 мм, TA6V (Cup screws diameter 6 Sterile TA6V)

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью 45 листов
Генеральный директор
ООО «МЕДЭКС-Консалт»
Нам Т.В. _____

