

Биологические клапаны сердца варианты исполнения:

1. Клапан Biocor Valve, аортальный (диаметр 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм).
3. Клапан SJM Biocor Valve Pericardial, аортальный (диаметр 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм).



2. Клапан Biocor Valve, митральный (диаметр 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм).
4. Клапан SJM Biocor Valve Pericardial, митральный (диаметр 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм).



5. Клапан Trifecta, аортальный (диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм).



6. Клапан Epic Valve, аортальный (диаметр 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм).



7. Клапан Epic Valve, митральный (диаметр 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм).



8. Клапан Epic Supra Valve, аортальный (диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм).



Принадлежности:

Набор измерителей Trifecta Valve TF2000 Sizer Set, не более 30 шт.:

- Двухсторонний измеритель диаметра клапана - 6 шт. (диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм);
- Рукоятка держателя Valve Holder Handle;
- Лоток с крышкой.



Набор измерителей St. Jude Medical Bioprosthetic Heart Valve Sizer Set, не более 30 шт.:

- Двухсторонний измеритель диаметра клапана - 6 шт. (диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм);
- Односторонний измеритель диаметра клапана - 5 шт. (диаметр 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм);
- Рукоятка держателя Valve Holder Handle;
- Лоток с крышкой.



Перикардальная заплата SJM Pericardial Patch with EnCap Tehnology (размеры 2x5 см, 4x5 см, 5x10 см, 14 см)

Перикардальная заплата SJM Biocor Pericardial Patch (размеры 4x5 см, 5x7 см, 6x10 см, 10x12,5 см)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
1 листов
Закрытое Акционерное Общество «ИМПЛАНТА»
Генеральный директор Лутцев А. П.

