

Костыль подмышечный тип 1



Костыль подмышечный тип 1 регулируемой длины

Регулируемая длина 112-148 см

Уход: изделие периодически протирать
мягкой влажной салфеткой,
хранить вдали от нагревательных приборов.

Максимально допустимая масса пользователя - 120 кг

Дата выпуска:

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Регистрационное удостоверение



КурМедтех Русское общество "Техносервис" Ко., Лтд. КНР
Pingnan Industrial Area, Guizhou, Nanhai District,
529251 Foshan City, Guangdong,
Тел: +86 757 41801118
Почтовый Адрес: ООО "ТЕК П", Россия 119001,
Санкт-Петербург, ул. Елизаров, д. 13,
тел. факс: + (812) 746 70 68 / 746 70 66
www.adebika.ru, info@adebika.ru

Костыль подмышечный тип 2

Устройство
противоскольжения
для типа 2



**Костыль подмышечный тип 2
регулируемой длины,
с устройством против скольжения**

Регулируемая длина 112-148 см

Уход: изделие периодически протирать
мягкой влажной салфеткой,
хранить вдали от нагревательных приборов.

Максимально допустимая масса пользователя - 120 кг

Дата выпуска:

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Регистрационное удостоверение



КурМакс Рибилитэйшн Эквипмент Ко., Лтд. КНР
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District,
528251 Foshan City, Guangdong.

Тел./факс: 86-757-81816519

Импортер/Продавец: ООО "АТЛЕТ", Россия, 198095,
Санкт-Петербург, ул. Шенцова, д. 23.

тел./факс : (812) 740 70 68/ 740 70 66

www.atletika.ru, info@atletika.ru

ergoforce

ПРОШИТО и ПРОУМЕРОВАНО

(2 страниц)

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

(Б.С.Липнер)

