




Кровопроводящие магистрали состоят из артериальной и венозной линий. Красная магистраль является артериальной, синяя – венозной. Материал мягкий, прозрачный, гладкий, без перекручивания, что обеспечивает хорошую проходимость внутри трубки. Фильтр внутри картриджа предотвращает попадание сгустков крови в вену больного. Кровопроводящие магистрали для гемодиализа изготовлены из ПВХ, полипропилена, огнестойкого полиэтилена и других полимерных материалов, предназначенных для использования в медицинском оборудовании. Данное устройство не содержит латекса.

4. Состав изделия медицинского назначения, включая основные комплектующие и принадлежности:

Артериально-венозные кровопроводящие магистрали одноразовые.

5. Маркировка

5.1 На потребительской таре указано:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение изделия;
- размер изделия;
- надпись «Стерильно»;
- срок годности.

5.2 На коробке (групповая тара) указано:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение изделия;

					Нормативный документ	Лист
						5
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		