

Приложение

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ ПР-01 однократного применения




Рисунок 1 (размеры даны в мм)

1 – колпачок; 2 – клапан иглы; 3 – фильтр воздушный; 4 – игла двухканальная полимерная; 5 – камера капельная; 6 – жидкостной фильтр 15 мкм; 7 – зажим; 8 – трубка ПВХ; 9 – муфта инъекционная; 10 – коннектор "Луер-Луер"; 11 – игла инъекционная "Луер" с колпачком; 12 – переходник "Луер-Рекорд".