

НАБОР ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНОЙ МОЧИ «КМ-контроль»

ТУ 9398-244-52208224-2011, код ОКП 93 9816
Кат № 04.01.06

Контрольная моча «КМ-контроль» приготовлена на основе
сливной человеческой мочи.

Назначение – контроль качества результатов определения в моче следующих
веществ: белок, глюкоза, креатинин, мочевины, мочевая кислота, хлориды,
неорганический фосфор, амилаза, pH и удельная плотность

Контрольный материал готов к использованию

КМ-контроль предназначен для проведения исследований как
количественными, полуколичественными так и качественными методами



Контрольная моча поставляется во флаконах в объеме 10 мл.
Набор содержит 4 флакона.

Условия хранения 2 - 8 °C.

После вскрытия флакона КМ-контроль можно использовать в течение 14
дней при хранении при температуре 2-8 °C.