

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию

П.А.Свистаков

« 07 » 06 2021г.

Фотографические изображения и макеты маркировок

медицинского изделия

**Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия
ГИКС.941329.102 ТУ**





Фотографическое изображение
футляра для медицинского изделия «Тондометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ».



Фотографическое изображение футляра для медицинского изделия «Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ».



**Фотографическое изображение
футляра для медицинского изделия «Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ».**



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

ТОНОМЕТР
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

ТВГД-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГИКС.941329.102 ТУ

КОЛИЧЕСТВО 12 шт.

НОМЕР ПАРТИИ

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ

ШТАМП ОТК

YELATMA

INSTRUMENT

MAKING ENTERPRISE

TONOMETER OF INTRAOCULAR
PRESSURE

TVGD-02

TECHNICAL SPECIFICATION GIKS.941329.102 TS

QUANTITY 12 pcs.

BATCH NUMBER

DATE OF PACKING

TECHNICAL CONTROL



2 46 02122 00107 3

Код товара / Article code: 1009



ERC

Made in Russia

Фотографическое изображение транспортной тары «Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102ТУ».

ПОЧЕМУ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАЮТ ЕЛАМЕД?



Доверие специалистов.

Более 20 000 лечебных учреждений России используют наши приборы. Продукция экспортируется в Казахстан, Белоруссию, Украину, Германию, Канаду, Литву, Латвию, Израиль, США, Гану, Индию.



Проверка временем.

Компания ЕЛАМЕД производит высокотехнологичные медицинские приборы уже более 35 лет.



Специализация только на медицинской технике.

В сотрудничестве с ведущими НИИ и врачами мы разрабатываем и производим только медицинскую технику и признаны экспертами в этой области.



Подтверждение исследованиями.

Эффективность и безопасность подтверждены испытаниями в аккредитованных лабораториях и медицинских учреждениях.



Международное признание.

Наша продукция отмечена 62 наградами на различных конкурсах и выставках. Среди них «Медика» в Дюссельдорфе, «Эврика» в Брюсселе, «Здравоохранение» в Москве.



Адресная помощь каждому.

Возможность каждому подобрать аппарат к своей личной проблеме и недугу.

Ждем Ваши отзывы по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 200 01 13
и на электронной почте mnienie@elamed.com

ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ТВГД-02, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГИКС.941329.102ТУ



Сделано в России

Убедитесь в полном соответствии комплектации изделия с информацией, указанной в разделе Комплектность руководства по эксплуатации.

Компания ЕЛАМЕД*

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатъма, ул. Янина, 25.
Телефон: 8-800-350-06-13
E-mail: ipu@elamed.com Сайт: ipu.elamed.com
*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2997



Система Менеджмента Качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта EN ISO 13485

Уважаемый покупатель, внимание!

Дата выпуска

Штамп ОТК

EAC



OM №23.359.03
05.07.2021г.

Макет маркировки потребительской тары «Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102ТУ»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТСКУЮ)
НЕВРОЛОГИЯ
ОПТОМЕТРИЯ
САМОКОНТРОЛЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Условия транспортировки:

Температура воздуха: от -50 °С до +50 °С, влажность воздуха до 100% при +25 °С



ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ТВГД-02

технические условия ГИКС.941329.102 ТУ



Применение
в лечебных
учреждениях

Самоконтроль
в домашних
условиях



ЕАС

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Государственном
реестре РФ
как средство
измерения

результат
за 2 секунды

компактный

простой
в применении

комфортный
для пациента

Макет маркировки потребительской тары «Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102ТУ»

прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 7 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 21

