





Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный с завинчивающей крышкой и ложкой
вместимостью 30 мл.


Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный с завинчивающейся крышкой и ложкой
емкостью 60 мл





Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный с завинчивающейся крышкой
вместимостью 60 мл

Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный с завинчивающейся крышкой
Вместимостью 120 мл



Контейнер лабораторный
для взятия проб стерильный
с завинчивающейся крышкой
ТУ 9464-018-29508133-2014

30 мл

СТЕРИЛЬНО R

Серия: 12 Изготовлен: 12.2015 г. ②
Годен до: 12.2018 г.

Производитель: ООО «МэдиМед» Россия, 241520
Брянская обл., Брянский р-н, с. Супоньево, ул. Шоссейная, д. 17 а

Инструкция по использованию:
Поместить материал и навинтить крышку до упора

РУ РЗН № _____ от _____ г.

Хранить при температуре от +20°C до +25°C

Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный с завинчивающейся крышкой
вместимостью 30 мл