

Генеральный директор
ООО «СЛ Фарма»
А.А. Лопаткин



2016 года

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплексы подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении «AMPIRmini» с принадлежностями, Республика Беларусь



Блок управления без
встроенного
теплообменника

Теплообменник
выносной

Ремень
фиксирующий

Кабель сетевой



Руководство
по эксплуатации

Блок управления без
встроенного
теплообменника

Теплообменник
выносной


Ремень —
фиксирующий



Руководство
по эксплуатации

Кабель сетевой

— Стойка универсальная
для инфузионных растворов
СУИР-02



—
Фиксатор
съемный

Сумка
для транспортировки




— Ремень фиксирующий
для БИП

— Источник бесперебойного
питания (БИП)



— Кабель подключения БИП к
бортовой сети автомобиля



Всего: 5 л.