


**ООО «Радиовет»**

Россия, 121614 Москва, ул. Крылатские холмы, д.30, к.9

## **Инструкция**

---

# **Изделия медицинские полимерные марки «MERIDIAN»**



**2012**

Изделия медицинские полимерные марки «MERIDIAN» предназначены для сбора, транспортировки и удаления медицинских отходов.

Изделия медицинские полимерные марки «MERIDIAN» применяются в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники) и в быту.

**Контейнер для сбора биоматериалов** на 12,5-3500 мл, с ложкой-шпателем и без нее, одноразовый, стерильный и нестерильный (далее - Контейнер) изготовлен из ультрачистого полимера.

Материал является химически нейтральным и бактериально чистым, механически устойчивым веществом.

Использование контейнеров сводит к минимуму шансы попадания в пробу посторонних веществ, а также значительно увеличивает срок, приемлемый для качественного проведения анализа.

Производятся контейнеры в стерильной атмосфере при температуре +250°C полностью автоматически без использования ручных манипуляций. Это гарантирует отсутствие внутри контейнеров любых посторонних примесей.

Марка «MERIDIAN» производит контейнер для сбора биоматериалов на 12,5-3500 мл в комплекте с полиэтиленовыми перчатками. **Полиэтиленовые перчатки** - тонкие, прочные, мягкие, гипоаллергенные, устойчивы к химическим средствам. Широкое распространение **ПВХ перчатки** получили в медицине. Они обеспечивают надежную защиту рук.

**Контейнер для сбора, транспортировки и удаления медицинских отходов** класса Б, В на 0,25-10 л, одноразовый предназначен для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) в процедурных, операционных, лабораториях, на машинах скорой помощи, фельдшерских пунктах.

Удобная форма, полная герметичность, придают ему универсальность применения в медицинской практике.

**Емкость-контейнер для сбора, транспортировки и удаления острого инструментария** класса Б, В на 0,25-10 л, с кронштейном-держателем и без него, одноразовый

предназначен для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (бесконтактный сбор инъекционных игл и другого съемного острого инструментария, сбор крупного острого инструментария, сбор органических и микробиологических отходов, в том числе жидких)

Контейнер состоит из двух деталей: банка и крышка, имеет блокирование основной и малых крышек (надежный способ борьбы с внутрибольничной инфекцией и защита от несанкционированного контакта содержимого контейнера с окружающей средой за пределами лечебного учреждения).

**Бак для сбора медицинских отходов класса А, Б, В на 12-65 л, с крышкой, многоразовый.**

- Бак предназначен для медицинских отходов классов: «А», «Б», «В» - он используется для их сбора, хранения и транспортировки.
- Эксплуатируется в местах для первичного сбора отходов.
- Бак выполнен из прочной пластмассы.
- Бак имеет форму, расширяющуюся кверху, что удобно при его эксплуатации, в процессе мойки и дезинфекции.
- Данное изделие оснащено крышкой. Несмотря на то, что она не обеспечивает полной герметичности, бак закрывается достаточно плотно.

- Медицинские отходы собираются в бак, который предварительно застилается полиэтиленовым пакетом, соответствующим классу отходов. По мере заполнения, пакеты с отходами транспортируются для дальнейшей утилизации, а бак подвергается тщательной дезинфекции.
- В соответствии с классом отходов, баки бывают белого, жёлтого и красного цветов.
- Баки выпускаются ёмкостью: 12 л., 20 л., 35 л., 50 л., 65 л.

**Пакеты для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, Б, В, Г, с замком-стяжкой, со специальными завязками и без них, с бирками и без них, одноразовый** (далее – пакеты или мешки) выпускаются в широком диапазоне типоразмеров.

Класс А – белые пакеты для медицинских отходов. В эти медицинские мешки утилизируют неопасные отходы, т.е. не имевшие контакта с инфекциями и токсичным мусором. Такие медицинские пакеты предназначены для пищевых отходов обычных отделений ЛПУ. В эти же медицинские мешки выбрасывают части мебели, инвентаря, неисправное диагностическое оборудование, неинфицированную бумагу и т.д.

Класс Б - желтые пакеты для медицинских отходов. Они предназначены для опасных медицинских отходов и мусора, имеющего степень риска выше обычной. Т.е. эти пакеты для медицинских отходов предназначены для потенциально-инфицированного мусора.

Класс В - красные пакеты для медицинских отходов. В такие медицинские мешки складывают материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями.

Класс Г - черные пакеты для медицинских отходов. Эти медицинские пакеты предназначены для просроченных лекарственных средств, отходов от лекарственных и диагностических препаратов, ртутьсодержащих приборов и оборудования, а также средств дезинфекции, не подлежащих использованию или с истекшим сроком годности.

Пакеты оснащаются специальными замками - стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные бирки (стикеры) упрощают процесс маркировки.

Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них до 15 кг. отходов. При соблюдении всех правил герметизации использование пакетов снижает до 0% риск распространения инфекции за пределы лечебного учреждения.

Срок годности изделий медицинских полимерных марки «MERIDIAN» - 5 лет. Контейнеры помещены в индивидуальную упаковку.

Изделия медицинские полимерные марки «MERIDIAN» выдерживают низкую температуру, благодаря чему их можно транспортировать в термоконтейнерах при пониженной температуре.

Для изделий медицинских полимерных марки «MERIDIAN» предпочтительна сухая утилизация в режиме убивки – изделия спекаются в единый пластиковый конгломерат, повторное использование невозможно.

Заметка

