




93 9860 Катетер (дренаж) для пассивного  
дренирования гнойных полостей  
ТУ 9398-089-18037666-2013

Этикетка

МЕДС 942279.005 ЭТ

Дренаж предназначен для пассивного дренирования  
гнойных полостей для использования в детских  
хирургических отделениях клиник и больниц.

Транспортировать при температуре не ниже минус 10°C и  
не выше плюс 40°C и относительной влажности воздуха  
до 50%. Хранить при температуре от плюс 5 до плюс  
35°C и относительной влажности воздуха до 50 %.

Дренаж должен храниться на стеллажах в первичной  
упаковке и должен быть защищен от прямого ультрафио-  
летового излучения. Не допускается хранить изделие вблизи  
бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами,  
кислотами, маслами, бензином и др органическими  
соединениями.

Апирогенно, нетоксично внутри

STERILE R

Утилизация проводится по СанПин 2.1.7.2790 как отходы  
класса Б.

Дата изготовления

Использовать до  
Не применять в случае нарушения целостности упаковки



Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил», 141002, МО  
Мягков, ул. Ядровская, д.4 Тел/факс (495) 583 36 62