






Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Общий вид аппарата



Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Маркировка аппарата

LUTRONIC

CE 0434

Product Name : Phototherapy Unit

Model Name : HEALITE II

Electrical Shock Class : Class I, No Applied Part

Electrical Rating : ☐ AC220-230V, _ 50/60Hz, 600VA
☐ AC110-120V, _ 50/60Hz, 600VA

SN



Manufacturer : Lutronic Corporation.

Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu,

Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL : +82-31-908-3440

FAX: +82-31-907-3440

http://www.lutronic.com

MADE IN KOREA


Before operating the device, read the operator's manual.




EC Representative : Read the operator's Manual

Аппарат фототерапевтический HEALITE II:


Маркировка аппарата




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Маркировка аппарата




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Маркировка аппарата




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Блок-лампа на 415 нм




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Блок-лампа на 633 нм и 415 нм




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Блок-лампа на 633 нм




Блок-лампа на 830 нм/590 нм и 413 нм




БЛОК-ЦИРМИ 1




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Блок-лампа на 830/590 нм




Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Защитные очки для оператора (опция)



Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Защитные очки для пациента



Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Шнур питания



LUTRONIC®

Аппарат фототерапевтический HEALITE II:
Болты зажимные с гайками и суппорт для кабеля



Протокол № 17
и определений
17 июля
ген. директ. ООО "Белла-С"
А.А. Золотарев