


Фотографические изображения МИС «Ариадна». Диск 1.







Медицинская Информационная Система
"Ариадна", версия 3 от 2017 г.
по ТУ 32.50.5-001-13886614-2017

Серийный номер 17001 РУ _____

ООО "Решение"
Россия, 190005, Санкт-Петербург,
Измайловский пр., д. 29, лит. И

Назначение и область применения:

Медицинская информационная система «Ариадна», версия 3 от 03.2017 г. по ТУ 32.50.5-001-13886614-2017 предназначена для автоматизации работы организаций, работающих в сфере оказания медицинских услуг - стационаров, поликлиник, диагностических центров, санаториев, частных медицинских кабинетов.

Условия эксплуатации (требования к техническим, программным средствам и коммуникациям):

СУБД: Oracle 11 и выше.

Сервер БД: Процессор: Intel® Xeon® E5606 Quad-Core (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Max. memory speed 1066MHz.

Оперативная память: 8GB DDR3-1333 ECC REG (3DIMM/6, Triple channel).

RAID Контроллер: 4 port SATA/SAS2, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 512Mb.

Дисковый массив: 4 x 300GB SAS hard drive (15000rpm).

Исковая корзина: Корзина горячей замены на 4 диска SATA/SAS.

Сетевая карта: Интегрированный Dual Gigabit Ethernet Controller.

Операционная система: Windows Server 2008 R2 Standard / Windows Server 2012 R2 Standard /

Oracle Linux 6.5 и выше / Linux Red Hat 7.2.

Рабочие станции: Процессор: 4 2.4ГГц, 1024 Мб ОЗУ, 20 Гб жесткий диск.

Свободное дисковое пространство: 160 Гб.

Операционная система: Microsoft Windows (2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (x86/x64)) / Linux (Centos, Ubuntu, Gentoo, Redhat и др.).

Офисные пакеты: OpenOffice 3.2/LibreOffice 3.3.4 и выше / Microsoft Office 97/2007/2010/2013 и выше.

Локальная сеть: 100 Мбит/с.

Комплект поставки:

1. DVD-диск (в пластиковой коробке Slimbox) с дистрибутивами для установки серверной и клиентской части БД Oracle МИС «Ариадна».

2. DVD-диск (в пластиковой коробке Slimbox) с дистрибутивом прикладного ПО МИС, моделью БД, комплексом средств защиты Ариадна.КЗ, руководствами пользователя.





**Медицинская Информационная Система
"Ариадна", версия 3 от 2017 г.
по ТУ 32.50.5-001-13886614-2017**

Серийный номер 17001 РУ _____

ООО "Решение"
Россия, 190005, Санкт-Петербург,
Измайловский пр. , д. 29, лит. И


Назначение и область применения:
Медицинская информационная система «Ариадна», версия 3 от 03.2017 г. по ТУ 32.50.5-001-13886614-2017 предназначена для автоматизации работы организаций, работающих в сфере оказания медицинских услуг - стационаров, поликлиник, диагностических центров, санаториев, частных медицинских кабинетов.

Условия эксплуатации (требования к техническим, программным средствам и коммуникациям):
СУБД: Oracle 11 и выше.
Сервер БД: Процессор: Intel® Xeon® E5606 Quad-Core (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Max. memory speed 1066MHz.
Оперативная память: 8GB DDR3-1333 ECC REG (3DIMM/6, Triple channel).
RAID Контроллер: 4 port SATA/SAS2, RAID 0,1,10,5,6,50, 512Mb.
Дисковый массив: 4 x 300GB SAS hard drive (15000rpm).
Исковая корзина: Корзина горячей замены на 4 диска SATA/SAS.
Сетевая карта: Интегрированный Dual Gigabit Ethernet Controller.
Операционная система: Windows Server 2008 R2 Standard / Windows Server 2012 R2 Standard / Oracle Linux 6.5 и выше / Linux Red Hat 7.2.
Рабочие станции: Процессор: 4 2.4ГГц, 1024 Мб ОЗУ, 20 Гб жесткий диск.
Свободное дисковое пространство: 160 Гб.
Операционная система: Microsoft Windows (2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (x86/x64)) / Linux (Centos, Ubuntu, Gentoo, Redhat и др.).
Офисные пакеты: OpenOffice 3.2/LibreOffice 3.3.4 и выше / Microsoft Office 97/2007/2010/2013 и выше.
Локальная сеть: 100 Мбит/с.

Комплект поставки:
1. DVD-диск (в пластиковой коробке Slimbox) с дистрибутивами для установки серверной и клиентской части БД Oracle МИС «Ариадна».
2. DVD-диск (в пластиковой коробке Slimbox) с дистрибутивом прикладного ПО МИС, моделью БД, комплексом средств защиты Ариадна.КЗ, руководствами пользователя.



Образцы маркировки пластиковых коробок Slimbox с дисками МИС
«Ариадна»



Образцы маркировки дисков с дистрибутивами МИС «Ариадна»

