

Фотографические изображения медицинского изделия

**Наборы для трахеостомии, одноразового использования, в вариантах исполнения,
по ТУ 32.50.13-005-81442642-2016**

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО "С.М.С."




О.Е. Перышкова




Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой с манжетой, размера 6,0 мм, или 6,5 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой с манжетой и каналом для санации, размера 6,0 мм, или 6,5 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм




Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой без манжеты, размера 6,0мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5, или 9,0, с повязкой Дуо-Клип




Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой без манжеты, размера 6,0 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5, или 9,0, с тесьмой




Набор трахеостомический Трахеалкит с трубкой Sofit FLEX C с манжетой, размера 6,0 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Sofit CLEAR C с манжетой, размера 6,0 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Sofit CLEAR C-S с манжетой, размера 6,0 мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Sofit FLEX CF-S с манжетой, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Sofit CLEAR CF-S с манжетой, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм,
или 9,0 мм




Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Sofit FLEX NC без манжеты, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, с повязкой Дуо-Клип



Набор трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Sofit FLEX NC без манжеты, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм, с тесьмой




Набор трахеостомический Трахеалит® с трубкой Sofit CLEAR NC без манжеты, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм




Набор трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Sofit FLEX F без манжеты, размера 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм, или 9,0 мм




Набор неонатальный трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Love N без манжеты, размера 2,5 мм, или 3,0 мм, или 3,5 мм, или 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм




Набор неонатальный трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Love NF без манжеты, размера 2,5 мм, или 3,0 мм, или 3,5 мм, или 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм




Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Love P без манжеты, размера 2,5 мм, или 3,0 мм, или 3,5 мм, или 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм, с повязкой Дуо-КидсКлип



Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Love P без манжеты, размера 2,5 мм, или 3,0 мм, или 3,5 мм, или 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм, с тесьмой




Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Love PF без манжеты, размера 3,0 мм, или 3,5 мм, или 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм




Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Love PC с манжетой, размера 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм




Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с трубкой Love PC-S с манжетой, размера 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм



Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Love PC-F с манжетой, размера 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм, или 5,5 мм, или 6,0 мм, или 6,5 мм



Набор педиатрический трахеостомический Трахеалкит® с фенестрированной трубкой Love PCF-S с манжетой, размера 4,0 мм, или 4,5 мм, или 5,0 мм или 5,5 мм или 6,0 мм, или 6,5 мм



Набор трахеостомический Трахеалкит® с гофрированными внутренними трубками для трубок Sofit размером 7,5 мм, или 8,0 мм, или 8,5 мм,



Набор трахеостомический Трахеалкит® с изогнутыми внутренними трубками для трубок 6,0мм, или 6,5мм, или 7,0 мм, или 7,5 мм, или 8,0 мм,

или 8,5 мм, или 9,0 мм, или 10,0 мм

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 28 (двадцать восемь) листов.
Генеральный директор
ООО «С.М.С.»

Пирейшкова О.Е.

