


Фотографические изображения медицинского изделия
«Изделия компрессионные медицинские Solidea»,
производства «Кальцифичио Пинелли С.р.л.», Италия,
Via Germania, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN), Italy









Для формирования рефлекса дыхания от плеча до запястья, без швов, с использованием от запястья до плеча распределенных движений. Это не дает возможности сделать движение плеча без движения запястья, следовательно, обеспечивается в эффекте рефлекса участие движений запястья. Кроме того, распределенные движения запястья и плеча обеспечивают более быстрое различение движений на уровне чувствительного плеча. В результате возникает рефлекторный эффект, без которого невозможно было бы, например, тепло в мышечных плечах. В отличие от Kugel и снова передает от талии колю, выполняя приятный терморегуляторный эффект. Это движение усиливает эффект вынужденного давления, стимулируя правильные венозные и лимфатические течения, эффективные сокращения мышечных тканей. Показаны для консервативного лечения посттравматических и


區區區區區



LE (M) = S (Small), M (Medium), L (Large), XL (Extra Large)
 © MiralOravetronics, © Upper



DISPOSITIVO MEDICO
Classe I
Conforme alla direttiva
europea 93/42/EEC
Medical Device








原産国 イタリア

LEGEND: S (Small), M (Medium), L (Large), XL (Xlarge) - xA stand Circumference; xC - Chest Circumference; xD - Upper Arm Circumference; xP - Upper Arm Circumference











MICROMASSAGE GAUNTLET

therapeutic

Palmare elastocompressivo ambidestro per il trattamento conservativo e terapeutico del linfedema della mano e dell'avambraccio. Realizzato in speciale tessuto brevettato ad onde micromassaggianti che attiva la microcircolazione. La compressione graduata forte stimola il corretto ritorno venoso e linfatico agendo efficacemente nella riduzione dell'edema. Il tessuto ad onde micromassaggianti permette la naturale traspirazione cutanea con un effetto areato, mantenendo la pelle asciutta e protetta. Può essere indossato sia da solo che in abbinamento ad un bracciale elastocompressivo. Con funzione igienica Sanitized®.

Elastic-compression ambidextrous gauntlet for conservative and therapeutic treatment of hand and forearm lymphedema. The special patented micromassage wave fabric aids microcirculation. The strong graduated compression stimulates correct venous and lymphatic return and acts effectively to reduce the edema. The micromassage wave fabric permits natural transpiration, letting the skin breathe and keeping it dry and protected. It can be worn both alone and combined with an elastic-compression armband. With hygienic Sanitized® function.

Gant palmaire élastocompressif ambidextre pour le traitement préventif et curatif du lymphoedème de la main et de l'avant-bras. Réalisé avec un tissu particulier breveté dont la maille agit grâce à un micromassage qui active la microcirculation. La forte compression graduée stimule le retour veineux et lymphatique et contribue à réduire efficacement l'œdème. Le tissu permet la transpiration cutanée naturelle avec un effet ventilé, tout en maintenant la peau sèche et protégée. Il peut être porté seul ou en combinaison avec un bracclet élastocompressif. Avec fonction hygiénique Sanitized®.

Beidhändige Kompressionshandbänder für die konservative und therapeutische Behandlung des Lymphödems von Hand und Unterarm. Hergestellt aus patentiertem Spezialgewebe mit Wellen mit Mikromassagewirkung, welches die Hautdurchblutung aktiviert. Die stark abgestufte Kompression regt den korrekten Venen- und Lymphrückfluss an und reduziert wirksam das Ödem. Das Wellengewebe mit Mikromassagewirkung fördert die natürliche Hautatmung und schafft eine Frischewirkung, sodass die Haut trocken und geschützt ist. Sie kann sowohl allein als auch in Verbindung mit einer Kompressionsarmbande getragen werden. Mit Hygienefunktion Sanitized®.

Guante palmar con acción elastocompresiva para el tratamiento conservativo y terapéutico del linfedema de la mano y del antebrazo. Realizado en tejido patentado especial ondulado que proporciona micromasaje y activa la microcirculación. La compresión graduada fuerte estimula la circulación venosa y linfática y reduce eficazmente el edema. El tejido ondulado permite una transpiración cutánea natural, con sensación de frescura, manteniendo la piel seca y protegida. Puede utilizarse con la manga elastocompresiva, o sin ella. Se lleva ya sea en la mano derecha como en la izquierda. Con función higiénica Sanitized®.

Elastisk komprimerende håndledsbind til både højre og venstre håndled til beskyttende og terapeutisk behandling af lymfodem i hånd og underarm. Hergestillet af patenteret specialstof med mikromasserende bølgestruktur, som aktiverer mikrocirkulationen. Den kraftige gradvise kompression stimulerer det korrekte venøse og lymfatiske tilbageløb, og reducerer ødem effektivt. Stoffet med mikromasserende bølgestruktur tillader en naturlig hudtranspiration med en ventilerende effekt for at holde huden tør og beskyttet. Kan benyttes separat eller kombineres med et elastisk komprimerende armbind. Med Sanitized® hygiejnisk funktion.

Эластичная компрессионная перчатка с открытыми пальцами, которую можно надевать как на правую, так и на левую руку для консервативного и терапевтического лечения лимфотеки кисти руки и предплечья. Она выполнена из специальной запатентованной волнистой ткани с микромассажным эффектом, способствующей микроциркуляции. Сильное распределенное давление стимулирует венозный и лимфатический отток, эффективно действует на снижение отека. Волнистая ткань с микромассажным эффектом обеспечивает натуральное дыхание кожи, оставляя кожу сухой и защищенной. Может надеваться как отдельно, так и вместе с эластичным компрессионным рукавом. С антимикробной обработкой Sanitized®.

手や前腕のリンパ浮腫治療用の左右両用手袋。特許取得の特殊な立体ウェーブ状の素材がマイクロマッサーを行い、毛細血管を活性化させ血流を促します。多段階に構成された着圧はむくみを減少させながら血流やリンパ液を正常に戻すよう効果的に働きかけます。ウェーブ状の生地は通気性も良く自然な皮膚呼吸を妨げず皮膚を守ります。単独使用でも、または弾性着圧リストバンドと合わせても着用できます。抗菌処理加工



原産国 イタリア



SIZE	S	M	L	XL
circumference ø 1 cm	15 - 18	18 - 21	21 - 24	24 - 28
length a cm	5% - 7	7 - 8%	8% - 9%	9% - 11

Генеральный директор
ООО «Феу-Дагаз Компани»

Сырямин Д.В.



Прошито и пронумеровано (3) листа