



Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт»
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт
Роспотребнадзора
355035, Россия, г. Ставрополь,
ул. Советская, д. 13-15,
E-mail: snipchi@mail.stv.ru
Тел/факс.: (865-2) 26-03-12

**Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие туляремийные сухие
(«РИФ-Тул-СтавНИПЧИ»)**

Только для диагностики in vitro



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ ТУЛЯРЕМИЙНЫХ СУХИХ
(«РИФ-Тул-СтавНИПЧИ»)**

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные сухие предназначены для идентификации и качественного определения возбудителя туляремии в реакциях иммунофлуоресценции, для исследования потенциально инфицированного материала. Область применения — клиническая лабораторная диагностика, диагностика инфекционных заболеваний, эпидемиологический надзор. Потребителями являются медицинские учреждения, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор за туляремией в Российской Федерации,



Электронная копия оформлена Центром испытаний и регистрации медицинских изделий
ИИМ-Роспотребнадзора

А.Н. Куличенко

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт
Роспотребнадзора

Куличенко А.Н.

2017 г.



**Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие туляремийные сухие («РИФ-Тул-СтавНИПЧИ»)
Текст маркировки внешней упаковки**

Обратная сторона	Левая боковая сторона	Лицевая сторона	Правая боковая сторона
В пачке: - иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные сухие 0,5 мл.....5 амп.; - скарификатор дисковый ампульный керамический.....1 шт. - инструкция по применению...1 шт. Рабочее разведение Серия	Регистрационный номер Дата регистрации TU 21.20.21-46-01897080-2017	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 355035, Россия, г. Ставрополь, Уд. Советская, д. 13-15, E-mail: snipchi@mail.stv.ru Тел/факс.: (865-2) 26-03-12 Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные сухие («РИФ-Тул-СтавНИПЧИ») Только для диагностики in vitro	Транспортирование при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 7 сут.

/Согласовано:
И.о.Зав. ЛБТК

Григорьева

Старцева О.Л.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт
Роспотребнадзора

А.Н. Куличенко

« 14 » 09 2017 г.

**Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие туляремиальные сухие
(«РИФ-Тул-СтавНИПЧИ»)**

Текст маркировки внутренней упаковки

	«РИФ-Тул-СтавНИПЧИ»
	ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ ТУЛЯРЕМИАЛЬНЫЕ СУХИЕ
0,5 мл	
Требуется растворить в 0,5 мл дистиллированной воды	
Серия _____	
Рабочее разведение _____	
Годен до _____	
Условия хранения от 2 до 8 °С	
Только для диагностики in vitro	

Согласовано:

И.о. зав. лабораторией биологического
и технологического контроля



О.Л. Старцева

Прошито, проверено, скреплено
печатью.

Количество листов 2

(gla)

шт.

Директор ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт
Роспотребнадзора



Куличенко А.Н.