



"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ООО "АПТОС ГРУПП"
Г.Н. Каджая

"22" ноября 2017 г.


Фотографии медицинского изделия:

**Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической
хирургии и косметологии стерильные**

2017


Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Excellence Body из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.), с канюлей
1,1 мм x 200 мм (19G x 200 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) – 1 шт. Вид изделия.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные, в исполнениях

Нить Excellence Body из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.), с канюлей 1,1 мм x 200 мм (19G x 200 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) – 1 шт. Вид упаковки.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Excellence Elegance из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.),
с иглой инъекционной 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт. Вид изделия.

Excellence Elegance

Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Excellence Elegance из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.), с иглой
инъекционной 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Excellence Visage из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.), с канюлей
0,9 мм x 150 мм (20G x 150 мм) - 10 шт., с канюлей 0,6 мм x 80 мм (23G x 80 мм) - 1 шт., с иглой инъекционной
1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) - 1 шт. Вид изделия.



Excellence Visage

Нить Excellence Visage из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.), с канюлей 0,9 мм x 150 мм (20G x 150 мм) - 10 шт., с канюлей 0,6 мм x 80 мм (23G x 80 мм) - 1 шт., с иглой инъекционной 1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) - 1 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Excellence Visage Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5 (10 шт.) с канюлей 0,9 мм x 100 мм (20G x 100 мм) – 10 шт., с канюлей 0,6 мм x 80 мм (23G x 80 мм) – 1 шт., с иглой инъекционной 1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) – 1 шт. Вид изделия.



Нить Excellence Visage Soft из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, MP 3,5 (10 шт.) с канюлей 0,9 мм x 100 мм (20G x 100 мм) – 10 шт., с канюлей 0,6 мм x 80 мм (23G x 80 мм) – 1 шт., с иглой инъекционной 1,2 мм x 40 мм (18G x 40 мм) - 1 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях


Нить Light Lift Needle 2G из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с двумя иглами
атравматическими обоюдоострыми GS 100 – 2 шт. Вид изделия.

Light Lift Needle 2G




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Needle 2G из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, MP 3,5,
с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми GS 100 – 2 шт. Вид упаковки.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Needle 2G Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с двумя иглами
трубчатыми 0,8 мм х 65 мм (21G х 65 мм)- 2 шт. Вид изделия.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Needle 2G Soft из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, MP 3,5, с двумя иглами
трубчатыми 0,8 мм x 65 мм (21G x 65 мм)- 2 шт. Вид упаковки.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Spring из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, МР 3,5 (4 шт.), с иглой инъекционной 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт. Вид изделия.



В ИСПОЛНЕНИЯХ

0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Spring Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, МР 3,5 (4 шт.), с
канюлей 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с канюлей 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм)-2 шт. Вид изделия.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Spring Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, МР 3,5 (4 шт.), с канюлей
0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с канюлей 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт. Вид упаковки.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Suture из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с
иглой атравматической HR 30- 1шт. Вид изделия.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Suture из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с
иглой атравматической HR 30- 1шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Thread 2G из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с двумя иглами
атравматическими GS 110 – 2 шт. Вид изделия.



Light Lift Thread 2G


Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные, в исполнениях

Нить Light Lift Thread 2G из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, МР 3,5, с двумя иглами атравматическими GS 110 – 2 шт. Вид упаковки.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Thread 2G Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, МР 3,5, с двумя
иглами трубчатыми 0,8 мм x 100 мм (21G x 100 мм) – 2 шт. Вид изделия.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Light Lift Thread 2G Soft из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, с насечками, MP 3,5, с двумя иглами
трубчатыми 0,8 мм x 100 мм (21G x 100 мм) – 2 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях


Нить Nano Spring 4 из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, МР 1,5, с иглой инъекционной
0,6 мм x 40 мм (23G x 40 мм) -5 шт. Вид изделия.



Nano Spring 4

Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные, в исполнениях

12. Нить Nano Spring 4 из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, MP 1,5, с иглой инъекционной 0,6 мм x 40 мм (23G x 40 мм) - 5 шт. Вид упаковки




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Nano Spring 7 из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, спиралевидная, МР 1,5, с канюлей 0,6 мм x 70 мм
(23G x 70 мм) -5 шт. Вид изделия.




Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Nano Spring 7 из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, спиралевидная, MP 1,5,
с канюлей 0,6 мм x 70 мм (23G x 70 мм) -5 шт. Вид упаковки



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные
в исполнениях


Нить Nano Vitis 4 из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, витая, МР 1,5, с иглой инъекционной 0,7 мм x 40 мм
(22G x 40 мм) – 5 шт. Вид изделия



Nano Vitis 4

Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Nano Vitis 4 из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, витая, МР 1,5, с иглой инъекционной 0,7 мм х 40 мм
(22G х 40 мм) – 5 шт. Вид упаковки.



Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Nano Vitis 7 из сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном, витая, МР 1,5, с канюлей 0,7 мм х 70 мм (22G х 70 мм) – 5 шт.


Вид изделия Nano Vitis 7.



Nano Vitis 7

Нити рассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные,
в исполнениях

Нить Nano Vitis 7 из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, витая, МР 1,5, с канюлей 0,7 мм х 70 мм (22G х 70 мм) – 5
Вид упаковки Nano Vitis 7.



Всего прошнуровано и скреплено
печатью 31 (включая один лист
генеральный директор
ООО «АПТОС ГРУП»

Каджая Г.Н.

