


Утверждаю
Генеральный директор
ООО «АльнаМедикал»
Л.С Ильина




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наборы мочеточниковых стентов Marflow в исполнениях


Производитель: МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), Швейцария
Юридический адрес: Soodstrasse 57, CH-8134 Adliswil, Zurich, Switzerland




1) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J), открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




- 2) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) со стальным проводником, открытый /закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм). 7 CH (2,30 мм). 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см); проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




- 3) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый /закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см); проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




- 4) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый /закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см); проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




- 5) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




- 6) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




- 7) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




- 8) Набор мочеточникового стента "Стандартный" (Ureteral Stent Set Standart Double-J) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




9) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




10) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




11) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), 4,8 СН (1,60 мм), 5 СН (1,67 мм), 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




12) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




13) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180), открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




14) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) со стальным проводником, открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




15) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




16) Набор мочеточникового стента «Длительного стояния 180» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 180) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




17) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent); открытый/закрытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см),




18) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) со стальным проводником; открытый/закрытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




19) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием; открытый/закрытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




20) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) с нитиноловым проводником типа «Собра»; открытый/закрытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




21) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent); открытый/открытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см)




22) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) со стальным проводником; открытый/открытый тип; стент диаметром: 3 СН (1,00 мм), 4 СН (1,35 мм), 5 СН (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




23) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием; открытый/открытый тип; стент диаметром: 3 СН (1,00 мм), 4 СН (1,35 мм), 5 СН (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




24) Набор мочеточникового стента «Педиатрический» (Ureteral Stent Set Paediatric Stent) с нитиноловым проводником типа «Cobra»; открытый/открытый тип; стент диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), длиной: 8 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,035" (0,88 мм), длиной 150 см




25) Набор мочеточникового стента «Трансплантационный» (Ureteral Stent Set Renal Transplant), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 10 см – 18 см (шаг – 1 см)




26) Набор мочеточникового стента «Трансплантационный» (Ureteral Stent Set Renal Transplant) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 10 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




27) Набор мочеточникового стента «Трансплантационный» (Ureteral Stent Set Renal Transplant) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 10 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




28) Набор мочеточникового стента «Трансплантационный» (Ureteral Stent Set Renal Transplant) с нитиноловым проводником типа «Собра», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 10 см – 18 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




29) Набор мочеточникового стента «Интраоперационный» (Ureteral Stent Set Intra Operative Stent), закрытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см),




30) Набор мочеточникового стента «Интраоперационный» (Ureteral Stent Set Intra Operative Stent) со стальным проводником, закрытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




31) Набор мочеточникового стента «Интраоперационный» (Ureteral Stent Set Intra Operative Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, закрытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




32) Набор мочеточникового стента «Интраоперационный» (Ureteral Stent Set Intra Operative Stent) с нитиноловым проводником типа «Cobra», закрытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




33) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent), открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см




34) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) со стальным проводником, открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см, проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




35) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см, проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




36) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) с нитиноловым проводником типа «Собга», открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм) , длиной: 70 см, проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




37) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent), открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см




38) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) со стальным проводником, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см, проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




39) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 70 см, проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




40) Набор мочеточникового стента «Однопетлевой» (Ureteral Stent Set Mono-J Stent) с нитиноловым проводником типа «Собра», открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм)




41) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




42) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), со стальным проводником, открытый/закрытый тип. стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




43) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиновым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




44) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиновым проводником типа «Cobra», открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




45) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




46) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), со стальным проводником, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




47) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




48) Набор мочеточникового стента «Для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




49) Набор мочеточникового стента «Опухолевой» (Ureteral Stent Set Tumor Stent), открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




50) Набор мочеточникового стента «Опухолевой» (Ureteral Stent Set Tumor Stent), со стальным проводником, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




51) Набор мочеточникового стента «Опухолевой» (Ureteral Stent Set Tumor Stent), с нитиновым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




52) Набор мочеточникового стента «Опухолевой» (Ureteral Stent Set Tumor Stent), с нитиновым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




53) Набор мочеточникового стента «Опухолевой, полиуретановый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent Polyurethane), открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




54) Набор мочеточникового стента «Опухолевой, полиуретановый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent Polyurethane) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




55) Набор мочеточникового стента «Опухолевой, полиуретановый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent Polyurethane) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




56) Набор мочеточникового стента «Опухолевой, полиуретановый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent Polyurethane) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




57) Набор мочеточникового стента «Опухолевой силиконовый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent 100 % Silicone), открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




58) Набор мочеточникового стента «Опухолевой силиконовый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent 100 % Silicone), со стальным проводником, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




59) Набор мочеточникового стента «Опухолевой силиконовый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent 100 % Silicone), с нитиновым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




60) Набор мочеточникового стента «Опухолевой силиконовый» (Ureteral Stent Set Tumor Stent 100 % Silicone), с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




61) Набор мочеточникового стента «Гидрофильный» (Ureteral Stent Set Hydrophilic coated Stent), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см),




62) Набор мочеточникового стента «Гидрофильный» (Ureteral Stent Set Hydrophilic coated Stent) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




63) Набор мочеточникового стента «Гидрофильный» (Ureteral Stent Set Hydrophilic coated Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




64) Набор мочеточникового стента «Гидрофильный» (Ureteral Stent Set Hydrophilic coated Stent) с нитиновым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




65) Набор мочеточникового стента «Рифлёный» (Ureteral Stent Set Groove Stent), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




66) Набор мочеточникового стента «Рифлёный» (Ureteral Stent Set Groove Stent) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см.



67) Набор мочеточникового стента «Рифлёный» (Ureteral Stent Set Groove Stent) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




68) Набор мочеточникового стента «Рифлёный» (Ureteral Stent Set Groove Stent) с нитиновым проводником типа «Собра», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




69) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)


70) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент




диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




71) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




72) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




73) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




74) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) со стальным проводником, открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




75) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




76) Набор мочеточникового стента «Силиконовый длительного стояния» (Ureteral Stent Set Longlife Stent 360) с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см.




77) Набор мочеточникового стента «Эндопиелотомический» (Ureteral Stent Set Endopyelotomy Stent), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм) - 9,4 CH (3,14 мм), 4,8 CH (1,60 мм) - 9,6 CH (3,20 мм), 5 CH (1,67 мм) - 10 CH (3,34 мм), 6 CH (2,00 мм) - 12 CH (4,00 мм), 7 CH (2,30 мм) - 14 CH (4,60 мм), 8 CH (2,7 мм) - 16 CH (5,40 мм), 9 CH (3,00 мм) - 18 CH (6,00 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см)




78) Набор мочеточникового стента «Эндопиелотомический» (Ureteral Stent Set Endopyelotomy Stent), со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм) - 9,4 CH (3,14 мм), 4,8 CH (1,60 мм) - 9,6 CH (3,20 мм), 5 CH (1,67 мм) - 10 CH (3,34 мм), 6 CH (2,00 мм) - 12 CH (4,00 мм), 7 CH (2,30 мм) - 14 CH (4,60 мм), 8 CH (2,7 мм) - 16 CH (5,40 мм), 9 CH (3,00 мм) - 18 CH (6,00 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




79) Набор мочеточникового стента «Эндопиелотомический» (Ureteral Stent Set Endopyelotomy Stent), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм) - 9,4 CH (3,14 мм), 4,8 CH (1,60 мм) - 9,6 CH (3,20 мм), 5 CH (1,67 мм) - 10 CH (3,34 мм), 6 CH (2,00 мм) - 12 CH (4,00 мм), 7 CH (2,30 мм) - 14 CH (4,60 мм), 8 CH (2,7 мм) - 16 CH (5,40 мм), 9 CH (3,00 мм) - 18 CH (6,00 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




80) Набор мочеточникового стента «Эндопиелотомический» (Ureteral Stent Set Endopyelotomy Stent), с нитиновым проводником типа «Собра», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм) - 9,4 CH (3,14 мм), 4,8 CH (1,60 мм) - 9,6 CH (3,20 мм), 5 CH (1,67 мм) - 10 CH (3,34 мм), 6 CH (2,00 мм) - 12 CH (4,00 мм), 7 CH (2,30 мм) - 14 CH (4,60 мм), 8 CH (2,7 мм) - 16 CH (5,40 мм), 9 CH (3,00 мм) - 18 CH (6,00 мм), длиной: 12 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




81) Набор мочеточникового стента "Мултилул" (Ureteral Stent Set Multiloop), открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см).




82) Набор мочеточникового стента "Мултилоуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), со стальным проводником, открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), 4,8 СН (1,60 мм), 5 СН (1,67 мм), 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




83) Набор мочеточникового стента "Мультилуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип: стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




84) Набор мочеточникового стента "Мультилуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), с платиновым проводником типа «Cobra», открытый/закрытый тип; стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), 4,8 СН (1,60 мм), 5 СН (1,67 мм), 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




85) Набор мочеточникового стента "Мультилуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см)




86) Набор мочеточникового стента "Мультилуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), со стальным проводником, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм). длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




87) Набор мочеточникового стента "Мултилоуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), 4,8 СН (1,60 мм), 5 СН (1,67 мм), 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,7 мм), 9 СН (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




88) Набор мочеточникового стента "Мультилуп" (Ureteral Stent Set Multiloop), с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип; стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), 4,8 CH (1,60 мм), 5 CH (1,67 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,7 мм), 9 CH (3 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,97 мм), длиной 150 см




89) Набор мочеточникового стента «Мултилул для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см)




90) Набор мочеточникового стента «Мултилул для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), со стальным проводником, открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




91) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032” (0,81 мм), длиной 150 см




92) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиновым проводником типа «Cobra», открытый/закрытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см




93) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), открытый/открытый тип. стент диаметром: 4,7 CH (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см)



94) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), со стальным проводником, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4.7 CH (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0.032" (0.81 мм), длиной 150 см



95) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием, открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032" (0,81 мм), длиной 150 см



96) Набор мочеточникового стента «Мултилоуп для уретерореноскопа» (Ureteral Stent Set Multiloop Blue Stent via Ureterorenoscope), с нитиноловым проводником типа «Cobra», открытый/открытый тип, стент диаметром: 4,7 СН (1,57 мм), длиной: 24 см – 32 см (шаг – 1 см), проводник диаметром 0,032” (0,81 мм), длиной 150 см

Прочитано и проверено
генеральный директор 07.11.2016
А.С. Исаев

