

Общество с ограниченной ответственностью «МЗ Либерец РУС»
109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 6, помещения №№ 9, 13, 13а

Утверждаю
Генеральный директор ООО «МЗ Либерец РУС»
Расторгуева Ольга Александровна



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Консоль для распределения медицинских газов и электропитания
реанимационная с настенным креплением, с принадлежностями.**




Рельсы для крепления навесного оборудования

Консоль с настенным креплением,
вариант исполнения: RN07/D0



Разъем быстрого соединения
медицинских газов: для кислорода

Консоль с настенным креплением,
вариант исполнения: RN07/D1




Консоль с настенным креплением,
вариант исполнения: RN07/D4



Полки для оборудования,
типы: А, М, V, L.



Консоль с настенным креплением,
вариант исполнения: ZS 07




Лампа наблюдательная с гибким
штативом
- включение внутри модуля



Лампа наблюдательная
с коленчатым
штативом - включение
внутри модуля



Полка подвесная с ящиком и
медицинскими планками
для медицинского оборудования.



Расходомер-дозатор кислорода:
ME 103, ME 104.

Держатель консольный плечевой со стальной крепежной панелью

Станга подвесная универсальная

Полка подвесная для монитора

Стенд для внутривенных вливаний с 4-мя поворотными плечами

Полка простая для монитора

Расходомер кислорода с увлажнителем: MZ 103F, MZ 104F

Редукционный клапан вакуума VR 01 с емкостями 0,5; 1; 2; 4 литра.

Лампа наблюдательная с гибким штативом-включение через коннектор

Лампа наблюдательная с коленчатым штативом-включение через коннектор



Инжектор с регулируемым вакуумметрическим давлением PP 631



Расходомер-дозатор сжатого воздуха: ME 603, ME 604



Разъемы быстрого соединения для подключения пневмоинструмента хирурга: RM601, RM602, RM621, RM622



Штекеры разъема быстрого соединения NP, NU, NR





И. С. Супрун
И. С. Супрун