



1. Корзинка экстрактор литотриптор Trapezoid™ RX. Предназначен для механической литотрипсии. Однокомпонентная система с корзинкой, металлической оболочкой и рукояткой. С помощью эндоскопа устройство водится в общий желчный проток, с последующим поиском и возможностью дробления и извлечения желчных камней. Доступно в нескольких (1.5, 2.0, 2.5, 3.0 см) размерах корзинки.



2. Устройство для клипирования Resolution™. Применяется для гемостатического клипирования кровотечений язв, мелких артерий, дефектов слизистой оболочки, полипов и дивертикулов. Может применяться для крепления систем еюнального кормления и закрытия мелких перфораций.




3. Устройство для лигирования Speedband Superview Super 7™. Используется для эндоскопического лигирования варикоза пищевода и геморроидальных узлов. Эргономическая ручка разработана для обеспечения комфорта оператора и удобной работы. Материал лигатур не содержит латекса.



4. Петля для полипэктомии: петля с возможностью вращения, Sensation™, Captiflex™, Captivator™ II, Profile™. Предназначены для эндоскопического удаления и прижигания полипов кишечника различного размера.




5. Корзинка для извлечения полипов TWISTER™.  
Предназначена для захвата и извлечения полипов для последующего исследования. Диаметр петли 13 – 22 – 25 – 32 мм. Диаметр ножен: 2,5 мм, диаметр канала: 2,8 мм.



6. Щипцы для биопсии трахеобронхиальные Radial Jaw™. Предназначены для сбора ткани в бронхах с помощью эндоскопа для гистологических экспертиз. Плавающая головка имеет целью облегчить отбор образцов в сложных условиях легочной анатомии. Эргономичная ручка предназначена для обеспечения повышенной комфортности и чувствительности. Покрытие Endoglide™ предназначено для уменьшения трения и облегчения прохода щипцов через бронхоскоп.



7. Щипцы для биопсии Radial Jaw™.. Специально разработаны для сбора ткани при эндоскопии для гистологической экспертизы. Обеспечивают чистый и точный «укус», за счет возможности использования 3 размеров позволяют получать большее количество биопсийного материала



8. Щипцы для горячей биопсии Radial Jaw™. Помимо взятия проб щипцы для горячей биопсии применяются для удаления мелких новообразований типа полипов с последующим прижиганием раны высокочастотным током для остановки кровотечения



9. Щипцы для биопсии педиатрические Radial Jaw™.

10. Щипцы для множественной биопсии с накопителем Multibite™.