



С.Ю. Робский

2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(личная подпись)
(расшифровка подписи)

« 11 » января 2018 г.

Программное обеспечение

Jemys: Радиологическая цифровая информационная система с модулем архивации изображений

(версия 4.0.) Варианты исполнения: 1. RIS + PACS 2. RIS + PACS 3D 3. Модуль для маммографических исследований

4. Просмотрщик.

Фотографии медицинского изделия.

ЮСАР+	ЮСАР+
ЖЕМУС:РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА С МОДУЛЕМ АРХИВАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ВЕРСИЯ 4.0.) ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 1.RIS+ PACS 2.RIS+PACS 3D 3. МОДУЛЬ ДЛЯ МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 4. ПРОСМОТРОВЩИК	ЖЕМУС:РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА С МОДУЛЕМ АРХИВАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ВЕРСИЯ 4.0.) ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 1.RIS+ PACS 2.RIS+PACS 3D 3. МОДУЛЬ ДЛЯ МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 4.ПРОСМОТРОВЩИК Назначение и область применения Система применяется в диагностических отделениях ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), в которых выполняются исследования с применением аппаратов лучевых и функциональных методов диагностики (УЗИ, компьютерной томографии, рентгенологии, маммографии). Условия эксплуатации/ требования к техническим средствам - Процессор: 64-битный процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц, рекомендуется Intel Core i5 и выше; - Оперативная память: не менее 16 ГБ; - Дисковая память: рекомендуется SSD 1 TB, но не менее 30 ГБ; Сетевая карта: не менее 100 Мбит/с. - Стандартный монитор с разрешением не менее 1280x1024; - Видеокарта: - интерфейс PCI-E 16x 2.0; - количество поддерживаемых мониторов: не менее 2; - максимальное разрешение: не хуже 2560x1600; - объем видеопамяти: не менее 1024 Мб; - тип видеопамяти: не хуже GDDR3; - разъемы DVI-I, поддержка HDCP, HDMI, VGA; - поддержка стандартов DirectX 11, OpenGL 4; -Операционная система: серверная 64-х битная Windows 7 или выше;

Фото 1.

ЮСАР+

**ЖЕМУС:РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА С МОДУЛЕМ
АРХИВАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ВЕРСИЯ 4.0.)**

БАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- 1.RIS+PACS**
- 2.RIS+PACS 3D**
- 3. МОДУЛЬ ДЛЯ МАММОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**
- 4. ПРОСМОТРОВЩИК**

Фото 2.

ЮСАР+

**JEMYS: РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
С МОДУЛЕМ АРХИВАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ВЕРСИЯ 4.0.)**

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 1. RIS+ PACS 2. RIS+ PACS 3D 3. МОДУЛЬ ДЛЯ
МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 4. ПРОСМОТРОВЩИК**

Назначение и область применения

Система применяется в диагностических отделениях ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), в которых выполняются исследования с применением аппаратов лучевых и функциональных методов диагностики (УЗИ, компьютерной томографии, рентгенологии, маммографии).

Условия эксплуатации / требования к техническим средствам

- Процессор: 64-битный процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц, рекомендуется Intel Core i5 и выше; - Оперативная память: не менее 16 ГБ; - Дисковая память: рекомендуется SSD 1 TB, но не менее 30 ГБ; Сетевая карта: не менее 100 Мбит/с. - Стандартный монитор с разрешением не менее 1280x1024; - Видеокарта: - интерфейс PCI-E 16x 2.0; - количество поддерживаемых мониторов: не менее 2; - максимальное разрешение: не хуже 2560x1600; - объем видеопамяти: не менее 1024 Мб; - тип видеопамяти: не хуже GDDR3; - разъемы DVI-I, поддержка HDCP, HDMI, VGA; - поддержка стандартов DirectX 11, OpenGL 4; - Операционная система: серверная 64-битная Windows 7 или выше;

Программное обеспечение
«JEMYS: Радиологическая цифровая
информационная система с модулем
архивации изображений (версия 4.0.)»

Варианты исполнения:

1. RIS + PACS.
2. RIS + PACS 3D.
3. Модуль для маммографических исследований.
4. Просмотрщик.

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+. Все права защищены

Фото 3

Фото 4

Программное обеспечение
«JEMYS: Радиологическая цифровая
информационная система с модулем
архивации изображений (версия 4.0.)»

Варианты исполнения:

1. RIS + PACS.
2. RIS + PACS 3D.
3. Модуль для маммографических исследований.
4. Просмотрщик.

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+ Все права защищены



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (лист) лист 6

Директор АО "ЮСАР+" Робский С.Ю.