



Иск. д-р. Ветрусу М.

СТ с кабелем пациента (12кан.)



Регистратор FS-BT с кабелем пациента (12кан.)



электроды одноразовые F9070



Блок управления (РС.011113.001-04)



CD-диск (РС.011113.001-05)





риемник сигнала (РС.011113.001-07)



надлежности:

дисплей - монитор не менее 15", интерфейс подключения HDMI , VGA, DVI; 2. Клавиатура - интерфейс подключения USB или PS/2;

манипулятор мышь - интерфейс подключения USB или PS/2; 4. Принтер не хуже A4, 600x600 т/д, 7 стр/мин, интерфейс подключения USB.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью организации 1 (Девета)

) листов.

Ген. директор

Бороздин М.Ю.

