

ООО «АВЕРСУС»

**ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

129347, г. Москва, Югорский пр-д, 1, стр. 3

(495) 637-9300, (499) 188-6583

info@aversus.ru, www.aversus.ru

МОЧЕПРИЕМНИК ПОЛИМЕРНЫЙ «АВЕРСУС» ТИПА «УТКА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____.09 г.

Мочеприемник полимерный является предметом гигиены, предназначен для применения в медицинской практике при уходе за больными, может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту.

Мочеприемник имеет два вида комплектации:

- для мужчин;
- универсальный (с насадкой для женщин).

Мочеприемник представляет собой цельнолитую пластмассовую конструкцию, имеет ручку для переноски и крышку для предотвращения выплескивания жидкости при переноске.

Насадка специальная предназначена для возможности сбора мочи у женщин.

Мочеприемник и насадка изготавливаются из полиэтилена низкого давления марки ПВД-108 ГОСТ 16338 белого прозрачного цвета.

Мочеприемник устойчив к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.

После применения мочеприемник подлежит дезинфекции по МУ-287-113, 3%-м раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

ВНИМАНИЕ! НАГРЕВ ВЫШЕ 70°C ЗАПРЕЩЕН!

Технические характеристики:

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Объем вмещающей жидкости – 1,5 л;

Масса мочеприемника:

- без насадки не более - 0,5 кг;
- с насадкой не более - 0,6 кг.

Юр. адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2.

Факт. адрес: 129347, г. Москва, Югорский пр-д, 2, стр.3

ТУ 9398-001-41569657-2009

Срок службы мочеприемника полимерного «Аверсус» - 3 года

Количество: 1 шт.

Дата выпуска

Хранить при температуре от 10°C до 42°C.

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Номер партии

ОТК

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

