

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора Федерального
бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-
исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

В.В. Малеев

2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реагент для взятия, транспортировки
и хранения мазков из верхних дыхательных путей
**«Транспортная среда для хранения и транспортировки
респираторных мазков»**
по ТУ 9398-083-01897593-2009,

производства
Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»,
Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А

2017





и
по примен
транспортировк
д
«Транспорти
транспортировк

ФБУН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
111123, Москва, ул. Новокосинская 34 тел. (495) 974-96-42, факс (495) 305-54-23, e-mail: obh@ros.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Реагента для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей
«Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков»

Форма 2	LOT ДД.ММ.ГГ	ГТТГ-ММ-ДД
		ГТТГ-ММ-ДД

ТУ 9398-083-01897593-2009.
Комплектность, упаковка и маркировка реагента указанной серии соответствуют требованиям ТУ.

1. Состав, физико-химические характеристики	(рН) и индикаторный цвет	Результаты контроля
Наименование реагента	Характеристики и нормы	
Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков	Всплывающая прозрачная жидкость, рН 7,0 – 3,0	соответствует

2. Условия транспортирования и хранения.
Транспортирование. Реагент транспортировать при температуре от 18 до 25 °С не более 5 сут.
Хранение. Реагент хранить при температуре от 2 до 8 °С

Дата выдачи ДД.ММ.ГГ



Заместитель Заведующего
ОМДиЗ по качеству

Форма 1: REF 959; Форма 2: REF 957; Форма 3: REF 958; Форма 4: REF 2127



ФБУН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральный научный центр эпидемиологии и инфекционных заболеваний
125312, Москва, ул. Новодмитровская, д. 28, стр. 1, 125312, Москва, ул. Новодмитровская, д. 28, стр. 1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей
«Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков»

Форма 3

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГТТ-ММ-ДД

ГГТТ-ММ-ДД

ТУ 0308-083-01087583-2008

1. Состав, физико-химические характеристики (ГОСТ и внутренний стандарт)

Наименование реагента	Характеристики и свойства	Результаты испытаний
«Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков»	Средство для хранения и транспортировки мазков	Содержит

2. Условия транспортировки и хранения

Транспортирование. Реагент транспортируется при температуре от 18 до 25 °С не более 5 сут.

Хранение. Реагент хранится в герметичной упаковке при температуре от 2 до 8 °С

Дата выдачи

Д.Д.ММ.ГГ

Заместитель Заведующего
ОМДиЗ по качеству

Контроль качества

Контроль качества

Формы 1: REF 959, Формы 2: REF 957, Формы 3: REF 958, Формы 4: REF 2127



по при
транспорти
«Транспо
транспорти

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 5 лист об

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора


В.В.Малеев

