

УТВЕРЖДАЮ

И.И. Шатенко В.Н.

ООО «ТЕХСЕРВИС»

Дата *«20» августа 19*



ФОТОГРАФИИ

Медицинского изделия

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018

- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-01;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-02;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-03;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип
М192-04:



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-04К;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-05;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-05К;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-06;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-07;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-08;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-09;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-10;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М192-11;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М194-04;



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М194-04К:



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М194-05.



- Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004- 16789225 -2018 тип М194-05К.



Маркировка (пример)

Штатив медицинский для внутривенных вливаний
по ТУ 32.50.13-004- 16789225 -2018 тип М194-05
Россия
ООО «Техсервис»
Россия, 192174, Санкт-Петербург, пр.Александровской фермы, д.23-Б
1 шт в упаковке
Октябрь 2018, партия № 16354
Годеи до: октябрь 2023, гарантийный срок службы 24 мес.
Условия хранения 2 по ГОСТ 15150.
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Прошито
На (20) листах

Директор
ООО «Техсервис»
Иванченко В.Н.

