




Фото № 1
Фронтальная часть
стерилизатора парового
прямоугольного с автома-
тическим управлением
ГП-560-2 «ТЗМОИ» и
двухдверного ГПД-560-2
«ТЗМОИ»



Фото № 2

Предохранительный клапан «Prescor»




Фото № 3

Унифицированный блок ТЭНов




Фото № 4

Символ № 6 по ГОСТ 12.2.091-2002 (образец ГП-560-2)




Фото № 5

Символ № 6 по ГОСТ 12.2.091-2002 (образец ГПД-560-2)



Фото № 6

Символ №12 по ГОСТ 12.2.091-2002 (образец ГП-560-2)



Фото № 7

Символ №12 по ГОСТ 12.2.091-2002 (образец ГПД-560-2)



Фото №8

Автомат защиты в электрощите



Фото № 9

Аварийная кнопка «Стоп» с ключём



Фото №10
принтер



Фото № 11
Мановакууметр