




1. Макет маркировки медицинских изделий

1.1 Маркировка изделия


RS1 (HEM-6120-RU)





RS2 (HEM-6121-RU)



RS3 (HEM-6130-RU)



1.2 Маркировка на упаковке





2. Макет упаковки медицинского изделия



STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS	OPERATING CONDITIONS
-20°C ~ +60°C 10% ~ 90% RH	+10°C ~ +40°C 15% ~ 90% RH 800hPa ~ 1060hPa

PK-HEM-6160-RU-02-09/2018


2629376-9C

Made in Vietnam

Сделано во Вьетнаме



OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
(OMRON KIRKKA Co., Ltd.)
53, Kametoko, Teraoka-cho, Maki, Kyoto, 617-0002, Japan
(53, Кимотокэ, Тераока-чо, Маки, Киото, 617-0002, Япония)



Product name: RS1 (HEM-6120-RU)	Material:coated board
PIM: 2829376-8A	Bleed width:3 (mm)
SIZE:W109xD94xH115(mm)	

FACTOR

OMRON

	EN	RU
	RS1 Automatic Wrist Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический RS1 (HEM-6120-RU)
	Cuff wrap guide: assures correct cuff placement and supports accurate readings	Индикатор правильного положения манжеты: обеспечивает правильное расположение манжеты на руке и способствует получению точных результатов
	Irregular heartbeat detection: Recognize irregular heartbeats for reliable results	Определение аритмии: распознает нарушения сердечного ритма для получения достоверных результатов
	Content: Monitor, Battery set, Instruction manual, Warranty card.	Комплектация: электронный блок с манжетой, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

CS

СЕРВИС

АО "КомплектСервис"
Эксклюзивный дистрибьютор, уполномоченный представитель производителя и импортер медицинской техники OMRON в России
125413, г. Москва,
ул. Солнечногоorskая,
д. 4, стр. 10, мансарда
www.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Model (code): RS1 (HEM-6120-RU)

4 015672 111103

CE0197

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Schoonoord 33, 2132 LR Noorderpoort, THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com
Production Facility
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
(OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.)
88, XVP II, Zone 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Province, Vietnam
Nha Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
12A, XVP II, Zone 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Province, Vietnam
Компания, хоа vu binh, thu duy mot turp, bien duong province, vietnam
PIM: HEM-6120-RU

EC REP

OMRON

RS2
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

13.5-21.5 cm

All for Healthcare

OMRON

RS2
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

connect
omron

iPhone & Android™

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ

All for Healthcare

Простой в использовании. Точный. Компактный.

Результат менее, чем за минуту*

OK

*200 мм рт.ст.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Смартфон совместимый с iOS можно найти по адресу: omronconnect.com/devices
Дополнительная информация: omronconnect.com

STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS

OPERATING CONDITIONS

PK-HEM-6161-RU-02-09/2018
2829382-2C

Made in Vietnam
Сделано во Вьетнаме

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
(OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Kanotsube, Terada-cho, Maiko, Kyoto, 617-0002, Japan
(53, Канотсубе, Терада-чо, Маико, Киото, 617-0002, Япония)

Bleed width:3 (mm)

FACTOR

All for Healthcare



Model Number: RSC-ITEM-6721-000

4 015672 111134

REF: MEM-6161-RU

28. VAP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam
 29. BOM II, (Part 2), Boream-Cammyr Huachayam Park II, Banh Lyung Huachayam-Capang-Vipam Kommek, Koa My Bap, Tay Lay Mot Town, Banh Lyung Province, Vietnam
 REF: HELM-6-161

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
(CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ OMRON VIỆT NAM)
28, VSP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex.

Production facility
COMMON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.

0000-0001-9786-400X

(корресп.: 33, 2732 ИР ХФМАОИ, НИИЭПАНХЗ)

ОМПОН ХАНКА ЕРПОНА С.Б.)
Kortrijk 33, 2132 (R. Hoofddorp, THE NETHERLANDS)

JOMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

EC	REP
----	-----



CE0197

EC	REP
----	-----

OMRON

RS3

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

13.5-21.5 cm

All for Healthcare

OMRON

RS3

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

УСКОРЕННЫЙ ДАТЧИК ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУКИ

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ МАНОЖЕТЫ

iPhone & Android™

All for Healthcare

Простой в использовании. Точный. Компактный.

*200 мм рт.ст.

Смарт-совместимые смартфоны можно найти по адресу: omronconnect.com/devices
 Дополнительная информация: omronconnect.com

STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS

-20°C ~ +60°C

10% ~ 90%

OPERATING CONDITIONS

+10°C ~ +40°C

15% ~ 85%

1000Pa ~ 1060Pa

PK-HEM-6181-RU-02-09/2018
 2829388-1C
 Made in Vietnam
 Сделано во Вьетнаме

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
 (OMRON KOKUKA K.K., JPN.)
 53, Kunitoshi, Tama-cho, Maiko, Kyoto, 617-0002, Japan
 (53, Kunitoshi, Tama-cho, Maiko, Kyoto, 617-0002, Япония)

CS
C/O: M/OMA

Model (code): RS3 (HEM-6130-RU)

	EN	RU
	R53 Automatic Wrist Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический R53 (HEM-6130-RU)
	Advanced positioning sensor: supports accurate measurement	Усовершенствованный датчик положения руки: способствует точному измерению
	Cuff Wrap guide: assures correct cuff placement and supports accurate readings	Ободок правильного положения манжеты: обеспечивает правильное расположение манжеты на руке и способствует получению точных результатов
	Hypertension indicator: Instant interpretation of results with the high blood pressure indicator	Индикатор высокого давления: быстрая интерпретация результатов с помощью индикатора высокого давления
	Irregular heartbeat detection: Recognize irregular heartbeats for reliable results	Определение аритмии: распознает нарушения сердечного ритма для получения достоверных результатов
	60 memories	Память на 60 измерений
	Averaging function: Average of 3 consecutive readings to give more accurate insights into blood pressure	Функция среднего значения: среднее 3 последовательных измерений дает более четкое представление об артериальном давлении
	Content: Monitor, Battery set, Storage case, Instruction manual, Warranty card.	Комплектация: электронный блок с манжетой, футляр для хранения прибора, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

[illegible]

EC	REP
----	-----