





Общий вид Аппарат для дарсонвализации портативный ЭЛАД - «Мед ТеКо»



Сменные электроды

Стандартный комплект электродов:

- 1 – грибовидный;
- 2 – точечный;
- 3 – гребешковый

Дополнительные электроды:

- 4 – дёсенный;
- 5 – ушной;
- 6 – шейный;
- 7 – ректальный;
- 8 – вагинальный.

Прошито и пронумеровано

2

ЛИСТОВ



УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Мед ТеКо»



A

/А.В. Беньков

12

2017 г

МАРКИРОВКА

медицинского изделия Аппарат для дарсонвализации портативный ЭЛАД - «Мед ТеКо»

Шильдик

220 В		№ _____	АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛАД - «Мед ТеКо»  ТУ 9444-001-56812193-2001
50 Гц		Дата изг. _____ 20 ____ г.	
45 В·А		ООО «Мед ТеКо»	

Знаки расположенные на корпусе аппарата



- Зона высокого напряжения.

(знак красного цвета)

МАКС



МИН

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Мед ТеКо»



/А.В. Беньков

12 2017 г

Макет маркировки на упаковке

**АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ
ПОРТАТИВНЫЙ**

ЭЛАД - «Мед ТеКо»

ТУ 9444-001-56812193-2001

ООО «Мед ТеКо»

РФ, МО г. Мытищи Олимпийский пр-т, д.16 корп.2

www.medteco.ru E-mail: zakaz@medteco.ru

Заводской номер № _____ Дата упаковки _____

Число изделий _____ 1 _____

220 В; 50 Гц; 45 В·А

Рег. удост. № ФСР 2011/11746