




Стент уретральный покрытый (внешний вид всех размеров стентов идентичен)

**СТЕНТ УРЕТРАЛЬНЫЙ ПОКРЫТЫЙ С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ «С1» и «С2»
по ТУ 32.50.13-012-42237874-2019 Вариант исполнения
СТЕНТ УРЕТРАЛЬНЫЙ ПОКРЫТЫЙ С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ «С1»,
Стент: диаметр 4мм, длина 30мм**

Назначение: Стент с системой доставки предназначен для имплантации в уретру на короткий или длительный срок для улучшения проходимости уретры и обеспечения свободного тока мочи из мочевого пузыря.



REF

1210704-30C1


LOT

20190118-01

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
РУ №



STERILE R



2 1 ЯНВ 2021



2 1 ЯНВ 2019

ООО «Минимально инвазивные технологии»




143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл 61, стр 5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ld@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Стент уретральный покрытый с системой доставки
«С1» – маркировка на индивидуальной потребительской
упаковке



Стент уретральный покрытый с системой доставки «С1»
 (1 - канюля установочная; 2 – толкатель; 3 – устройство коррекции установки стента; 4 – устройство извлечения)



1 – толкатель; 2 - канюля установочная; 3 –
 устройство коррекции установки стента; 4 -
 устройство извлечения

1 – устройство коррекции установки стента; 2 -
 устройство извлечения

**СТЕНТ УРЕТРАЛЬНЫЙ ПОКРЫТЫЙ С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ «С1» и «С2»
по ТУ 32.50.13-012-42237874-2019 Вариант исполнения
СТЕНТ УРЕТРАЛЬНЫЙ ПОКРЫТЫЙ С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ «С2»,
Стент: диаметр 4мм, длина 40мм**

Назначение: Стент с системой доставки предназначен для имплантации в уретру на короткий или длительный срок для улучшения проходимости уретры и обеспечения свободного тока мочи из мочевого пузыря.



1210704-40C2




20190114-01



STERILE R

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
РУ №



2 1 ЯНВ 2019




2 1 ЯНВ 2021



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл. 61, стр. 5 Тел: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_id@mail.ru, www.oos-mit.ru

*Стент уретральный покрытый с системой доставки
«С2» – маркировка на индивидуальной потребительской
упаковке*



*Стент уретральный покрытый с системой доставки «С2»
(1 – толкатель; 2 – проводник; 3 – установочная канюля)*

