


СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ЛАБРОМЕД-3»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: ООО Лабромед, РФ, Моск.обл.,г.Химки

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый

Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.

Корпус – ЛДСП 16 мм.

Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке

Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.

Вариант поставки – в собр. или разобр. виде.

Фурнитура – HAFELE (Германия).

Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);

установка влаго-химстойкой столешницы;

установка кронштейна под сист. блок.

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования убедитесь, что весь упаковочный материал удален.



Переместите стол на предполагаемое место установки и совершите сборку согласно схеме сборки!

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка столов

Металлические и деревянные части необходимо очищать при помощи влажной тряпки и слабого состава растворителя. Дезинфекция металлических частей проводится при помощи дезрастворов.



Категорически запрещается мыть столы при помощи душа!

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Габаритные размеры (Ширина x Глубина, Высота), мм	Масса, кг
Стол лабораторный пристенный СУ 750 «Лабромед-3»	600 x 600 x 750/850	10/11
Стол лабораторный пристенный СУ 850 «Лабромед-3»	750 x 750 x 850	12
Стол лабораторный пристенный СВ 1200 «Лабромед-3»	1200 x 600 x 750/850	53/55
Стол лабораторный пристенный СВ 1200 «Лабромед-3»	1200 x 750 x 850	62
Стол врача-лаборанта пристенный СМ-1 «Лабромед-3»	1200 x 600 x 750	60
Стол компьютерный пристенный СМ-1 К «Лабромед-3»	1200 x 600 x 750	67
Стол врача-лаборанта пристенный СВЛУ-01 «Лабромед-3»	1300 x 1600 x 750/850	50
Стойка-тележка для аппаратуры СТ-2 «Лабромед-3»	510 x 560 x 830	9
Стол палатный островной СМП-1 «Лабромед-3»	800 x 800 x 750	17
Стол обеденный островной СТО-6 «Лабромед-3»	1600 x 700 x 750	30
Стол журнальный передвижной СПЖ-1 «Лабромед-3»	750 x 550 x 620	15

5. ГАРАНТИЯ

Средний срок службы столов должен быть не менее 8 лет. За критерий предельного состояния столов принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим или функциональным показателям (когда стоимость годовых ремонтов достигнет 60 % стоимости нового изделия).

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ, ОСТРОВНЫЕ

ЦИРМИ МЕДЕНІ «МОБИЛЕ»

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 600 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 800 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; установка кронштейна под сист. блок; бортик.
Примечание: используется для внутреннего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 850 Г 850 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена; бортик.

Ш 850 Г 850 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; Примечание: используется для внешнего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 600 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.

Ш 750 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).
Рабочий стол – усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.
Электрооборудование – настольный технический короб с тремя евророзетками.
Вариант поставки – 2 места: отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).
Рабочий стол – травмобезопасный усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.
Электрооборудование – настольный технический короб с тремя евророзетками.
Вариант поставки – 2 места: отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

серия МЕДИ-НТ-2 «МОБИЛЕ»

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



СТАНДАРТ

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель (5-8 мм).
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Фасад, полка – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Выдвижной ящик – тип метабокс.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Выдвижной ящик – тип метабокс.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Полки – ЛДСП 16 мм.
Вариант поставки – отдельно три места (2 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



Ш 1500 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Полки – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

Ш 2700 Г 600 В 750/850



Ш 2700 Г 600 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Фасад, полка – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.
Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТАВКОЙ



Ш 1200 Г 600 В 1700



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель (5-8 мм).
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Надставка, полка – влаго-химстойкий пластик 5 мм на алюминиевом каркасе. Ширина 1200 мм, глубина: 300 мм, высота: 850 мм.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

МЕДЕНТ 2 «МОБИЛЕ»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



СТАНДАРТ

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагостойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагостойкий.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы стоя.


Ш 1200 Г 600 В 850




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1500 Г 600 В 750/850




Ш 1500 Г 600 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагостойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагостойкий.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы стоя.

Ш 1200 Г 600 В 750




СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
Столешница – ЛДСП 25 мм.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 4 вариантов);
установка влагостойкой столешницы;
установка крошечной под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750




СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс. Кронштейн под системный блок.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
Столешница – ЛДСП 25 мм.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влагостойкой столешницы.

Ш 1200 Г 1600 В 750/850



СТОЛ ВРАЧА ЛАБОРАНТА УГЛОВОЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагостойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагостойкий.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
установка влагостойкой столешницы.

Ш 510 Г 560 В 830



СТОЙКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТУРЫ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – усиленный алюминиевый каркас на четырех конусных опорах.
Полки – влагостойкий пластик 5мм.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета.

СТОЛ ПАЛАТНЫЙ

Ш 800 Г 800 В 750




СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

Ш 1600 Г 700 В 750



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Ш 750 Г 550 В 620



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 3 вариантов);
установка металлического знака.
Примечание: предназначен для внутреннего
углового соединения со сторонами серии СБДЛ и СТС.



МАФИ
Фосад
МАФИ
Политик
ДПКН 16 км в П.
... известно из истории г. ...
... различные заболевания у ...
... структура - МАФИ (формини).
Вариант МАФИа в (собрании напе
Уникальн гофрированный короб или (БРО)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 10 вариантов),
установка металлической рамы
Примечание: используется в качестве опоры для труб для
сервисной колонны СКМ М-ЭТ.

1. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **линейным**, если $f(x, y)$ линейно относительно y .
 2. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x)$ называется **сепарабельным**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f(x) \cdot g(y)$.
 3. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **однородным**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f\left(\frac{x}{y}, 1\right)$.
 4. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **неоднородным**, если $f(x, y)$ нельзя представить в виде $f\left(\frac{x}{y}, 1\right)$.
 5. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **квадратным**, если $f(x, y)$ является квадратичным полиномом относительно y .
 6. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **дифференциальным уравнением Бернулли**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f(x) \cdot y^p$, где p — постоянная.
 7. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **дифференциальным уравнением Рунге-Кутты**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f(x, y) = \frac{1}{h} \left(k_1 + k_2 + k_3 + k_4 \right)$, где k_1, k_2, k_3, k_4 — функции x и y .
 8. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **дифференциальным уравнением Эйлера**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f\left(\frac{x}{y}, 1\right)$.
 9. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **дифференциальным уравнением Лагранжа**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f\left(\frac{x}{y}, 1\right)$.
 10. **Уравнение** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ называется **дифференциальным уравнением Копе**, если $f(x, y)$ можно представить в виде $f\left(\frac{x}{y}, 1\right)$.

[illegible]