


Справка на изделие медицинского назначения «Эндоскоп для вазэктомии с принадлежностями»

Эндоскоп для вазэктомии, производства компании: «Maquet Cardiovascular LLC», США
рекомендован к применению для эндоскопического выделения вены Saphenous и артерии
Radialis.



По сравнению с традиционным открытым
забором трансплантата (OVH), метод
эндоскопического выделения сосуда (EVH)
демонстрирует следующие преимущества:

- Значительное снижение частоты осложнений послеоперационной раны
- Снижение частоты и силы острой послеоперационной боли
- Аналогичное общее время операции
- Большая степень удовлетворения пациента
- Снижение длительности послеоперационной госпитализации (ЛОС)
- Уменьшение затрат на амбулаторное лечение раны после выписки из стационара

Технические характеристики и описания:

Эндоскоп для вазэктомии с принадлежностями:

1. Лотки для стерилизации (не более 4 штук).
2. Кабели соединительные (не более 4 штук).
3. Адаптеры (не более 4 штук).
4. Переходники для световода (не более 4 штук).

Эндоскоп для вазэктомии - изделие многоразового использования.

Характеристики:

- Длина эндоскопа 40 см
- Диаметр эндоскопа 7 мм
- Соединение для источника света
- Соединение для камеры
- Возможность прикручивания оливобразного конического наконечника

