

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий

Медведева И.Б.
2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL))




Рисунок 1 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): общий вид изделия




Рисунок 2 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 1, общий вид




Рисунок 3 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU tein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 2, общий вид




Рисунок 4 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 3, общий вид




Рисунок 5 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 4, общий вид




Рисунок 6 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 5, общий вид




Рисунок 7 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)); Калибратор Atellica CH hsCRP CAL уровень 6, общий вид

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH

hsCRP CAL

CAL LOT VAL

REVISION 1

MATERIAL hsCRP CAL

MATERIAL ID 16

LOT

453716

有效期至

2020-01-28

失效日期

REF

11099412



siemens.com/document-library

hsCRP	UNITS C
CAL 1	0.00 mg/L
CAL 2	0.54 mg/L
CAL 3	1.08 mg/L
CAL 4	1.63 mg/L
CAL 5	5.40 mg/L
CAL 6	10.80 mg/L



11110354 Rev. 02

Рисунок 8 Набор калибраторов высокочувствительного С-реактивного белка для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein Calibrator (Atellica CH hsCRP CAL)): Лист значений параметров серии калибратора, общий вид

Всего прошито и пронумеровано 9 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

