


Фотографические изображения
медицинского изделия

Аппарат ультразвуковой диагностический, варианты исполнений: S2N, S8Exr, S9, S30 с принадлежностями



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, варианты исполнения: S2N




Макет маркировки. Модель S2N

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S2N. Макет маркировки



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S8 Exp




Макет маркировки. Модель S8Exp

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S8 Exp. Макет маркировки



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S9




Макет маркировки. Модель S9

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S9. Макет маркировки



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S30




Макет маркировки. Модель S30

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S30. Макет маркировки




II. Принадлежности: 1. Датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.





2. Датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой – не более 2 шт.
















































19. Датчик биплановый внутриполостной линейно-микроконвексный ультразвуковой – не более 2 шт.




20. Датчик биплановый внутрисполостной микроконвексно-микроконвексный ультразвуковой – не более 2 шт.




21. Датчик трансректальный радиального сканирования ультразвуковой – не более 2 шт.




22. Датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




23. Датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




24. Датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




25. Датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




26. Датчик монокристалльный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.




27. Датчик широкополосный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.




28. Датчик монокристалльный секторный фазированный ультразвуковой – не более 2 шт.




29. Датчик монокристалльный объемный ультразвуковой – не более 2 шт.




30. Датчик лапароскопический ультразвуковой – не более 2 шт.




31. Датчик объемный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.




32. Датчик объемный внутрисполостной ультразвуковой – не более 2 шт.




33. Датчик объемный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.




34. Датчик секторный фазированный широкополосный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




35. Датчик доплеровский карандашный ультразвуковой – не более 2 шт.




36. Датчик транспищеводный ультразвуковой – не более 2 шт.



37. Датчик транспищеводный детский ультразвуковой – не более 2 шт.



38. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального высокой плотности ультразвукового.




39. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального ультразвукового.




40. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриполостного трансректального ультразвукового




41. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриполостного ультразвукового.




42. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного высокой плотности ультразвукового.




43. Адаптер пункционный для датчика конвексного высокочастотного ультразвукового.




44. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного ультразвукового.





45. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного абдоминального ультразвукового.




46. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного высокой плотности ультразвукового.















































73

SonoScape

S20 Exp/S20 Pro/S20/S15

Digital Color Doppler Ultrasound System


User Manual

Advanced


CE 0434


45


75

































58



86

















84. Док-станция для ультразвукового сенсора – не более 2 шт.

Прошито, пронумеровано
На 93 (девятью трех)

листах

Верно: Генеральный
директор ООО "Соноскейт-
Самара"

Колдобкин И.Ю.

