

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований

АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

2020 г.



Набор реагентов
Питательный бульон для элективного накопления сальмонелл
МА-бульон сухой (типа Мюллера)
Маркировка на этикетке банки:

Для диагностики in vitro Для лечебно-профилактических учреждений Гигроскопичен. Светочувствителен Хранить в герметично закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С		Набор реагентов ПИТАТЕЛЬНЫЙ БУЛЬОН для элективного накопления сальмонелл МА-бульон сухой (типа Мюллера)		Состав в г/л: <table><tr><td>Питательный бульон сухой (СПБ)</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Пептон ферментативный сухой</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Экстракт кормовых дрожжей</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Натрия тиосульфат</td><td>40,0</td></tr><tr><td>Сода кальцинированная</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Бриллиантовый зеленый</td><td>0,01</td></tr></table>		Питательный бульон сухой (СПБ)	10,0	Пептон ферментативный сухой	5,0	Экстракт кормовых дрожжей	2,5	Натрия тиосульфат	40,0	Сода кальцинированная	0,5	Бриллиантовый зеленый	0,01	Способ приготовления: Набор реагентов в количестве 58,01 г размешать в 1 л дистиллированной воды, нагреть и кипятить 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить в стерильные флаконы, стерилизовать автоклавированием при температуре (110±2) °С в течение 20 мин. Приготовленную основу хранить без внесения раствора Люголя в течение 7 сут при температуре 20 °С, который готовится следующим образом: в 100 мл воды дистиллированной растворить 25 г йодистого калия, в полученный раствор добавить 20 г йода. Приготовленный раствор хранить в темной склянке, предохраняя от света. Стерильную среду охладить до температуры 45-50 °С и, соблюдая правила асептики, "ex tempore" внести раствор Люголя из расчета 2 мл на 100 мл среды, тщательно перемешать, разлить по 9 мл в стерильные пробирки. Среда после внесения раствора Люголя хранению не подлежит.	
Питательный бульон сухой (СПБ)	10,0																		
Пептон ферментативный сухой	5,0																		
Экстракт кормовых дрожжей	2,5																		
Натрия тиосульфат	40,0																		
Сода кальцинированная	0,5																		
Бриллиантовый зеленый	0,01																		
С Дата изготовления Годен до Масса нетто ТУ 9385-027-14237183-2008 Р № Дата регистрации		АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32		ШТРИХ-КОД		Дополнительная информация в Инструкции по применению													