


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Техстомком»



Черняков С. С.

«03» марта 2017 г.

МП

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Материал шлифовальный стоматологический из белого
электрокорунда для пескоструйных аппаратов» по
ТУ 23.99.15-001-64290490-2017**

Производитель: ООО «Техстомком», Россия, 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 35 литер А (адрес места производства: Россия, 194156, г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.145)




Фото 1 - Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью № М50



Фото 2- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №25




Фото 3 - Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №12



Фото 4- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №32




Фото 5- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №8




Фото 6- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №10




Фото 7- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №20




Фото 8- Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №6




Фото 9 – Потребительская тара (канистра, вместимостью 3 л)




Фото 10 – Внешний вид транспортной тары



Материал шлифовальный стоматологический из белого электрокорунда для
пескоструйных аппаратов марки 25А зернистостью №М50

ТУ 23.99.15-001-64290490-2017
Размер зерен фракции (50-40 мкм)

Номер партии: 000206


Масса брутто 20 кг.
Кол-во ед: 4 уп. Объем 3л.

Срок годности 5 лет.

Дата выпуска: 06.02.2017

ООО «Техстомком», Россия, 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 35 литер А (Адрес производства: Россия, 194156, г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 145)
Тел: (812) 958-67-57
E-mail: texstomkom@gmail.com

РУ № _____ от _____



Условия хранения и транспортирования: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Фото 11 – фото маркировки транспортной тары

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 листа(ов).
Должность, Генеральный директор
ФИО Чернышова С.С.
(подпись) С.С. Чернышова

