

Фотографическое изображение медицинского изделия:

Набор реагентов для качественного определения и дифференциации РНК вирусов гриппа А, гриппа В и респираторно-синцитиального вируса Xpert Xpress Flu/RSV методом ПЦР в режиме реального времени





Box of 10 cartridges - Cartridge Quantity: 10 (10-20) 1013348 (10)
No reagents or consumables are included in the box.
Cartridge instructions
Xpert Xpress Flu/RSV also includes
A full instruction manual and technical documentation
If the XPRFLURSV-CE-10 is not working properly, please contact your local distributor.
Xpert Xpress Flu/RSV is a registered trademark of Cepheid Inc.
Xpert Xpress Flu/RSV is a registered trademark of Cepheid Inc.

GeneXpert
Xpert Xpress Flu/RSV
XPRFLURSV-CE-10
1000108695
2020 03 01
CE 10
CE 10

GeneXpert
Xpert Xpress Flu/RSV
XPRFLURSV-CE-10
Version 2.0
For All
GeneXpert Systems
with Software
Version 4.7b
or higher
Assembly
• Import Instructions
• Package Insert
(PIN 301-0000 Rev 1)
CE 10
CU PIN 301-0000 REV 1
LMDL PIN 301-0000 REV 1
© Cepheid Inc.