

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БОЗОН»

Беляков А.В.


27 мая 2021 года




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Электроды биполярные электрохирургические многоразовые нестерильные,
производства
"Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH), Германия

Электроды биполярные Microdome для использования в процедурах минимального доступа, для коагуляции: штыковидные, 13 см, 85620410



Электроды биполярные Microdome для использования в процедурах минимального доступа, для коагуляции: угловые 20°, 13 см, 85620420;



Электроды биполярные Microdome для использования в процедурах минимального доступа, для коагуляции: гибкие, 14 см, 85620430;



REF 85620440

LOT 928826

QTY: 1



DE

MICRODOME Bipolare Koag. elektrode 2 mm
biegbar, Arb.länge 14 cm, Flachst.

US

MICRODOME Bipolar Coag. electrode 2 mm
malleable, work. length 14cm, flat-plug

bissinger

CE 0297



Rx ONLY



Günther Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Strasse 1 • D-79331 Tettingen / Germany • www.bissinger.com
2019-10

LEU 209 Rev. 4

REF 85620440

LOT 928826

QTY: 1



DE

MICRODOME Bipolare Koag. elektrode 2 mm
biegbar, Arb.länge 14 cm, Flachst.

US

MICRODOME Bipolar Coag. electrode 2 mm
malleable, work. length 14cm, flat-plug

bissinger

CE 0297




Rx ONLY




17-10-2019


Электроды биполярные Arthes: 14.5 см, 85601200; 22.5 см, 85601100.




Электроды биполярные для коагуляции: J-Hook форма, рабочая длина 34 см, диаметр трубки 5 мм, 85600100




Электроды биполярные для коагуляции: L-Hook форма, рабочая длина 34 см, диаметр трубки 5 мм, 85600200




Электроды биполярные для коагуляции: шпатель-форма, рабочая длина 34 см, диаметр трубки 5 мм, 85600300




Электроды биполярные для коагуляции: куполообразная форма, рабочая длина 34 см, диаметр трубки 5 мм, 85600400;




Электроды биполярные SLIMLINE для использования в процедурах минимального доступа: биполярный крючок SLIMLINE форма V-Hook, 3 мм, рабочая длина 34 см, плоский контакт, 85630700



Электроды биполярные SLIMLINE для использования в процедурах минимального доступа: биполярный крючок SLIMLINE, 3 мм, рабочая длина 34 см, плоский контакт, 85630600



Электроды биполярные SLIMLINE для использования в процедурах минимального доступа: биполярный крючок SLIMLINE форма L-hook, 3 мм, рабочая длина 34 см, плоский контакт, 85630200; L-hook форма, 3 мм, рабочая длина 34 см, плоский контакт, 85630201.



REF: 85637008 LOT: 942038 QTY: 1

bissinger

DE Bipolare Stichkoagulationsnadel
gebogen 30°, Nadel 10 mm


UR Bipolar puncture coag. electrode
curved 30°, needle 10 mm

CE 0297


Unter Bissinger-Handelsmarke sind
Medizinprodukte hergestellt, die in Deutschland
hergestellt sind.

30.06.07


Электроды биполярные сшивающие (stitch) для коагуляции: общая длина 195 мм, рабочая длина 112 мм, угловые 55°, 85637011; общая длина 175 мм, рабочая длина 90 мм, угловые 60°, 85637015;




Электроды биполярные сшивающие (stitch) для коагуляции: общая длина 190 мм, рабочая длина 105 мм, угловые 20°, 85637010




Электроды биполярные сшивающие (stitch) для коагуляции: общая длина 190 мм, рабочая длина 105 мм, угловые 30°, 85637009




Электроды биполярные сканирующие: общая длина 185 мм, рабочая длина 100 мм, угловые 30°, 85637016; общая длина 185 мм, рабочая длина 100 мм, угловые 45°, 85637017




Электроды биполярные сканирующие: общая длина 185 мм, рабочая длина 100 мм, угловые 90°, 85637012




Электроды биполярные сканирующие: общая длина 215 мм, рабочая длина 130 мм, прямые, 85637007.




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Рукоятка Orbitalis, 82460000 или рукоятка Orbitalis с замковым механизмом, 82460004




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Трубка Orbitatis, 34см, 82460034;




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии:: Электрод Orbitaris в виде больших щипцов-зажимов, 34см, с покрытием P-coat, 82408010




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Электрод Orbitalis в виде щипцов с многочисленными отверстиями, 34см, с покрытием P-coat, 82408015



Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Электрод Orbitaris в виде ножниц изогнутых, 34 см, с покрытием P-coat, 82408018




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Orbitalis в виде диссектора Maryland изогнутого, 34см, с покрытием P-coat, 82408019




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Orbitaris в виде захватывающих щипцов, 34 см, зубы 2х3, с покрытием P-coat, 82408053




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Orbitalis в виде захватывающих щипцов окончатых угловых, 34 см, с покрытием Р-coat, 82408011



Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Powergrip в виде когтевидных щипцов, 34 см, 82400012




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Powergrip в виде щипцов Duck Bill, 34 см, 82400008




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Рукоятка, 82410001;




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Трубка 34 см, 82410034




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: Электрод Powergrip в виде больших щипцов-зажимов, 34 см, 82400010, электрод Powergrip в виде биполярных тонких щипцов, изогнутых, 34 см, 82400011




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Powergrip в виде биполярного зажима Micro France, 34 см, 82400014,




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Powergrip в виде биполярных щипцов-зажимов, изогнутых, 34 см, 82400015




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод PowerTip в виде ножниц, изогнутых, 34 см, 82400018




Электроды биполярные для минимально инвазивной хирургии: электрод Powergrip в виде диссектора Maryland, изогнутого, 34см, 82400019




Электроды биполярные разъемные для коагуляции, рабочая длина 34см: Электроды для коагуляции в собранном виде: - рукоятка стандартная с внутренней и внешней трубкой, рабочая длина 34см, 85500000; - рукоятка кольцевая с внутренней и внешней трубкой, рабочая длина 34см, 85510000;




Электроды для коагуляции по частям: рукоятка стандартная, 85500001




Электроды для коагуляции по частям: рукоятка кольцевая, 85510001




Электроды для коагуляции по частям: внутренняя трубка, 34 см, 85500002, внутренняя трубка, 45 см, 85500006, внутренняя трубка, 20 см, 85500051




Электроды для коагуляции по частям: внешняя трубка, 34 см, 85500003, внешняя трубка, 45 см, 85500007, внешняя трубка, 20 см, 85500052




Электроды для коагуляции по частям: Электрод-рифленая пластина, 34 см, 85500010; электрод-рифленая пластина, 45 см, 85500020, электрод-рифленая пластина, 20 см, 85500060.




Электроды для коагуляции по частям: Электрод с волнистым наконечником Fluted tip, 1 мм, 34 см, 85500011; электрод с волнистым наконечником Fluted tip, 1 мм, 45 см, 85500021; электрод с волнистым наконечником Fluted tip, 1 мм, 20 см, 85500061



Электроды для коагуляции по частям: Электрод зубчатый Kleppinger, 34 см, 85500013; электрод зубчатый Kleppinger, 45 см, 85500023; электрод зубчатый Kleppinger, 20 см, 85500063




Электроды для коагуляции по частям: Электрод типа ножниц, 34 см, 85500015, электрод типа ножниц, 45 см, 85500025, электрод типа ножниц, 20 см, 85500065




[illegible]


Электроды для коагуляции по частям: Электрод-ножницы изогнутые с лезвием ТС, 34 см, 85500018, электрод-ножницы изогнутые с лезвием ТС, 45 см, 85500028; электрод-ножницы изогнутые с лезвием ТС, 20 см, 85500068




Электроды для коагуляции по частям: Электрод-диссектор Maryland изогнутый, 34 см, 85500019, электрод-диссектор Maryland изогнутый, 45 см, 85500029; электрод-диссектор Maryland изогнутый, 20 см, 85500069




Электроды биполярные COMPACT с функцией ирригации: волнистый кончик, плоский штекер, 34 см, 88600001, волнистый кончик, плоский штекер, 45 см, 88600005;




Электроды биполярные СОМПАКТ с функцией ирригации: волнистый кончик, круглый штекер, 34 см, 82100002;




Электроды биполярные COMPACT с функцией ирригации: волнистый кончик, круглый штекер, 45 см, 82100001




Электроды биполярные COMPACT с функцией ирригации: рифленая пластина, плоский штекер, 34см, 88600002; рифленая пластина, плоский штекер, 45 см, 82100014




Электроды биполярные СОМРАСТ с функцией ирригации: рифленая пластина, круглый штекер, 34 см, 82100003; рифленая пластина, круглый штекер, 45 см, 82100004




Электроды биполярные СОМРАСТ с функцией ирригации: язычковый тип, плоский штекер, 34см, 82100010; язычковый тип, плоский штекер, 45 см, 82100017;




Электроды биполярные COMPACT с функцией ирригации: язычковый тип, круглый штекер, 34 см, 82100005;




Электроды биполярные COMPACT с функцией ирригации: язычковый тип, круглый штекер, 45 см, 82100006



Электроды биполярные для коагуляции SLIMLINE по частям: Рукоятка стандартная, 85533000




Электроды биполярные для коагуляции SLIMLINE по частям: рукоятка круглая, 85533001




Электроды биполярные для коагуляции SLIMLINE по частям: Двойная трубка (внутренняя и внешняя) с рабочей длиной 34 см 85530004




Электроды биполярные для коагуляции SLIMLINE по частям: Электрод-вставка 3 мм в виде микро-электрода с рифленой пластиной, 85530010




Электроды биполярные для коагуляции SLIMLINE по частям: электрод-вставка 3 мм в виде микро-электрода с небольшой волнистой частью Fluted tip, 1 мм, 85530011




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: рукоятка POWEREDGE, 82710001




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: электрод POWEREDGE с рабочей длиной 34 см, 82710100, или электрод POWEREDGE с рабочей длиной 25 см, 82710104




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: трубка POWEREDGE, 34 см, 82710034, или трубка POWEREDGE, 25 см, 82710030




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: трубка-держатель для лезвия POWEREDGE, 34 см, 82710600, или трубка-держатель для лезвия POWEREDGE, 25 см, 82710601




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: приводной стержень POWEREDGE, 34 см, 82710500 или
приводной стержень POWEREDGE, 25 см, 82710501




Электроды биполярные POWEREDGE для коагуляции в виде пинцетов с режущим лезвием, по частям: Лезвия POWEREDGE стерильные одноразовые, 20 шт., 82710300.




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100260




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100017; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100018;




Кабели биполярные: со стороны инструмента — плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 3 м, 80100019; штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 5 м, 80100020;




Кабели биполярные: со стороны инструмента — плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100050; штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 5 м, 80100060;




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valley autobipolar, 3 м, 80100042; - штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100021; - штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100022;




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100261; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100054; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100056;




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 3 м. 80100058; штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 5 м. 80100059;




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100046; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100048;




Кабели биполярные: со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100061;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100262;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100037; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100038;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместим с генераторами Aesculap GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 3 м, 80100039;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aesculap GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf. 5 м, 80100047;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100034;
штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100033;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м. 80100057; штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 5 м. 80100067;




Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valley autobipolar, 3 м, 80100219;




Кабели биполярные для инструментов биполярных разъемных для коагуляции, 3м: штекер U-20, 85500106; штекер совместимый с генератором Valleylab, 85500101;




Кабели биполярные для инструментов биполярных разъемных для коагуляции, 3м: штекер совместимый с генератором Martin, 85500102




Кабели биполярные для инструментов биполярных разъемных для коагуляции, 3м: штекер совместимый с генератором Erbe, 85500103



Адаптеры биполярные для инструментов биполярных разъемных для коагуляции: адаптер для биполярного кабеля с плоским штекером, 85500400



Адаптеры биполярные для инструментов биполярных разъёмных для коагуляции: адаптер для биполярного кабеля с двухштырьковым штекером, 85500401




Адаптеры биполярные: адаптер для биполярного кабеля со штекером для кабеля U-20; Valleylab, Lamidey, EMC совместимый с генератором Martin, 89102000




Адаптеры биполярные: адаптер для биполярного кабеля со штекером для кабеля U-20; Valleylab, Lamidey, EMC совместимый с генератором Erbe, 89102001



Адаптеры биполярные: адаптер для биполярного кабеля со штекером для кабеля Martin совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 89102002;



Адаптеры биполярные: адаптер для биполярного кабеля со штекером для кабеля Erbe совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 89102003;



The image shows a black bipolar cable with a 3-pin connector and a 3.5mm jack, coiled next to its packaging. The packaging is a white card with the Bissinger logo and technical specifications in German and English.

REF 85630101 **LOT** 2581 **QTY:** 1

bissinger

DE Bipolarkabel 3,00 mtr. / Simline
geräteseitig Valleylab-Stecker


US Bipolar Cable 3 mtr. - f. Simline 3 mm
generator end: Valleylab-Plug

CE **RoHS** **REACH** **RECYCLED** **ONLY**


Guter Bissinger-Verkaufstechnik-Online
Hahn-Thorsten-Strasse 1 • D-59369 Ferklingen / Germany • www.bissinger.com
2016-10

USU-202 Rev. 0






Кабели биполярные для инструментов биполярных для коагуляции SLIMLINE, 3 м: штекер совместимый с генератором Martin, 85530102




Кабели биполярные для инструментов биполярных для коагуляции SLIMLINE, 3 м: штекер совместимый с генератором Erbe, 85530103



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100010



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 5 м, 80100013




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100051, штекер 2-Banana, 5 м, 80100052




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100012




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 5 м, 80100011



Маркировка медицинского изделия «Электроды биполярные электрохирургические многоразовый нестерильные»


REF	XXXXXXXX	LOT	XXXXXX	1 шт.
	 Наименование изделия			
bissinger	Вариант исполнения			
		20.04.2015		
    		Регистрационное удостоверение: РЗН 2016/5117 от _____		
 "Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" / Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX-XX				
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, ул. Выборгская, 16/1, помещение №XV ком.11, этаж 5, тел. +7 (495) 937-33-97				

Вариант 1

REF	XXXXXXXX	LOT	XXXXXX	1 шт.
	 Наименование изделия			
bissinger	 Вариант исполнения			
		(01)04250415741445 (11)170111 (10)652862 LBL-003 Rev.B		
РУ № РЗН 2016/5117 от _____				
    				
 "Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" / Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX-XX-XX		Уполномоченный представитель Адрес для обращения потребителей в РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, ул. Выборгская, 16/1, помещение №XV ком.11, этаж 5, тел. +7 (495) 937-33-97		

Вариант 2

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
И подписью 101 листов


Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В.

