




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Ферст Генетикс»

Н.А. Кузнецов
«13» июля 2021 г.

Макеты этикеток

«Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics»» по ТУ 26.60.12-001-03569019-2018

Вариант исполнения «F-Genetics Плюс»

Наименование этикетки	Макет этикетки
Секвенатор генетический «F-Genetics Плюс»	 «Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по ТУ 26.60.12-001-03569019-2018 вариант исполнения «F-Genetics Плюс» Секвенатор генетический «F-Genetics Плюс» РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020 REF ФГ-С-Плюс SN XXXXXX 00.00.2021 IVD EAC Параметры электропитания: - напряжение питания: 100-240 В переменного тока - диапазон частот: 50-60 Гц - потребляемый ток: 6,5-14,5 А - потребляемая мощность: 600 Вт (Класс электробезопасности I)  АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Станция
пробоподготовки



«Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по
ТУ 26.60.12-001-03569019-2018
вариант исполнения «F-Genetics Плюс»

Станция пробоподготовки

РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020

Параметры электропитания:

- напряжение питания: 100-240 В переменного тока
- диапазон частот: 50-60 Гц
- потребляемый ток: 6,5-14,5 А
- потребляемая мощность: 600 Вт

(Класс электробезопасности I)

 **АО "Ферст Генетикс"**
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genet-
ics.com

REF ФГ-Ш

SN XXXXXXXXX

IVD EAC



 00.00.2021

Сервер для анализа
данных
секвенирования «Ion
Reporter»



«Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по
ТУ 26.60.12-001-03569019-2018
вариант исполнения «F-Genetics Плюс»

Сервер для анализа данных секвенирования «Ion Reporter»

РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020

Параметры электропитания:

- напряжение питания: 100-240 В переменного тока
- диапазон частот: 50-60 Гц
- потребляемая мощность: 1100 Вт

(Класс электробезопасности I)

REF ФГ-Ш

SN XXXXXXXX

IVD EAC

 00.00.2021

 **АО "Ферст Генетикс"**
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

2) Вариант исполнения «F-Genetics»

Наименование этикетки	Макет этикетки
Секвенатор генетический «F- Genetics»	 «Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по ТУ 26.60.12-001-03569019-2018 вариант исполнения «F-Genetics» Секвенатор генетический «F-Genetics» РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020 REF ФГ-С-Плюс SN XXXXXX 00.00.2021 IVD EAC Параметры электропитания: - напряжение питания: 100-240 В переменного тока - диапазон частот: 50-60 Гц - потребляемый ток: 6,5-14,5 А - потребляемая мощность: 600 Вт (Класс электробезопасности I)  АО "Ферст Генетикс" 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Станция
пробоподготовки



«Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по
ТУ 26.60.12-001-03569019-2018
вариант исполнения «F-Genetics»

Станция пробоподготовки

РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020

Параметры электропитания:

- напряжение питания: 100-240 В переменного тока
- диапазон частот: 50-60 Гц
- потребляемый ток: 6,5-14,5 А
- потребляемая мощность: 600 Вт

(Класс электробезопасности I)

 **АО «Ферст Генетикс»**
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genet-
ics.com

REF ФГ-Ш

SN XXXXXXXXX

IVD **EAC**



 00.00.2021

Сервер для
анализа данных
секвенирования
«Ion Reporter»



«Система высокопроизводительного секвенирования «F-Genetics» по
ТУ 26.60.12-001-03569019-2018
вариант исполнения «F-Genetics»

Сервер для анализа данных секвенирования «Ion Reporter»

РУ № РЭН 2020/10521 от 02.06.2020

Параметры электропитания:

- напряжение питания: 100-240 В переменного тока
- диапазон частот: 50-60 Гц
- потребляемая мощность: 1100 Вт

(Класс электробезопасности I)

REF ФГ-ИТ **IVD** **EAC**

SN XXXXXXXXX  00.00.2021

 **АО «Ферст Генетикс»**
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Лист регистрации изменений

[illegible]

Пронумеровано, прошито и скреплено

1 лист (а/ов)

Генеральный директор
Акционерного общества
«Ферст Генетикс»



Н. А. Кузнецов