




ДС-ИФА-НСV-АГАТ

ДС-ИФА-НСV-АГАТ


ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Набор реагентов
"ДС-ИФА-НСV-АГАТ"
Тест-система
иммуноферментная
для одновременного выявления
антигена и антител к вирусу
гепатита С,
набор диагностический

REF C-1952



ДС-ИФА-НСV-АГАТ





ДС-ИФА-НСV-АГАТ

ДС-ИФА-НСV-АГАТ





ДС-ИФА-НСV-АГАТ

ДС-ИФА-НСV-АГАТ

СОСТАВ НАБОРА		Комплект 1	
		REF C-1952	
1. Иммуносорбент		1 шт.	
2. Конъюгат-1 **** *****	0,8 мл	1 фл.	
3. Конъюгат-2 ***	1,5 мл	1 фл.	
4. К+ АТ - контрольный положительный образец антител, инактивированный *** *****	1,0 мл	1 фл.	
5. К+ АГ - контрольный положительный образец антигена, инактивированный *** *****	1,0 мл	1 фл.	
6. К- - контрольный отрицательный образец, инактивированный * **** *****	2,0 мл	1 фл.	
7. РРК-1 ***	8,0 мл	1 фл.	
8. РРК-2 ***	15,0 мл	1 фл.	
9. ПР (концентрат х 25)	50,0 мл	1 фл.	
10. СБ **	15,0 мл	1 фл.	
11. ТМБ	1,5 мл	1 фл.	
12. Стоп-реагент	25,0 мл	1 фл.	

Содержат: * 0,04% проклин 300; ** 0,05% проклин 300; *** 0,1% проклин 300; **** 0,1-0,02% взид натрия; ***** 0,001-0,02% гентамицин сульфат