

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИННОВАЦИЯ

В.Ю.Козлов

2021 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий

СЗПИ по ТУ 32.50.50-013-21109965-2020 в вариантах исполнения с принадлежностями»

Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 0,2 л. в составе



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 0,2 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 0,5 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Пластина для погружения в раствор легких изделий - 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 1,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.**
- 2) Крышка – 1 шт.**
- 3) Пластина для погружения в раствор легких изделий - 1 шт.**



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 3,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.




Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 5,0 л. в составе



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 10,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.
- 4) Пластина для погружения в раствор легких изделий



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ неавтоклавируемый СЗПИ-НА объемом 20,0 л. в составе



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 0,2 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.
- 4) Пластина для погружения в раствор легких изделий (при необходимости) – 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 1,0 л. в составе



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 3,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.
- 4) Пластина для погружения в раствор легких изделий – 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 5,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка - 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.




Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 10,0 л. в составе:

- 1) Контейнер - 1 шт.
- 2) Крышка – 1 шт.
- 3) Перфорированный поддон - 1 шт.
- 4) Пластина для погружения в раствор легких изделий – 1 шт.



Контейнер для предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских изделий СЗПИ автоклавируемый СЗПИ-А объемом 20,0 л. в составе



Принадлежности

Карман для маркировочной бирки контейнера СЗПИ



Прошито и пронумеровано и
Скреплено печатью *19 дебрянэзья* ООО «ИННОВАЦИЯ»
Директор Козлов В.Ю.

