

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭСПЕРТО»

Страту А.В.
«06» декабря 2021г




A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stratu A.V.", written over the date.

**Фотографии
медицинского изделия**


Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Общий вид



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Разъем блокировки



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Переключатель педальный



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Ключ системный

EL.EN. SPA
articolo
021300051

ELSAP - FELLER
part number
VIIG-H05VVF3x1,5-C19/3m EGZ

Item 021300051

Qty 1



(POWER CABLE)


Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Кабель сетевой



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Знаки безопасности для двери



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Знаки безопасности



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Очки защитные от CO₂- лазера для врача для рассеянного облучения



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Очки защитные от прицельного луча

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Item 070100054

Q.ty 1



PATIENT GOGGLE



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Очки защитные для пациента




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Очки защитные от CO₂- лазера для врача для прямого воздействия



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Комплект принадлежностей для отсоса



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Чип идентификации пользователя



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Фильтр воздушный



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Ключ шестигранный 5мм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Футляр для аксессуаров




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Регистратор низкотемпературный



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Стойка для оптического волокна CO₂




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Держатель оптического волокна CO₂



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Отверстие проходное в стойке для оптического волокна




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Наконечник 1,5-дюймовый в полном составе



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Установка фокусная 1,5-дюймовая для наконечника 1,5-дюймового




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 2-дюймовый в полном составе



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Установка фокусная 2-дюймовая для наконечника 2-дюймового




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 4-дюймовый в полном составе




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Установка фокусная 4-дюймовая для наконечника 4-дюймового



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 5-дюймовый




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Установка фокусная 5-дюймовая для наконечника 5-дюймового



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 5-дюймовый – насадка прямая.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 5-дюймовый – насадка с обратным ходом.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 5-дюймовый – насадка 90°



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 5-дюймовый – насадка 120°




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 7-дюймовый в полном составе



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Установка фокусная 7-дюймовая для наконечника 7-дюймового



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 8-дюймовый




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 8-дюймовый - установка фокусная 8-дюймовая




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 8-дюймовый - насадка прямая



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 8-дюймовый – насадка прямая с обратным ходом



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник дюймовый коллимированный




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Установка фокусная коллимированная для наконечника дюймового коллимированного.





Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Волокно оптическое CO₂ 500 мкм 2м SMA

905

43




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Резак оптического волокна CO₂



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Стриппер оптического волокна CO₂.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan DOT/RF в полном составе



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan DOT/RF – Голова



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan DOT/RF – Кабель



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan DOT/RF – RF эмульсия



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan Surgical в полном составе




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Блок HiScan Surgical -кабель




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Блок HiScan Surgical –пульт дистанционного управления




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR в полном составе




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR - зонд вульварный прямой




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR зонд вагинальный, 360°



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR зонд вагинальный однозеркальный, 90°




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR зонд вагинальный однозеркальный открытый, 90°



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR - зонд вагинальный однозеркальный 16 мм 90°



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR наконечник Monalisa Full



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок HiScan V²LR наконечник RF Touch



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок EndoScan в полном составе



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок EndoScan - EndoScan



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок EndoScan – кабель



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок EndoScan – пульт дистанционного управления



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок TRICOSCAN – голова



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок TRICOSCAN- кабель



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Блок TRICOSCAN-насадка круглая



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Микроманипулятор EasySpot Hybrid




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Микроманипулятор EasySpot




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник 2-дюймовый




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор гинекологический BUFFALO




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Фильтр антибактериальный




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - наконечник для эндоназальных зондов




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - волновод полый гибкий 86 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - зонд прямой эндоназальный 86 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - зонд эндоназальный 86 мм 90°



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - щетка для очистки внутренней поверхности зонда



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Набор для эндоназальных зондов 86мм - щетка для очистки внешней поверхности зонда




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE2 TRIO C60H. Устройство, фокусирующее 400мм для лапароскопии



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Устройство, фокусирующее 300мм для лапароскопии




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Соединение для лапароскопа STORZ



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 340 мм, изгиб волокна 20, насадка спатулы




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 340 мм, изгиб волокна 20



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14ga, 400 мм, жёсткий, насадка спатулы.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 230 мм 14ga, жёсткий, насадка spatula.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 386 мм, 14га, изгиб 75,1мм, жёсткий, 30,7 изгиб на насадке.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 290 мм 14га, жёсткий, насадка спатулы.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 190 мм 14ga, жесткий, насадка спатулы.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H Наконечник волоконный 230мм, 14ga, изгиб 35 градусов, насадка спатулы.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 240мм, 14га, изгиб 35 градусов, радиус насадки 30,7 мм.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 190мм, 14га, изгиб 35 градусов, спатула.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 190мм, 14га, изгиб 35 градусов, радиус насадки 30,7 мм.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 60мм, 14га, изгиб 15 градусов, насадка спатулы.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 130мм, 14га, изгиб 15 градусов, радиус насадки 30,7 мм насадка спатулы



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 90мм, 14га, гибкий.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 240мм, 14га, гибкий.



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 300мм, 14га, гибкий




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 60 мм, прямая насадка




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 180 мм, прямая насадка.




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 60 мм, прямой, изогнутая насадка




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14ga, 140 мм, прямой, изогнутая насадка



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 180 мм, прямой, изогнутая насадка



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14ga, 240 мм, изгиб, изогнутая насадка



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14ga, 140 мм, изгиб, прямая насадка




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Наконечник волоконный 14га, 240 мм, изгиб, прямая насадка




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Очки защитные диодные лазерные для врача



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Наконечник диодный




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Резак оптического волокна







Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Опора для оптического волокна



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Держатель наконечника




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Держатель оптического волокна




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1 * 100 мм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1 * 150 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1 * 200 мм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1,4 * 100 мм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1,4 * 150 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1,4 * 200 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Канюля 1,4 * 250 мм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 200 мкм многогрязовое

Bare Fiber D NIR Q 200 - ch steril

REF 2869

Item No: 828-8908-000
(01)04828784000631
(17)241018
(10)18102019A

Asclepion
Laser Technologies

Stecker/ connector:	FREE STANDARD SMA	Numerische Apertur/ numerical aperture:	0,22	Faserlänge/ fiber length:	3,00 m
Wellenlänge/ wave length:	800 - 1064 NM	Kerndurchmesser/ core diameter:	200 µm	Minimale Biegeradien/ minimum bend radius:	24 mm

STERILE EO

! nur zur kurzzeitigen Anwendung gemäß EN ISO 10883
nicht für Einmalteile die nach MDD 93/42/EEC zu Klasse III gehören
only for short term use according to EN ISO 10883-1
not for applications class III according to MDD 93/42/EEC

2019-10-20 2024-10-18

LOT 16102019A

Asclepion
Laser Technologies GmbH
Bräuner Straße 10
97749 Jena, Germany
Phone: +49 3641 7700 100
www.asclepion.com

CE 0123

REF 070200186

200µm STERILE BARE FIBER FOR DIODE WITH CHIP

27/01/2021



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 200 мкм

Bare Fiber D R NIR Q 300 – ch steril

REF 2894


Item No: 828-9400-000
(01)04038784000842
(17)240923
(10)19092019A

Asclepion
Laser Technologies


Stecker/ connector:	FREE STANDARD SMA	Numerische Apertur/ numerical aperture:	0,22	Faserlänge/ fiber length:	3,00 m
Wellenlänge/ wave length:	800 – 1064 NM	Karddurchmesser/ core diameter:	300 µm	Minimale Biegeradius/ minimum bend radius:	33 mm
STERILE					
nur zur mehrmaligen Verwendung – Gebrauchsanweisung beachten approved to be used up to ten (10) times – observe user manual nur zur kurzzeitigen Anwendung gemäß EN ISO 10993 nicht für Einmalartikel die nach MDD 93/42/EEC zu Klasse III gehören only for short term use according to EN ISO 10993-1 not for applications class III according to MDD 93/42/EEC					
2019-09-27		2024-09-25		Asclepion Laser Technologies GmbH Bräuner Straße 10 07747 Jena, Germany Phone: +49 3641 7700 100 www.asclepien.com	
LOT		19092019A		CE	




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 300 мкм многозазовое



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 300 мкм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 400 мкм




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 400 мкм многогрязное




Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 500 мкм, многожгутовое



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 500 мкм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 600 мкм многозавое



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Модуль диодный лазерный. Волокно оптическое 600 мкм



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Манипулятор шарнирный

DEKA

Innate Ability



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese 17 - 50041 Calenzano (FI) Italy

Tel. +39 0558874942 Fax +39 0558832884

SMARTXIDE² TRIO C60H

REF M103AJ1

SN UM0C3801S

100-120V~ 50/60Hz 1600VA

220-230V~ 50Hz 1600VA

ON/OFF 1min/3min

100 kg



2020-09



CE
0123

Made in Italy

079302541 Rev.B

Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Маркировка на изделии

DEKA

Аппарат лазерный хирургический
SMARTXIDE² TRIO C60H



Производство «ДЕКА М.Е.Л.А С.р.л.» Италия
DEKA M.E.L.A. s.r.l., Via Baldanzese 17-50041 Calenzano, Firenze (FI)(Italy)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ЭСПЕРТО», 123100, г. Москва, Муниципальный округ Пресненский
вн.тер.г., Шмитовский пр-д, д. 16 стр. 1, этаж/ком. 2/4
ру N°



M103AJ1

100V-120V~50/60Hz 1600VA, 220-230~50Hz 1600VA

Режим хранения, транспатировки и применения

Температура

от 5 до 50°C

Относительная влажность

от 10 до 90%

Давление

от 70 000 до 106000 Па



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Макет русскоязычной маркировки



Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE² TRIO C60H. Упаковка

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 136 листа(ов).

Должность, ФИО генеральный
директор ООО «Эсперто Страны»

(подпись)

Место печати

«06» 12 2021 года

