



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

На медицинское изделие

**Материал шовный хирургический синтетический монофиламентный
нерассасывающийся стерильный "Оптилен" (Optilene®)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Б. Браун Сурджикал С.А.", Испания,

B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona), Spain

Производитель

"Б. Браун Сурджикал С.А.", Испания,

B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona), Spain

Место производства медицинского изделия

B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona), Spain

Номер регистрационного досье № РД-49006/96337 от 04.04.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 87 листах

приказом Росздравнадзора от 07 июля 2022 года № 6096
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0066168

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 1

На медицинское изделие

**Материал шовный хирургический синтетический монофиламентный
нерассасывающийся стерильный "Оптилен" (Optilene®),
варианты исполнения:**

1. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®) с иглой атравматической:

1.1. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095712.

1.2. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090043.

1.3. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090048.

1.4. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090052.

1.5. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090152.

1.6. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095796.

1.7. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095789.

1.8. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090096.

1.9. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090096.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104704

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 2

покрытием, арт. С3090099

1.10. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090317

1.11. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095411

1.12. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095912

1.13. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090667

1.14. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, особо усиленная (SS), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090106

1.15. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090237

1.16. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090248

1.17. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090256

1.18. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090692

1.19. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 5/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090066

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104705

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 3

- 1.20. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 60 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090267
- 1.21. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095443
- 1.22. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, особо усиленная (SS), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095444
- 1.23. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090092
- 1.24. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, особо усиленная (SS), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090094
- 1.25. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090021
- 1.26. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090199
- 1.27. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095445
- 1.28. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095048
- 1.29. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095995
- 1.30. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен»

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104706

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 4

(Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 26 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090271

1.31. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090276

1.32. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 37 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090280

1.33. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 40 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090281

1.34. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 48 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095329

1.35. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090477

1.36. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095413

1.37. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090590

1.38. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 5 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090782

1.39. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090593

1.40. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104707

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 5

атравматической (1 шт.), длина 5 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, прогрессивно- изогнутая, с силиконовым покрытием, арт. G3095677

1.41. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 45 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095190

1.42. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090100

1.43. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090300

1.44. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 65 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. B3095578

1.45. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095509

1.46. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090011

1.47. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 43 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. B3095923

1.48. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090272

1.49. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090304

1.50. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104708

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 6

покрытием, арт. С3095146

1.51. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 65 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3090485

1.52. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3090331

1.53. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3090333

1.54. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095081

1.55. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 65 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095584

1.56. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095457

1.57. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3090289

1.58. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 200 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095450

1.59. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 240 см, петля (LOOP), диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 65 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095674

1.60. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090440

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104709

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 7

- 1.61. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090238
- 1.62. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095200
- 1.63. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090257
- 1.64. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 90 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090262
- 1.65. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095452
- 1.66. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090049
- 1.67. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090093
- 1.68. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090053
- 1.69. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090153
- 1.70. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090200
- 1.71. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен»

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104710

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 8

(Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт.С3090170

1.72. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095734

1.73. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090018

1.74. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, обратно-режущая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095320

1.75. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090287

1.76. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095488

1.77. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 36 мм, колющая, 5/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095484

1.78. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095458

1.79. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 1(USP) / 4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, особо усиленная (SS), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090449

1.80. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 23 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 5 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090024

1.81. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 150 см, диаметр 2(USP) / 5(MP), синяя, без покрытия с иглой

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104711

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 9

атравматической (1 шт.), длина 65 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3095585

1.82. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2(USP) / 5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090244

1.83. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2(USP) / 5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095340

1.84. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2(USP) / 5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 48 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096022

1.85. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2(USP) / 5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090478

1.86. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090444

1.87. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090042

1.88. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090047

1.89. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090051

1.90. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090151

1.91. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104712

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 10

- окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095572
- 1.92. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090474
- 1.93. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 100 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090273
- 1.94. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095646
- 1.95. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090144
- 1.96. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090154
- 1.97. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095959
- 1.98. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090222
- 1.99. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090436
- 1.100. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090447
- 1.101. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090678

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104713

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 11

- 1.102. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090657
- 1.103. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090069
- 1.104. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090132
- 1.105. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 32 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090083
- 1.106. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095522
- 1.107. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090236
- 1.108. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090247
- 1.109. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090255
- 1.110. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090682
- 1.111. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090691
- 1.112. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104714

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 12

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 5/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095360

1.113. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 51 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090285

1.114. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 60 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090266

1.115. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095442

1.116. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 40 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090033

1.117. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095525

1.118. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090270

1.119. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090275

1.120. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090279

1.121. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095927

1.122. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104715

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 13

атравматической (1 шт.), длина 26 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095958

1.123. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, особо усиленная (SS), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090032

1.124. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095057

1.125. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095166

1.126. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090014

1.127. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090030

1.128. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090041

1.129. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090050

1.130. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090579

1.131. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090566

1.132. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104716

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 14

- окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090473
- 1.133. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090421
- 1.134. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090205
- 1.135. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090214
- 1.136. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090221
- 1.137. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090435
- 1.138. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090446
- 1.139. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090077
- 1.140. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090481
- 1.141. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090677
- 1.142. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090656

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104717

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 15

1.143. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090038

1.144. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 21 мм, обратно- режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090261

1.145. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095720

1.146. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 32 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090082

1.147. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095645

1.148. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090514

1.149. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090521

1.150. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090235

1.151. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090246

1.152. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 35 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090230

1.153. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104718

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 16

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090254

1.154. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090674

1.155. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090681

1.156. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090690

1.157. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095960

1.158. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 51 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090284

1.159. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 60 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090265

1.160. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090015

1.161. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090046

1.162. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090150

1.163. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104719

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 17

атравматической (1 шт.), длина 21 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090461

1.164. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090269

1.165. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090274

1.166. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090020

1.167. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095932

1.168. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090120

1.169. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095165

1.170. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090013

1.171. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090029

1.172. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090040

1.173. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104720

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 18

окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090561

1.174. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090565

1.175. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, петля (LOOP), диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090413

1.176. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090140

1.177. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, петля (LOOP), диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095456

1.178. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090420

1.179. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090208

1.180. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090213

1.181. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090220

1.182. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090434

1.183. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090445

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104721

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 19

- 1.184. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090620
- 1.185. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090630
- 1.186. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090676
- 1.187. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090655
- 1.188. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3095385
- 1.189. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 21 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095775
- 1.190. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 15 мм, обратно-режущая, микроострие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090511
- 1.191. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095531
- 1.192. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090513
- 1.193. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090520
- 1.194. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104722

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 20

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090234

1.195. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090245

1.196. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090410

1.197. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090427

1.198. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090673

1.199. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090680

1.200. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090472

1.201. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 15 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090259

1.202. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 21 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090460

1.203. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095931

1.204. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104723

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 21

атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090119

1.205. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095164

1.206. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090500

1.207. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090012

1.208. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090039

1.209. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090560

1.210. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090207

1.211. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090212

1.212. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090219

1.213. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 11 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090608

1.214. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104724

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 22

силиконовым покрытием, арт. С3090619

1.215. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090629

1.216. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090675

1.217. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095654

1.218. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, колющая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090466

1.219. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 18 мм, обратно-режущая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090264

1.220. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно-режущая, микроострие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090027

1.221. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095145

1.222. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 15 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095523

1.223. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090512

1.224. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090519

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104725

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 23

- 1.225. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090233
- 1.226. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090409
- 1.227. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090429
- 1.228. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090672
- 1.229. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095349
- 1.230. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass с силиконовым покрытием, арт. С3097931
- 1.231. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass с силиконовым покрытием, арт. С3097145
- 1.232. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090542
- 1.233. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090529
- 1.234. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095930
- 1.235. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104726

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 24

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090539

1.236. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095144

1.237. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090402

1.238. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090499

1.239. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095096

1.240. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090768

1.241. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090604

1.242. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090206

1.243. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090211

1.244. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 19 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095400

1.245. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104727

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 25

иглой атравматической (1 шт.), длина 9 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090204

1.246. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 11 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090607

1.247. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090618

1.248. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090628

1.249. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 7 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095613

1.250. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 9 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090641

1.251. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 15 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095520

1.252. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микроигла, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, арт. G3090785

1.253. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095543

1.254. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 11 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090407

1.255. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 16 мм, обратно-режущая, микроострие, 3/8

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104728

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 26

окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090428

1.256. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095861

1.257. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097604

1.258. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097542

1.259. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 12 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. G3097529

1.260. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3098930

1.261. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097539

1.262. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097144

1.263. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097402

1.264. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097861

1.265. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно-изогнутая, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097096

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104729

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 27

- 1.266. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097603
- 1.267. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097541
- 1.268. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097084
- 1.269. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097538
- 1.270. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097813
- 1.271. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097401
- 1.272. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090740
- 1.273. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090541
- 1.274. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095084
- 1.275. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090538
- 1.276. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104730

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 28

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095813

1.277. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090401

1.278. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (B), прогрессивно- изогнутая, арт. G3095765

1.279. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090603

1.280. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 11 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090606

1.281. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 13 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090617

1.282. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 7 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090612

1.283. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 11 мм, обратно- режущая, микроострие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090406

1.284. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микроигла, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, арт. G3090784

1.285. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090110

1.286. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104731

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 29

иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090883

1.287. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090595

1.288. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 12 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3095307

1.289. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 8 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090753

1.290. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 4 мм, колющая, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3095547

1.291. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 8 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090025

1.292. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097110

1.293. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090783

1.294. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 8 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 1/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090778

1.295. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 13 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 5 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, прогрессивно-изогнутая, с силиконовым покрытием, арт. G3090664

1.296. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (1 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S),

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104732

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 30

3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090594

2. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®) с иглой атравматической (2 шт.) и с прокладкой из ПТФЭ:

2.1 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6x3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090838

2.2 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 6x3 (PS6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095377

2.3 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6x3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090837

2.4 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 6x3 (PS6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095336

2.5 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 6x3 (PS6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095347

2.6 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 6x3 (PS6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095327

2.7 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6x3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090979

2.8 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6x3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090910

2.9 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 6x3 (PS6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095367

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104733

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 31

2.10 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1 (MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6х3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096173

2.11 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 3х3 (PS3) и иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095306

2.12 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6х3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096114

2.13 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 6х3 (PF6) и иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096910

2.14 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с прокладкой жесткой из ПТФЭ 3х3 (PF3) и иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095950

2.15 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 3х3 (PS3) и иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097006

2.16 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с прокладкой мягкой из ПТФЭ 3х3 (PS3) и иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096006

3 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®) с иглой атравматической (2 шт.):

3.1 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095779

3.2 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 65 мм, колющая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3095351

3.3 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104734

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 32

атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095054

3.4 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 0(USP) / 3,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095407

3.5 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3095548

3.6 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 23 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 16 мм, ланцетовидная, тип микроигла, прямая, с силиконовым покрытием, арт. G3095480

3.7 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 5 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090589

3.8 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090591

3.9 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090596

3.10 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090775

3.11 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 5 см, диаметр 10/0(USP) / 0,2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 5 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090874

3.12 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095612

3.13 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104735

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 33

силиконовым покрытием, арт. С3095710

3.14 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095668

3.15 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095140

3.16 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090725

3.17 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090086

3.18 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090087

3.19 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095723

3.20 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095738

3.21 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095636

3.22 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090900

3.23 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090978

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104736

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 34

- 3.24 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090909
- 3.25 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090002
- 3.26 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090943
- 3.27 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095052
- 3.28 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095825
- 3.29 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095092
- 3.30 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095114
- 3.31 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, арт. C3096155
- 3.32 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090956
- 3.33 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3090973
- 3.34 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен»

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104737

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 35

(Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090972

3.35 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095598

3.36 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090721

3.37 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 65 мм, колющая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3095350

3.38 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 60 мм, обратно- режущая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. В3090751

3.39 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 60 мм, обратно- режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090882

3.40 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096019

3.41 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096021

3.42 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090824

3.43 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096018

3.44 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104738

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 36

атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096020

3.45 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095614

3.46 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 30 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090585

3.47 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 2/0(USP) / 3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095562

3.48 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095632

3.49 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095994

3.50 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090709

3.51 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090981

3.52 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090820

3.53 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090723

3.54 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104739

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 37

силиконовым покрытием, арт. С3090724

3.55 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095634

3.56 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090502

3.57 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090860

3.58 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095508

3.59 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090708

3.60 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090711

3.61 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095574


3.62 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090808

3.63 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095737

3.64 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095921

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104740

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 38

3.65 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090823

3.66 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090536

3.67 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095633

3.68 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090903

3.69 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095494

3.70 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090426

3.71 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090977

3.72 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095513

3.73 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090908

3.74 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095558

3.75 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен»

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104741

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 39

(Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090001

3.76 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090942

3.77 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090800

3.78 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090581

3.79 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095593

3.80 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090812

3.81 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095608

3.82 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095635

3.83 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090959

3.84 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 30 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090462

3.85 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104742

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 40

атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090971

3.86 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095597

3.87 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095533

3.88 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095920

3.89 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090045

3.90 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096011

3.91 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, арт. С3095722

3.92 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096003

3.93 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, арт. С3096153

3.94 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090527

3.95 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104743

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 41

силиконовым покрытием, арт. С3096008

3.96 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3096017

3.97 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095596

3.98 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, усиленная (S), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090982

3.99 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095637

3.100 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 30 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090584

3.101 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 37 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095414

3.102 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 40 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3090830

3.103 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 3/0(USP) / 2(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 60 мм, режущая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. С3090881

3.104 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1.5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095997

3.105 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1.5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095656

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104744

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 42

- 3.106 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090904
- 3.107 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090876
- 3.108 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095709
- 3.109 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095771
- 3.110 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090933
- 3.111 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095908
- 3.112 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090720
- 3.113 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090722
- 3.114 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096165
- 3.115 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095195
- 3.116 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104745

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 43

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090503

3.117 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095461

3.118 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095503

3.119 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090863

3.120 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090707

3.121 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095721

3.122 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090704

3.123 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095570


3.124 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095940

3.125 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 15 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090717

3.126 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104746

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 44

иглой атрауматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090920

3.127 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090822

3.128 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090526

3.129 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090535

3.130 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090750

3.131 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090902

3.132 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095493

3.133 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090338

3.134 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3095526

3.135 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090976

3.136 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104747

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 45

окружности, тип CV pass, арт. C3095512

3.137 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090907

3.138 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095557

3.139 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090571

3.140 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095581

3.141 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090580

3.142 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095592

3.143 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090811

3.144 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095607

3.145 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095564

3.146 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095629

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 46

3.147 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 120 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095066

3.148 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 19 мм, колющая, прямая, с силиконовым покрытием, арт. C3090776

3.149 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. C3096154

3.150 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3096130

3.151 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095631

3.152 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095185

3.153 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096009

3.154 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096004

3.155 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090145

3.156 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095683

3.157 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104749

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 47

«Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095439

3.158 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095630

3.159 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095643

3.160 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, арт. C3090729

3.161 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096001

3.162 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096016

3.163 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096010

3.164 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095647

3.165 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, арт. C3095688

3.166 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095611

3.167 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104750

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 48

- иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095606
- 3.168 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095638
- 3.169 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3096002
- 3.170 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 4/0(USP) / 1,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095594
- 3.171 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 1/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095129
- 3.172 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095887
- 3.173 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090684
- 3.174 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090839
- 3.175 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090522
- 3.176 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095896
- 3.177 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104751

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 49

силиконовым покрытием, арт. С3095918

3.178 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090866

3.179 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090934

3.180 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090084

3.181 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095495

3.182 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090913

3.183 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095907

3.184 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090547

3.185 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090719

3.186 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095141

3.187 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095315

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104752

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 50

- 3.188 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095334
- 3.189 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 15 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095756
- 3.190 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095194
- 3.191 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090869
- 3.192 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090954
- 3.193 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095449
- 3.194 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095124
- 3.195 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095346
- 3.196 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090501
- 3.197 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095460
- 3.198 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104753

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 51

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095501

3.199 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090906

3.200 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095205

3.201 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090303

3.202 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090695

3.203 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095569

3.204 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095059

3.205 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090806

3.206 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095939

3.207 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095840

3.208 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104754

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 52

атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095021

3.209 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 15 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090716

3.210 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090919

3.211 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090930

3.212 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095171

3.213 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095311

3.214 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 15 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090728

3.215 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090525

3.216 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095438

3.217 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090901

3.218 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104755

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 53

окружности, тип CV pass, арт. C3095492

3.219 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090975

3.220 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 26 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090905

3.221 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090570

3.222 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. C3095580

3.223 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно-изогнутая, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095103

3.224 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095609

3.225 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095033

3.226 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095045

3.227 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095687

3.228 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095027

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104756

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 54

- 3.229 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095671
- 3.230 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095653
- 3.231 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3096023
- 3.232 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095996
- 3.233 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно-изогнутая, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095101
- 3.234 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095661
- 3.235 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3096911
- 3.236 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 18 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095242
- 3.237 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 22 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090821
- 3.238 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095792
- 3.239 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104757

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 55

«Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095660

3.240 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, арт. С3096156

3.241 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095992

3.242 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 20 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090223

3.243 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, короткое режущее острие, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095599

3.244 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3098887

3.245 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097684

3.246 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097522

3.247 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097896

3.248 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атрауматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097609

3.249 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104758

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 56

атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097495

3.250 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097045

3.251 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097913

3.252 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097907

3.253 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097547

3.254 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097141

3.255 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097315

3.256 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097346

3.257 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097205

3.258 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097303

3.259 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104759

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 57

поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097023

3.260 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно-изогнутая, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097101

3.261 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097939

3.262 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097840

3.263 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097930

3.264 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097171

3.265 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097311

3.266 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 5/0(USP) / 1(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно-изогнутая, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097103

3.267 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090615

3.268 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095565

3.269 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095886

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104760

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 58

- 3.270 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090686
- 3.271 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090553
- 3.272 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095173
- 3.273 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090853
- 3.274 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095120
- 3.275 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090715
- 3.276 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095816
- 3.277 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095477
- 3.278 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095895
- 3.279 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095926
- 3.280 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104761

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 59

«Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095110

3.281 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090889

3.282 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095821

3.283 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090543

3.284 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090578

3.285 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095271

3.286 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090172

3.287 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090915

3.288 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095843

3.289 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095430

3.290 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene[®]), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104762

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 60

иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095906

3.291 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090191

3.292 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095026

3.293 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090886

3.294 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090599

3.295 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090546

3.296 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095175

3.297 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095836

3.298 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090868

3.299 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090953

3.300 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104763

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 61

окружности, тип CV pass, арт. С3095448

3.301 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095123

3.302 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095039

3.303 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095097

3.304 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090815

3.305 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095576

3.306 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095938

3.307 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095839

3.308 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095305

3.309 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090898

3.310 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095020

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104764

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 62

3.311 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095100

3.312 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (В), прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, арт. G3090668

3.313 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090693

3.314 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095341

3.315 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. G3095672

3.316 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095036

3.317 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. G3090804

3.318 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095032

3.319 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3096015

3.320 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104765

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 63

силиконовым покрытием, арт. С3095935

3.321 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090865

3.322 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095042

3.323 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095679

3.324 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095667

3.325 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095680

3.326 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095673

3.327 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 15 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095559

3.328 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV pass, арт. С3096007

3.329 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. С3095666

3.330 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. С3096013

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104766

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 64

3.331 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 17 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 1/2 окружности, арт. С3096157

3.332 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), прогрессивно-изогнутая, тип CV pass, арт. С3095701

3.333 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микроигла, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. G3095149

3.334 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. G3095139

3.335 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097615

3.336 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097565

3.337 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3098886

3.338 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097036

3.339 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097686

3.340 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097553

3.341 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104767

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 65

«Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097173

3.342 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097120

3.343 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. G3097804

3.344 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097715

3.345 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097816

3.346 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097477

3.347 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097895

3.348 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097926

3.349 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097032

3.350 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3098110

3.351 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104768

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 66

иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097889

3.352 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097821

3.353 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097543

3.354 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097578

3.355 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097271

3.356 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097172

3.357 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097865

3.358 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097042

3.359 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097915

3.360 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097843

3.361 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104769

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 67

CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097430

3.362 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097906

3.363 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097191

3.364 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097026

3.365 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097886

3.366 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097599

3.367 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097546

3.368 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097175

3.369 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097836

3.370 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097868

3.371 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 1/2 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097007

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104770

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 68

- 3.372 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, тонкая (F), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097123
- 3.373 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097039
- 3.374 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно- изогнутая, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097097
- 3.375 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097815
- 3.376 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097576
- 3.377 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097938
- 3.378 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097839
- 3.379 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097305
- 3.380 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097020
- 3.381 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, прогрессивно- изогнутая, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097100
- 3.382 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104771

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 69

- «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), прогрессивно- изогнутая, тип CV2 pass, арт. C3097701
- 3.383 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, особо тонкая (FF), 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097341
- 3.384 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP) / 0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (B), прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, арт. G3090670
- 3.385 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 12 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095870
- 3.386 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090614
- 3.387 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3090164
- 3.388 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090134
- 3.389 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095885
- 3.390 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090685
- 3.391 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090079
- 3.392 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104772

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 70

иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095826

3.393 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090548

3.394 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095244

3.395 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095219

3.396 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095231

3.397 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090803

3.398 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090714

3.399 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090062

3.400 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090135

3.401 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095764

3.402 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 71

силиконовым покрытием, арт. С3095894

3.403 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090888

3.404 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095819

3.405 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090088

3.406 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095832

3.407 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090544

3.408 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3090577

3.409 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095268

3.410 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095251

3.411 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095046

3.412 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3091008

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104774

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 72

- 3.413 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090914
- 3.414 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095812
- 3.415 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090136
- 3.416 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095838
- 3.417 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095905
- 3.418 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095286
- 3.419 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090885
- 3.420 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095823
- 3.421 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090545
- 3.422 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3090516
- 3.423 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 73

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095301

3.424 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095288

3.425 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090176

3.426 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095768

3.427 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090867

3.428 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090060

3.429 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090799

3.430 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095303

3.431 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 1/2 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090742

3.432 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090694

3.433 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 74

иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. G3095685

3.434 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (B), прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, арт. G3090669

3.435 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (B), прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, арт. G3090671

3.436 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095014

3.437 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095700

3.438 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3096262

3.439 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, арт. C3096131

3.440 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095015

3.441 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090488

3.442 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095697

3.443 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104777

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 75

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095324

3.444 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090832

3.445 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090610

3.446 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микрососудистая, антибликовая поверхность (В), прогрессивно- изогнутая, тип CV pass, арт. G3090647

3.447 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, арт. G3090755

3.448 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 12 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097870

3.449 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097614

3.450 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097164

3.451 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097134

3.452 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3098885

3.453 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 76

«Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097685

3.454 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097079

3.455 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097826

3.456 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097548

3.457 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097244

3.458 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097219

3.459 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097231

3.460 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097803

3.461 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097714

3.462 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097062

3.463 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104779

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 77

иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097135

3.464 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097764

3.465 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097894

3.466 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097015

3.467 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097888

3.468 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097819

3.469 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097088

3.470 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097832

3.471 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097544

3.472 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097577

3.473 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 78

окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097268

3.474 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097251

3.475 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097046

3.476 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097008

3.477 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097488

3.478 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097914

3.479 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097812

3.480 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097136

3.481 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097838

3.482 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097905

3.483 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097286

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104781

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 79

- 3.484 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097885
- 3.485 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097823
- 3.486 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097545
- 3.487 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097516
- 3.488 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, усиленная (S), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097324
- 3.489 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097301
- 3.490 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097288
- 3.491 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097176
- 3.492 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097768
- 3.493 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097867
- 3.494 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104782

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 80

«Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097060

3.495 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097799

3.496 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 90 см, диаметр 7/0(USP) / 0,5(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3098303

3.497 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090126

3.498 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090880

3.499 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095857

3.500 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095805

3.501 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090107

3.502 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. C3095824

3.503 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095209

3.504 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104783

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 81

иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095211

3.505 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090128

3.506 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090712

3.507 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095835

3.508 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090887

3.509 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095817

3.510 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090105

3.511 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095829

3.512 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090116

3.513 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095462

3.514 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104784

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 82

окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095246

3.515 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3091011

3.516 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090131

3.517 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090980

3.518 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095834

3.519 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090004

3.520 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV pass, арт. С3095822

3.521 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3095272

3.522 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. С3090169

3.523 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090638

3.524 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090814

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104785

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 83

3.525 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. G3095216

3.526 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090780

3.527 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090702

3.528 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. G3095249

3.529 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090609

3.530 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, прогрессивно- изогнутая, с силиконовым покрытием, арт. G3090698

3.531 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. G3095277

3.532 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, тип микроигла, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. G3095284

3.533 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 12 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3095309

3.534 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3090703

3.535 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 84

«Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. C3095669

3.536 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, арт. C3096024

3.537 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095025

3.538 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV pass, с силиконовым покрытием, арт. C3095388

3.539 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090983

3.540 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090758

3.541 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090026

3.542 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097126

3.543 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097880

3.544 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097857

3.545 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0104787

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 85

иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097703

3.546 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097805

3.547 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097107

3.548 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097824

3.549 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097209

3.550 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097211

3.551 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097128

3.552 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097712

3.553 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097835

3.554 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097887

3.555 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104788

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 86

окружности, тип CV2 pass, арт. C3097817

3.556 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097105

3.557 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, тонкая (F), антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097829

3.558 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097116

3.559 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097462

3.560 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097246

3.561 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097025

3.562 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 60 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097011

3.563. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, тонкая (F), 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097131

3.564. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097980.

3.565. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097834.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104789

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2022 года

№ РЗН 2017/6386

Лист 87

- 3.566. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097004.
- 3.567. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, антибликовая поверхность (B), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. C3097822.
- 3.568. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097272.
- 3.569. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, короткое режущее острие, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097169.
- 3.570. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 8/0(USP) / 0,4(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 8 мм, колющая, 1/2 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. C3097388.
- 3.571. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 15 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090846.
- 3.572. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 23 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 16 мм, ланцетовидная, тип микроигла, прямая, с силиконовым покрытием, арт. G3095481.
- 3.573. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 30 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 6 мм, ланцетовидная, тип микроигла, усиленная (S), 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090597.
- 3.574. Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 45 см, диаметр 9/0(USP) / 0,3(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 5 мм, колющая, тип микроигла, 3/8 окружности, с силиконовым покрытием, арт. G3090482.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0104790