



**ЦЕНТР  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Подтверждения Соответствия»  
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом 3, корпус 1  
ИНН/КПП 7725790126/773401001  
ОГРН 1137746368869  
Тел/факс +7 495 532 92 10,  
эл. почта: info@ctrps.ru

**Фотографические изображения медицинского изделия  
Стент Express Vascular SD предварительно  
установленный на монорельсовую систему доставки,  
варианты исполнения**




Рис. 1 Общий вид изделия в трубке (на рисунке Стент Express Vascular SD предварительно установленный на монорельсовую систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина стента 15 мм, длина катетера 150 см минимальная длина интродьюсера 0,074 in (1,88 мм))

Boston  
Scientific

5mm  
x15mm  
150cm

# Express™ Vascular SD

MONORAIL™


5F

## Premounted Stent System

Sistema de stent premontado, Système de stent pré-assemblé, Integriertes Stentensystem, Sistema di stent premontato, Voorgemonteerd stentstelsel, プレマウント・ステント・システム, Förmontat stentssystem, Elemenární předmontovaný stentový systém, Sistema de Stent Pré-montado, Förmontat stentssystem, Integriert stentensystem, Předmontovaný systém stentů, Fabrycznie zmontowany system stentów, Förmontat stentssystem, On-coded Takliming Stent System



Contents (1)



GW 0.014in/0.018in (±0.46mm)  
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.067in/1.7mm)  
Recommended Guide Catheter

IS ≥5F (1.9mm)  
Recommended Introducer Sheath

| atm - kPa<br>Pressure | 3.0mm<br>Stent I.D. Stent O.D. |           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 8.0 - 811             | 4.67                           | 5.05      |
| 9.0 - 912             | 4.81                           | 5.19      |
| 10.0 - 1013           | NOMINAL                        | 4.94 5.32 |
| 11.0 - 1115           | 5.07                           | 5.44      |
| 12.0 - 1216           | 5.17                           | 5.54      |
| 13.0 - 1317           | 5.28                           | 5.63      |
| 14.0 - 1419           | RATED*                         | 5.35 5.72 |

\*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

\*Rated Burst Pressure, DO NOT EXCEED

GTIN

08714729390831

LOT

26776868

REF

Catalog No.

H74937917515150

Use By

2024-02-09

STERILE EO

Sterilized using  
ethylene oxide



90244533-01

Internal BSC Bar Code



90474940-04J

CE 0344

Made in USA  
Two Scimed Place  
Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific  
Express™ Vascular SD  
5mm x 15mm, 150cm  
GTIN 08714729390831  
REF H74937917515150  
LOT 26776868

Boston Scientific  
Express™ Vascular SD  
5mm x 15mm, 150cm  
GTIN 08714729390831  
REF H74937917515150  
LOT 26776868



1010871472939083117240209110126776868

G S1

Рис. 2 Первичная упаковка изделия

# Boston Scientific

## Express™ Vascular SD


### MONORAIL™

**5F**

### Premounted Stent System

Sistema de stent pre-montado. Système de stent pré-serial. Integrirtes Stentsystem. Sistema di stent pre-montato. Voorgemonteerd stentsysteem. プレマウント・ステント・システム. Förhåndsmonterat stentsystem. Ivertrijugapovipovukoyuzhivou stent. Sistema de Stent Pré-montado. Förmonterat stentsystem. Integrált szettrendszer. Představený systém stentu. Fabrycznie zmontowany system stentu. Förhåndsmonterat stentsystem. Önceden Takılmış Stent Sistemi

Contents (1)



GW 0.014in/0.018in (≤ 0.46mm)  
Recommended Guidewire

GC ≥ 6F (0.067in/1.7mm)  
Recommended Guide Catheter

IS ≥ 5F (1.9mm)  
Recommended Introducer Sheath

| atm · kPa<br>Pressure | 5.0mm<br>Stent I.D. Stent O.D. |
|-----------------------|--------------------------------|
| 8.0 - 811             | 4.67 5.95                      |
| 9.0 - 912             | 4.81 5.19                      |
| 10.0 - 1013           | NOMINAL 4.94 5.32              |
| 11.0 - 1115           | 5.07 5.44                      |
| 12.0 - 1216           | 5.17 5.54                      |
| 13.0 - 1317           | 5.26 5.63                      |
| 14.0 - 1418           | RATED* 5.35 5.72               |

\*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

**GTIN**
**08714729390831**
**LOT**
**26776868**
**REF**

Catalog No.

**H74937917515150**

Use By

**2024-02-09**

Рис. 3 Вторичная упаковка изделия