

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»

Л.Г. Семёнова

15 ноября 2022 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Катетер аспирационный Embovac»

Производитель: «Медос Интернешнл САРЛ» (Medos International SARL)

[illegible]

STERILE EO



2021-07-31

minimālne diametre / Minimalas
viršija diametrs / Minimalus kreipimo
skersmuo / Minimalni promjer vodilice /

διαμέτρου, όπου / - Минимальный диаметр на



CERENOVUS
new to the pharmaceutical industry today is tomorrow

CE
2797

LCN2 REV. B

LCN2 REV.B
STOCK: 090100045 AW Rev.

CERENCOUS
Kattirup, aanganipattanam, ti bonat, aattirup

IC/1125CA@001RU

[illegible]

A vertical strip of symbols and text. At the top is a triangle with an exclamation mark inside, followed by the text 'STERILE EO' in a box. Below this are four circular icons: a crossed-out 'X', a crossed-out '2', a crossed-out '3', and a crossed-out '4'.

Рисунок 1 - Катетер аспирационный Embuvas в потребительской упаковке - картонной коробке




Рисунок 2 – Этикетка на русском языке (увеличенный фрагмент фото упаковки)




Рисунок 4 - Катетер аспирационный Embovac в индивидуальной упаковке – стерильном пакете (оборотная сторона)



Рисунок 5 - Катетер аспирационный Embuvas в упаковочном кольце-диспенсере на подложке с гемостатическим клапаном и двумя интродьюсерами




Рисунок 6 - Гемостатический клапан




Рисунок 7 - Катетер Embovac




Рисунок 8 - Два интродьюсера

REF IC71125CA

Катетер аспирационный Embovas: катетер аспирационный Embovas рабочая длина 125 см, в составе: катетер аспирационный, внутренний диаметр 1,8 мм, рабочая длина 125 см – 1 шт.; гемостатический клапан – 1 шт.; расщепляемый интродьюсер – 2 шт.

Область применения: Нейрохирургия
Регистрационное удостоверение: XXX XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Производитель (Изготовитель): «Медос Интернешнл САРЛ»/(Medos International SARL). Шемен-Блан 38, Ле Локль, CH-2400, Швейцария/ Chemin-Blanc 38, Le Locle, CH-2400, Switzerland

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия транспортировки: температура воздуха от -40 до +50°C, относительная влажность воздуха не более 80%, атмосферное давление 700-1060 гПа

Условия хранения: температура воздуха от 0 до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80%, атмосферное давление 700-1060 гПа

IC71125CA@001RU



ПРОШАТ. И
УКРЕПЛЕН
ПЕЧАТЬ
ЮЛИСТОЕ

