



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

На медицинское изделие

Микроскоп биологический Leica (Biological Microscope Leica)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Лейка Микросистемс СМС ГмбХ", Германия,

Leica Microsystems CMS GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar, Germany

Производитель

"Лейка Микросистемс СМС ГмбХ", Германия,

Leica Microsystems CMS GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar, Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-49086/96624 от 06.04.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.70.22.150**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 37 листах

приказом Росздравнадзора от 02 августа 2022 года № 7082
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0063509

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 1

На медицинское изделие

Микроскоп биологический Leica (Biological Microscope Leica), варианты исполнения:

I. Микроскоп биологический Leica вариант исполнения DM4 B (Leica DM4 B), в составе:

1. Штатив микроскопа биологического Leica DM4 B (DM4 B (IVD)) - 1 шт.
2. Крышка штатива нижняя с магазином фильтров (Ground plate with filter magazine) - 1 шт. (при необходимости).
3. Крышка штатива нижняя без магазина фильтров (Ground plate w/o. filter magazine) - 1 шт. (при необходимости).
4. Часть штатива верхняя для 6-ти объективов без флуоресцентного модуля (Top DM4 B, 6xM25, cod.) - 1 шт. (при необходимости).
5. Часть штатива верхняя для 6-ти объективов с флуоресцентным модулем (Top DM4 B, 5-fach, Fluo 6xM25, cod.) - 1 шт. (при необходимости).
6. Часть штатива верхняя для 7-ми объективов без флуоресцентного модуля (Top DM4 B, 7xM25, cod.) - 1 шт. (при необходимости).
7. Часть штатива верхняя для 7-ми объективов с флуоресцентным модулем (Top DM4 B, 5-fold, FLUO, 7xM25, kod.) - 1 шт. (при необходимости).
8. Крышка турели объективов (Cover for stand top) - 1 шт. (при необходимости).
9. Блок управления электронный CTR6 (CTR6 Halogen) - 1 шт. (при необходимости).
10. Блок управления электронный CTR6 LED (CTR6 LED) - 1 шт. (при необходимости).
11. Кабель сопряжения с микроскопом и системным блоком (CTR USB 2.0. cable) - 2 шт.
12. Кабель сетевой блока CTR (Cable CTR Microscope, long) - 1 шт. (при необходимости).
13. Джойстик SmartMove для блока CTR (Smart Move for DM/DMI Series) - 1 шт. (при необходимости).
14. Панель управления STP8000 с джойстиком для блока CTR (STP8000 Smart Touch Panel) - 1 шт.
15. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110° STAGE-BRC 7625 (STAGE-BRC 7625, 110° rotation, right) - 1 шт. (при необходимости).
16. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110°, STAGE-BRC 7650 (STAGE-BRC 7650, 110° rotation, right) - 1 шт. (при необходимости).
17. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110°, STAGE-BRCL 7625 (STAGE-BRCL 7625, 110° rotation, left) - 1 шт. (при необходимости).
18. Столик предметный, эргономичный, STAGE-BEC 7650 (STAGE-BEC 7650, without rotating, ergo) - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0108090

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 2

19. Столик предметный, моторизованный, сканирующий 100x100, S 2mm (Scanning stage 100x100, S 2 mm) - 1 шт. (при необходимости).
20. Столик предметный, сканирующий, на 8 предметных стекол (Scanning stage, 8 slides, S 4mm, DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
21. Столик предметный, моторизованный, 75x50, с контролером (Mot. stage 75x50, int. controller, DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
22. Столик предметный, вращаемый, 360° (POL rotating stage 360°) - 1 шт. (при необходимости).
23. Столик предметный EK14, 76x52 (Mot. stage, EK14, 76x52) - 1 шт. (при необходимости).
24. Вставка на 2 предметных стекла 3"x2", 76x52мм (Stage insert f. 2 slides 3"x2", 76x52mm) - 1 шт. (при необходимости).
25. Вставка на 4 предметных стекла для предметного столика 130x85 (Stage insert for 4 slides) - 1 шт. (при необходимости).
26. Столик предметный, сканирующий на 4 предметных стекла, 130x85 (Scanning stage 130x85, S4 mm, DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
27. Вставка на 1 предметное стекло, 160x116 мм, для сканирующего столика 100x100 (Stage insert w. rot. Slide hold. 160x116x7) - 1 шт. (при необходимости).
28. Металлическая вставка 160x116 мм (Metal insert 160x116 f. Scan.-St. 100x80) - 1 шт. (при необходимости).
29. Вставка для держателя образца 70x70 мм (Holder for slides frames 70x70mm) - 1 шт. (при необходимости).
30. Универсальная вставка АК для размещения культуральной посуды на сканирующем столике 100x100 мм (Universal mounting frame AK) - 1 шт. (при необходимости).
31. Вставка на 8 предметных стекол (Stage insert for 8 slides) - 1 шт. (при необходимости).
32. Держатель препарата на 1 предметное стекло (Slide holder one hand slide change) - 1 шт. (при необходимости).
33. Держатель препарата мультифункциональный (Specimen holder, multifunctional) - 1 шт. (при необходимости).
34. Тубус базовый BDT (Basic docu tube BDT, mech., 19 CIP) - 1 шт. (при необходимости).
35. Тубус базовый MBDT (Basic docu tube MBDT, mot., 19 CIP) - 1 шт. (при необходимости).
36. Тубус АЕТ 22 (Advanced ergo tube AET 22) - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105750


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 3

37. Тубус EDT 22 F50/50 (Ergonomic docu tube EDT 22 F50/50) - 1 шт.
(при необходимости).
38. Тубус HC L2TU 4/5/7 (Tube HC L2TU 4/5/7, binoc. phototube) - 1 шт.
(при необходимости).
39. Тубус эргономичный 0/100 or 100/0 (Trino Ergo tube, 0/100 or 100/0) - 1 шт.
(при необходимости).
40. Окуляр HC PLAN неподстраиваемый 10х/20 BR (Eyepieces HC PLAN 10х/20 BR) - 2 шт. (при необходимости).
41. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10х/20 BR.M (Eyepieces HC PLAN 10х/20 BR.M) - 2 шт. (при необходимости).
42. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 12.5х/16 BR.M (Eyepieces HC PLAN 12.5х/16 BR.M) - 2 шт. (при необходимости).
43. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10х/22 Br. M (Eyepieces HC PLAN s 10х/22 Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
44. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10х/25 Br. M (Eyepieces HC PLAN s 10х/25 Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
45. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 16х/14 B Br. M (Eyepieces HC PLAN s 16х/14 B Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
46. Домик ламповый 106 (двухлинзовый) с сетевым кабелем, длиной 0.55м (Lamp housing 106, 12V 100W, 2-lens, 0.55m) - 1 шт. (при необходимости).
47. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) с сетевым кабелем, длиной 1.5м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 6-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
48. Домик ламповый 106(двухлинзовый) с сетевым кабелем, длиной 2 м (Lamp housing 106, 12V 100W, 2-lens, 2m) - 1 шт. (при необходимости).
49. Домик ламповый 106z (четыrehлинзовый) с сетевым кабелем длиной 1.5 м (Lamp housing 106z, Hg 50W, 4-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
50. Домик ламповый 106z (четыrehлинзовый) с сетевым кабелем длиной 1.5 м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 4-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
51. Домик ламповый 106z (четыrehлинзовый) с сетевым кабелем длиной 0.55 м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 4-lens, 0.55m) - 1 шт. (при необходимости).
52. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) левосторонний (Lamp housing 106Z left, Hg100W, 1", 6-lens) - 1 шт. (при необходимости).
53. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) (Lamp housing 106Z Hg 100W, 1", 6 lenses) - 1 шт. (при необходимости).
54. Домик ламповый 106z (двухлинзовый) (Lamp Housing 106Z Hg 50W, 1 inch, 2 lens) - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105751


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 4

55. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 1-lens) - 1 шт. (при необходимости).
56. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) с сетевым кабелем, длиной 3 м (Lamp housing 107/2 12V 100W, 1-lens, 3m) - 1 шт. (при необходимости).
57. Домик ламповый 107/2 (двухлинзовый) (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 2-lens) - 1 шт. (при необходимости).
58. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) с сетевым кабелем, длиной 2 м (Lamp housing 107/2 12V 100W, 2m) - 1 шт. (при необходимости).
59. Домик ламповый 107/2 с сетевым кабелем длиной 2.5 м. (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 2,5m) - 1 шт. (при необходимости).
60. Домик ламповый LED FS4000 (LED lamp housing, matched, 2pcs, f. FS4000) - 1 шт. (при необходимости).
61. Домик ламповый LH113 LED с сетевым кабелем 2,5 м. (Lamp housing LH113 LED, 2,5m) - 1 шт. (при необходимости).
62. Домик ламповый LED с сетевым кабелем 185 см для TTL (LED lamp house including 185 cm cable with TTL shutter) - 1 шт. (при необходимости).
63. Источник питания (Power supply 12V 100W, stab.) - 1шт. (при необходимости).
64. Конденсор BF (светлопольный) (Condenser BF) - 1 шт. (при необходимости).
65. Конденсор PH (Condenser PH) - 1 шт. (при необходимости).
66. Конденсор DIC (Condenser DIC) - 1 шт. (при необходимости).
67. Головка конденсора 0.90 S1 (Condenser head 0.90 S1) - 1 шт. (при необходимости).
68. Головка конденсора P 0.90 S1 (Condenser head P 0.90 S1) - 1 шт. (при необходимости).
69. Головка конденсора D 0.80-0.95 (без иммерсионная) (Condenser head D 0.80-0.95) - 1 шт. (при необходимости).
70. Головка конденсора D 1.20-1.44 (иммерсионная) (Condensor head D 1.20-1.44 Oil) - 1 шт. (при необходимости).
71. Головка конденсора P 1.40 OIL S1 (Condenser head P 1.40 Oil S1) - 1 шт. (при необходимости).
72. Головка конденсора 0.50 S 15 (Condenser head achr. 0.50 S15) - 1 шт. (при необходимости).
73. Основание конденсора D/L (Condenser base D/L) - 1 шт. (при необходимости).
74. Источник питания для лампового домика Hg 50W (Power supply 90-250 V, for Hg 50 W) - 1 шт. (при необходимости).
75. Источник питания для лампового домика Hg 100W (Power supply EBQ 100-04-L) - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105752

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 5

76. Кабель сетевой 2 м (Power cable 2 m) - 1 шт.
77. Чехол пылезащитный DM4/6 (Dust cover for DM4/5/6000) - не более 3 шт.
(при необходимости).
78. Линза рассеивающая для объективов 2.5x (Auxiliary lens f. obj. 2.5x f. UC-cond) - не более 10 шт. (при необходимости).
79. Линза рассеивающая для объективов 1.25 - 5x (Patho diffusor plate for 1.25-5x object.) не более 10 шт. (при необходимости).
80. Объектив N PLAN 2.5x/0.07 (Obj. N PLAN 2.5x/0.07) - не более 10 шт.
(при необходимости).
81. Объектив N PLAN 20x/0.40 (Obj. N PLAN 20x/0.40) - не более 10 шт.
(при необходимости).
82. Объектив N PLAN 40x/0.65 (Obj. N PLAN 40x/0.65) - не более 10 шт.
(при необходимости).
83. Объектив N PLAN 20x/0.40 PH1 (Obj. N PLAN 20x/0.40 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).
84. Объектив N PLAN 40x/0.65 PH2 (Obj. N PLAN 40x/0.65 PH2) - не более 10 шт.
(при необходимости).
85. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
86. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL PH3 (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).
87. Объектив N PLAN 63x/0.80 (Obj. N PLAN 63x/0.80) - не более 10 шт.
(при необходимости).
88. Объектив HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
89. Объектив HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 (Obj. HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
90. Объектив N PLAN 100x/1.25-0.60 OIL (Obj. N PLAN 100x/1.25-0.60 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
91. Объектив HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR XT (Obj. HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR XT) - не более 10 шт. (при необходимости).
92. Объектив HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 XT (Obj. HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 XT) - не более 10 шт. (при необходимости).
93. Объектив HC PL FL 150x/0.90 (Obj. HC PL FL 150x/0.90) - не более 10 шт.
(при необходимости).
94. Объектив HC PL FL 1.25x/0.04 (Obj. HC PL FL 1.25x/0.04) - не более 10 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105753

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 6

- (при необходимости).
95. Объектив HC PL FL L 63x/0.70 CORR (Obj. HC PL FL L 63x/0.70 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
96. Объектив HC PL FL L 63x/0.70 CORR PH2 (Obj. HC PL FL L 63x/0.70 CORR PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
97. Объектив HC PL FLUOTAR L 63x/0.70 CORR XT (Obj. HC PL FLUOTAR L 63x/0.70 CORR XT) - не более 10 шт. (при необходимости).
98. Объектив HC PL FL 63x/0.90 CORR (Obj. HC PL FL 63x/0.90 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
99. Объектив HC PL FLUOTAR 5x/0.15 (Obj. HC PL FLUOTAR 5x/0.15) - не более 10 шт. (при необходимости).
100. Объектив HI PLAN 4x/0.10 (Obj. HI PLAN 4x/0.10) - не более 10 шт. (при необходимости).
101. Объектив HI PLAN 4x/0.10 SL (Obj. HI PLAN 4x/0.10 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).
102. Объектив HI PLAN 10x/0.25 (Obj. HI PLAN 10x/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).
103. Объектив HI PLAN 10x/0.25 SL (Obj. HI PLAN 10x/0.25 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).
104. Объектив HI PLAN 10x/0.25 PH1 (Obj. HI PLAN 10x/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
105. Объектив HC PL FLUOTAR 1.6x/0.05 (Obj. HC PL FLUOTAR 1.6x/0.05) - не более 10 шт. (при необходимости).
106. Объектив HI PLAN 40x/0.65 (Obj. HI PLAN 40x/0.65) - не более 10 шт. (при необходимости).
107. Объектив HI PLAN 63x/0.75 (Obj. HI PLAN 63x/0.75) - не более 10 шт. (при необходимости).
108. Объектив HI PLAN 100x/1.25 OIL (Obj. HI PLAN 100x/1.25 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
109. Объектив HI PLAN 100x/1.25 OIL (Obj. HI PLAN 100x/1.25 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
110. Объектив HI PLAN 40x/0.65 PH2 (Obj. HI PLAN 40x/0.65 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
111. Объектив HI PLAN 100x/1.25 OIL PH3 (Obj. HI PLAN 100x/1.25 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).
112. Объектив HC PL FL L 20x/0.40 CORR (Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105754

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 7

- 10 шт. (при необходимости).
113. Объектив HCX PL FLUOTAR 20X 0.40 3.50 (Obj. HCX PL FLUOTAR 20X 0.40 3.50) - не более 10 шт. (при необходимости).
114. Объектив HC PL FL L 20x/0.40 CORR PH1 (Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
115. Объектив N PLAN L 20x/0.35 (Obj. N PLAN L 20x/0.35) - не более 10 шт. (при необходимости).
116. Объектив N PLAN L 20x/0.35 PH1 (Obj. N PLAN L 20x/0.35 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
117. Объектив HI PLAN I 10x/0.22 (Obj. HI PLAN I 10x/0.22) - не более 10 шт. (при необходимости).
118. Объектив HI PLAN I 20x/0.30 (Obj. HI PLAN I 20x/0.30) - не более 10 шт. (при необходимости).
119. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50) - не более 10 шт. (при необходимости).
120. Объектив HI PLAN I 10x/0.22 PH1 (Obj. HI PLAN I 10x/0.22 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
121. Объектив HI PLAN I 20x/0.30 PH1 (Obj. HI PLAN I 20x/0.30 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
122. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 PH2 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
123. Объектив HI PLAN 20x/0.40 (Obj. HI PLAN 20x/0.40) - не более 10 шт. (при необходимости).
124. Объектив HI PLAN 20x/0.40 SL (Obj. HI PLAN 20x/0.40 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Объектив HI PLAN 20x/0.40 PH1 (Obj. HI PLAN 20x/0.40 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
126. Объектив N PLAN L 40x/0.55 CORR (Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Объектив N PLAN L 40x/0.55 CORR PH2 (Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Объектив N PLAN 5x/0.12 (Obj. N PLAN 5x/0.12) - не более 10 шт. (при необходимости).
129. Объектив N PLAN 5x/0.12 PH0 (Obj. N PLAN 5x/0.12 PH0) - не более 10 шт. (при необходимости).
130. Объектив N PLAN 40x/0.75 (Obj. N PLAN 40x/0.75) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105755

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 8

(при необходимости).

131. Объектив N PLAN 50x/0.90 OIL (Obj. N PLAN 50x/0.90 OIL) - не более 10 шт.

(при необходимости).

132. Объектив HC PL FLUOTAR (340) 40x/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR (340) 40x/1.30 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

133. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/1.30 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

134. Объектив HC FLUOTAR (340) 100x/1.30 OIL (Obj. HC FLUOTAR (340) 100x/1.30 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

135. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 PH1 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

136. Объектив HC PL FLUOTAR (340) 20x/0.80 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR (340) 20x/0.80 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

137. Объектив HC PL FLUOTAR L 100x/0.85 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR L 100x/0.85 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

138. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).

139. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 PH2 (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).

140. Объектив HC PL FLUOTAR 63x/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 63x/1.30 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

141. Объектив HC PL FLUOTAR 63x/1.30 OIL PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 63x/1.30 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).

142. Объектив HI PLAN 100x/0.80 (Obj. HI PLAN 100x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).

143. Объектив HC FL PLAN 10x/0.25 (Obj. HC FL PLAN 10x/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).

144. Объектив HI PLAN CY 10x/0.25 SL (Obj. HI PLAN CY 10x/0.25 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).


145. Объектив HI PLAN CY 10x/0.25 PH1 (Obj. HI PLAN CY 10x/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

146. Объектив HC FL PLAN 10x/0.25 PH1 (Obj. HC FL PLAN 10x/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

147. Объектив HI PLAN CY 10x/0.25 (Obj. HI PLAN CY 10x/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).

148. Объектив N PLAN 10x/0.25 (Obj. N PLAN 10x/0.25) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105756

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 9

(при необходимости).

149. Объектив N PLAN 10x/0.25 PH1 (Obj. N PLAN 10x/0.25 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).

150. Объектив HI PLAN 4x/0.10 PH0 (Obj. HI PLAN 4x/0.10 PH0) - не более 10 шт.
(при необходимости).

151. Объектив HC PL Fluotar 4x/0.13 (Obj. HC PL Fluotar 4x/0.13) - не более 10 шт.
(при необходимости).

152. Объектив HC PL Fluotar 4x/0.13 PH0 (Obj. HC PL Fluotar 4x/0.13 PH0) - не более 10 шт.
(при необходимости).

153. Объектив HC PL FLUOTAR 63x/1.10 IMM CORR PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 63x/1.10 IMM CORR PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).

154. Объектив HC PL FLUOTAR 63x/1.10 IMM CORR (Obj. HC PL FLUOTAR 63x/1.10 IMM CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

155. Объектив HC PL FL 10x/0.30 (Obj. HC PL FL 10x/0.30) - не более 10 шт.
(при необходимости).

156. Объектив HC PL FLUOTAR 20x/0.55 PH2 (Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).

157. Объектив HC PL FLUOTAR 20x/0.55 (Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55) - не более 10 шт. (при необходимости).

158. Объектив HC PL FLUOTAR 10x/0.32 (Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32) - не более 10 шт. (при необходимости).

159. Объектив HC PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1 (Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

160. Объектив HC PL FLUOTAR 2.5x/0.07 (Obj. HC PL FLUOTAR 2.5x/0.07) - не более 10 шт. (при необходимости).

161. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

162. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).

163. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32-0.60 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32-0.60 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

164. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/0.95 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/0.95 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

165. Линза рассеивающая для объективов 2.5x (Auxiliary lens f. obj. 2.5x f. UC-cond) - не более 10 шт. (при необходимости).

166. Объектив N PLAN 2.5x/0.07 Pol -/- 11.2 (Obj. N PLAN 2.5x/0.07 Pol -/- 11.2) - не

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105757


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 10

- более 10 шт. (при необходимости).
167. Объектив N PLAN 10x/0.25 Pol -/A 5.8 (Obj. N PLAN 10x/0.25 Pol -/A 5.8) - не более 10 шт. (при необходимости).
168. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL POL (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
169. Объектив N PLAN 63x/0.80 POL (Obj. N PLAN 63x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
170. Объектив HC PL FL 5x/0.15 POL (Obj. HC PL FL 5x/0.15 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
171. Объектив HI PLAN 4x/0.10 POL -/, 12,1 (Obj. HI PLAN 4x/0.10 POL -/, 12,1) - не более 10 шт. (при необходимости).
172. Объектив HI PLAN 10x/0.25 POL (Obj. HI PLAN 10x/0.25 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
173. Объектив HI PLAN 40x/0.65 POL (Obj. HI PLAN 40x/0.65 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
174. Объектив HI PLAN 63x/0.75 POL (Obj. HI PLAN 63x/0.75 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
175. Объектив HCX PL FLUOTAR 20x/0.50 POL (Obj. HCX PL FLUOTAR 20x/0.50 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
176. Объектив HI PLAN 20x/0.40 POL (Obj. HI PLAN 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
177. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 POL (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
178. Объектив N PLAN EPI 50x/0.75 POL (Obj. N PLAN EPI 50x/0.75 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
179. Объектив N PLAN EPI 100x/0.85 POL (Obj. N PLAN EPI 100x/0.85 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
180. Объектив N PLAN EPI 5x/0.12 POL (Obj. N PLAN EPI 5x/0.12 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
181. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 OIL POL XLR (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 OIL POL XLR) - не более 10 шт. (при необходимости).
182. Объектив HC PL FLUOTAR 50x/0.80 POL (Obj. HC PL FLUOTAR 50x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
183. Объектив N PLAN 20x/0.40 POL (Obj. N PLAN 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
184. Объектив N PLAN 40x/0.65 POL (Obj. N PLAN 40x/0.65 POL) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105758

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 11

(при необходимости).

185. Объектив HI PLAN EPI 20x/0.40 POL (Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).

186. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).

187. Объектив HC PL FL 20x/0.50 POL (Obj. HC PL FL 20x/0.50 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).

188. Объектив HC PL FL 10x/0.30 Pol -/D 11.0 (Obj. HC PL FL 10x/0.30 Pol -/D 11.0) - не более 10 шт. (при необходимости).

189. Объектив HI PLAN 40x/0.65 POL Disp. Stain. (Obj. HI PLAN 40x/0.65 POL Disp. Stain.) - не более 10 шт. (при необходимости).

190. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL DS (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL DS) - не более 10 шт. (при необходимости).

191. Объектив N PLAN EPI 10x/0.25 POL (Obj. N PLAN EPI 10x/0.25 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).

192. Объектив N PLAN L 50x/0.50 (Obj. N PLAN L 50x/0.50) - не более 10 шт. (при необходимости).

193. Объектив N PLAN L 50x/0.50 BD (Obj. N PLAN L 50x/0.50 BD) - не более 10 шт. (при необходимости).

194. Объектив N PLAN H 50x/0.50 (Obj. N PLAN H 50x/0.50) - не более 10 шт. (при необходимости).

195. Объектив HC PL FL 1.25x/0.04 0/C R 2.0 (Obj. HC PL FL 1.25x/0.04 0/C R 2.0) - не более 10 шт. (при необходимости).

196. Объектив N PLAN L 100x/0.75 (Obj. N PLAN L 100x/0.75) - не более 10 шт. (при необходимости).

197. Объектив N PLAN L 20x/0.40 (Obj. N PLAN L 20x/0.40) - не более 10 шт. (при необходимости).

198. Объектив N PLAN H 20x/0.40 1.8 qu/C, 10.6 (Obj. N PLAN H 20x/0.40 1.8 qu/C, 10.6) - не более 10 шт. (при необходимости).


199. Объектив HC PL FLUOTAR L 50x/0.55 (Obj. HC PL FLUOTAR L 50x/0.55) - не более 10 шт. (при необходимости).

200. Объектив HC PL FLUOTAR L 100x/0.75, (Obj. HC PL FLUOTAR L 100x/0.75,) - не более 10 шт. (при необходимости).

201. Объектив HC PL APO 50x/0.90 (Obj. HC PL APO 50x/0.90) - не более 10 шт. (при необходимости).

202. Объектив HC PL APO 100x/0.95 (Obj. HC PL APO 100x/0.95) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105759

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 12

(при необходимости).

203. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40) - не более 10 шт.

(при необходимости).

204. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 BD (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 BD) - не более 10 шт. (при необходимости).

205. Объектив HI PLAN EPI 10x/0.25 (Obj. HI PLAN EPI 10x/0.25) - не более 10 шт.

(при необходимости).

206. Объектив HI PLAN EPI 20x/0.40 (Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40) - не более 10 шт.

(при необходимости).

207. Объектив HI PLAN EPI 5x/0.12 (Obj. HI PLAN EPI 5x/0.12) - не более 10 шт.

(при необходимости).

208. Объектив N PLAN EPI 50x/0.75 (Obj. N PLAN EPI 50x/0.75) - не более 10 шт.

(при необходимости).

209. Объектив N PLAN EPI 100x/0.85 (Obj. N PLAN EPI 100x/0.85) - не более 10 шт.

(при необходимости).

210. Объектив N PLAN EPI 5x/0.12 (Obj. N PLAN EPI 5x/0.12) - не более 10 шт.

(при необходимости).

211. Объектив N PLAN EPI 40x/0.75 BD (Obj. N PLAN EPI 40x/0.75 BD) - не более 10 шт. (при необходимости).

212. Объектив N PLAN EPI 10x/0.25 (Obj. N PLAN EPI 10x/0.25) - не более 10 шт.

(при необходимости).

213. Объектив HX PL FLUOTAR 50x/0.80 (Obj. HX PL FLUOTAR 50x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).

214. Объектив HCX PL FLUOTAR 50x/0.80 (Obj. HCX PL FLUOTAR 50x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).

215. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/0.90 (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/0.90) - не более 10 шт. (при необходимости).

216. Объектив HCX PL FL 20x/0.50 (Obj. HCX PL FL 20x/0.50) - не более 10 шт.

(при необходимости).

II. Микроскоп биологический Leica вариант исполнения DM6 B (Leica DM6 B), в составе:

1. Штатив микроскопа биологического Leica DM6 B (DM6 B (IVD) (LED, mot Z)) - 1 шт.

2. Крышка штатива нижняя с магазином фильтров (Ground plate with filter magazine) - 1 шт. (при необходимости).

3. Крышка штатива нижняя без магазина фильтров (Ground plate w/o

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова


0105760

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 13

- filter magazine) - 1 шт. (при необходимости).
4. Часть штатива верхняя для 7-ми объективов без флуоресцентного модуля (Top DM6 B, 7xM25, cod.) - 1 шт. (при необходимости).
5. Часть штатива верхняя для 7-ми объективов с флуоресцентным модулем на 5 систем фильтров (Top DM6 B, 5-fold, Fluo, 7xM25, mot.) - 1 шт. (при необходимости).
6. Часть штатива верхняя с флуоресцентным модулем на 5 систем фильтров с менеджером интенсивности флуоресценции (Top DM6 B, 5-f.Fl, 7x, mot., IFW + Ext.Man) - 1 шт. (при необходимости).
7. Часть штатива верхняя для 7-ми объективов с флуоресцентным модулем на 8 систем фильтров (Top DM6 B, 8x Fluo, 7xM25, mot.) - 1 шт. (при необходимости).
8. Часть штатива верхняя с флуоресцентным модулем на 8 систем фильтров, с менеджером интенсивности флуоресценции (Top DM6 B, 8xFl, 7x, cod., IFW + .Ext.Man.) - 1 шт. (при необходимости).
9. Крышка турели объективов (Cover objective revolving nosepiece) - 1 шт. (при необходимости).
10. Турель для призм DIC на 4 позиции, моторизованная (Prism turret, DIC, 4 pos., mot.) - 1 шт. (при необходимости).
11. Крышка сменника увеличений (Cover for stand top incl. Bio Mag.Chang.) - 1 шт. (при необходимости).
12. Крышка сменника увеличений пустая (Cover for stand top, empty) - 1 шт. (при необходимости).
13. Модуль управления базовый XYZ-module LX (Basic XYZ-module LX) - 1 шт. (при необходимости).
14. Блок управления электронный CTR6 (CTR6 Halogen) - 1 шт. (при необходимости).
15. Блок управления электронный CTR6 LED (CTR6 LED) - 1 шт. (при необходимости).
16. Кабель сопряжения с микроскопом и системным блоком (CTR USB 2.0. cable) - 2 шт. (при необходимости).
17. Кабель сетевой блока CTR (Cable CTR Microscope, long) - 1 шт. (при необходимости).
18. Джойстик SmartMove для блока CTR (Smart Move for DM/DMI Series) - 1 шт. (при необходимости).
19. Панель управления Leica STP8000 с джойстиком для блока CTR. (STP8000 Smart Touch Panel) - 1 шт. (при необходимости).
20. Столик предметный, моторизованный, EK14, 76x52 мм (Mot. stage, EK14, 76x52) - 1 шт. (при необходимости).
21. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110° (STAGE-BRC 7625, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105761

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 14

- 110° rotation, right) - 1 шт. (при необходимости).
22. Столик предметный, эргономичный, STAGE-BEC 7650 (STAGE-BEC 7650, without rotating, ergo) - 1 шт. (при необходимости).
23. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110°, STAGE-BRC 7650 (STAGE-BRC 7650, 110° rotation, right) - 1 шт. (при необходимости).
24. Столик предметный с ручкой X/Y управления вращаемый, 110°, STAGE-BRCL 7625 (STAGE-BRCL 7625, 110° rotation, left) - 1 шт. (при необходимости).
25. Столик предметный, моторизованный, сканирующий 100x100, S 2mm (Scanning stage mot., DM4-6, 100x100,2mm) - 1 шт. (при необходимости).
26. Столик предметный, моторизованный, 75x50, с контролером (Mot. stage 75x50,int.controller, DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
27. Столик предметный, сканирующий на 4 предметных стекла, 130x85 (Scanning stage 130x85 ,S4 mm, DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
28. Столик предметный, сканирующий, на 8 предметных стекол (Scanning stage, 8 slides,S 4mm,DM4-6) - 1 шт. (при необходимости).
29. Держатель препарата на 1 предметное стекло (Slide holder one hand slide change) - 1 шт. (при необходимости)
30. Держатель препарата multifункциональный (Specimen holder, multifunctional) - 1 шт. (при необходимости)
31. Держатель препарата для моторизованного столика правый (Object holder BIO f. mot. stage, right) - 1 шт. (при необходимости).
32. Тубус базовый BDT (Basic docu tube BDT, mech., 19 CIP) - 1 шт. (при необходимости).
33. Тубус базовый MBDT (Basic docu tube MBDT, mot., 19 CIP) - 1 шт. (при необходимости).
34. Тубус AET 22 (Advanced ergo tube AET 22) - 1 шт. (при необходимости).
35. Тубус EDT 22 F50/50 (Ergonomic docu tube EDT 22 F50/50) - 1 шт. (при необходимости).
36. Тубус HC L2TU 4/5/7 (Tube HC L2TU 4/5/7, binoc. phototube) - 1 шт. (при необходимости).
37. Тубус эргономичный 0/100 or 100/0 (Trino Ergo tube, 0/100 or 100/0) - 1 шт. (при необходимости).
38. Окуляр HC PLAN неподстраиваемый 10x/20 BR (Eyepieces HC PLAN 10x/20 BR) - 2 шт. (при необходимости).
39. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10x/20 BR.M (Eyepieces HC PLAN 10x/20 BR.M) - 2 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105762


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 15

40. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 12.5x/16 BR.M (Eyepieces HC PLAN 12.5x/16 BR.M) - 2 шт. (при необходимости).
41. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10x/22 Br. M (Eyepieces HC PLAN s 10x/22 Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
42. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 10x/25 Br. M (Eyepieces HC PLAN s 10x/25 Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
43. Окуляр HC PLAN S подстраиваемый 16x/14 B Br. M (Eyepieces HC PLAN s 16x/14 B Br. M) - 2 шт. (при необходимости).
44. Домик ламповый LED для DM6B (LED lamp housing DM6, cable long) - 1 шт. (при необходимости).
45. Домик ламповый 106 (двухлинзовый) с сетевым кабелем, длиной 0.55м (Lamp housing 106, 12V 100W, 2-lens, 0.55m) - 1 шт. (при необходимости).
46. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) с сетевым кабелем, длиной 1.5м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 6-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
47. Домик ламповый 106(двухлинзовый) с сетевым кабелем, длиной 2 м (Lamp housing 106, 12V 100W, 2-lens, 2m) - 1 шт. (при необходимости).
48. Домик ламповый 106z (четырёхлинзовый) с сетевым кабелем длиной 1.5 м (Lamp housing 106z, Hg 50W, 4-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
49. Домик ламповый 106z (четырёхлинзовый) с сетевым кабелем длиной 1.5 м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 4-lens, 1.5m) - 1 шт. (при необходимости).
50. Домик ламповый 106z (четырёхлинзовый) с сетевым кабелем длиной 0.55 м (Lamp housing 106z, Hg 100W, 4-lens, 0.55m) - 1 шт. (при необходимости).
51. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) левосторонний (Lamp housing 106Z left, Hg100W, 1", 6-lens) - 1 шт. (при необходимости).
52. Домик ламповый 106z (шестилинзовый) (Lamp housing 106Z Hg 100W, 1", 6 lenses) - 1 шт. (при необходимости).
53. Домик ламповый 106z (двухлинзовый) (Lamp Housing 106Z Hg 50W, 1 inch, 2 lens) - 1 шт. (при необходимости).
54. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 1-lens) - 1 шт. (при необходимости).
55. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) с сетевым кабелем, длиной 3 м (Lamp housing 107/2 12V 100W, 1-lens, 3m) - 1 шт. (при необходимости).
56. Домик ламповый 107/2 (двухлинзовый) (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 2-lens) - 1 шт. (при необходимости).
57. Домик ламповый 107/2 (однолинзовый) с сетевым кабелем, длиной 2 м (Lamp housing 107/2 12V 100W, 2m) - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105763


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 16

58. Домик ламповый 107/2 с сетевым кабелем длиной 2.5 м. (Lamp housing 107/2, 12V 100W, 2.5m) - 1 шт. (при необходимости).
59. Домик ламповый LED FS4000 (LED lamp housing, matched, 2pcs, f. FS4000) - 1 шт. (при необходимости).
60. Домик ламповый LH113 LED с сетевым кабелем 2,5 м (Lamp housing LH113 LED, 2.5m) - 1 шт. (при необходимости).
61. Домик ламповый LED с сетевым кабелем 185 см для TTL (LED lamp house including 185 cm cable with TTL shutter) - 1 шт. (при необходимости).
62. Конденсор BF (светлопольный) (Condenser BF) - 1 шт. (при необходимости).
63. Конденсор PH (Condenser PH) - 1 шт. (при необходимости).
64. Конденсор DIC (Condenser DIC) - 1 шт. (при необходимости).
65. Головка конденсора 0.90 S1 (Condenser head 0.90 S1) - 1 шт. (при необходимости).
66. Головка конденсора P 0.90 S1 (Condenser head P 0.90 S1) - 1 шт. (при необходимости).
67. Головка конденсора D 0.80-0.95 (без иммерсионная) (Condenser head D 0.80-0.95) - 1 шт. (при необходимости).
68. Головка конденсора D 1.20-1.44 (иммерсионная) (Condensor head D 1.20-1.44 Oil) - 1 шт. (при необходимости).
69. Головка конденсора P 1.40 OIL S1 (Condenser head P 1.40 Oil S1) - 1 шт. (при необходимости).
70. Головка конденсора 0.50 S 15 (Condenser headachr. 0.50 S15) - 1 шт. (при необходимости).
71. Основание конденсора D/L (Condenser base D/L) - 1 шт. (при необходимости).
72. Блок питания (Power supply 12V 100W, stab.) - 1 шт. (при необходимости).
73. Источник питания для лампового домика Hg 50W (Power supply 90-250 V, for Hg 50 W) - 1 шт. (при необходимости).
74. Источник питания для лампового домика Hg 100W (Power supply EBQ 100-04-L) - 1 шт. (при необходимости).
75. Кабель сетевой 2 м (Power cable 2 m) - 1 шт. (при необходимости).
76. Линза рассеивающая для объективов 2.5x (Auxiliary lens f. obj. 2.5x f. UC-cond) - не более 10 шт. (при необходимости).
77. Линза рассеивающая для объективов 1.25 - 5x (Patho diffusor plate for 1.25-5x object.) не более 10 шт. (при необходимости).
78. Объектив N PLAN 2.5x/0.07 (Obj. N PLAN 2.5x/0.07) - не более 10 шт. (при необходимости).
79. Объектив N PLAN 20x/0.40 (Obj. N PLAN 20x/0.40) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105764

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 17

(при необходимости).

80. Объектив N PLAN 40x/0.65 (Obj. N PLAN 40x/0.65) - не более 10 шт.

(при необходимости).

81. Объектив N PLAN 20x/0.40 PH1 (Obj. N PLAN 20x/0.40 PH1) - не более 10 шт.

(при необходимости).

82. Объектив N PLAN 40x/0.65 PH2 (Obj. N PLAN 40x/0.65 PH2) - не более 10 шт.

(при необходимости).

83. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL) - не более 10 шт.

(при необходимости).

84. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL PH3 (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).

85. Объектив N PLAN 63x/0.80 (Obj. N PLAN 63x/0.80) - не более 10 шт.

(при необходимости).

86. Объектив HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

87. Объектив HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 (Obj. HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).

88. Объектив N PLAN 100x/1.25-0.60 OIL (Obj. N PLAN 100x/1.25-0.60 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

89. Объектив HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR XT (Obj. HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR XT) - не более 10 шт. (при необходимости).

90. Объектив HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 XT (Obj. HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 XT) - не более 10 шт. (при необходимости).

91. Объектив HC PL FL 150x/0.90 (Obj. HC PL FL 150x/0.90) - не более 10 шт. (при необходимости).

92. Объектив HC PL FL 1.25x/0.04 (Obj. HC PL FL 1.25x/0.04) - не более 10 шт. (при необходимости).

93. Объектив HC PL FL L 63x/0.70 CORR (Obj. HC PL FL L 63x/0.70 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).


94. Объектив HC PL FL L 63x/0.70 CORR PH2 (Obj. HC PL FL L 63x/0.70 CORR PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).

95. Объектив HC PL FLUOTAR L 63x/0.70 CORR XT (Obj. HC PL FLUOTAR L 63x/0.70 CORR XT) - не более 10 шт. (при необходимости).

96. Объектив HC PL FL 63x/0.90 CORR (Obj. HC PL FL 63x/0.90 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

97. Объектив HC PL FLUOTAR 5x/0.15 (Obj. HC PL FLUOTAR 5x/0.15) - не более 10

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105765

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 18

шт. (при необходимости).

98. Объектив HI PLAN 4x/0.10 (Obj. HI PLAN 4x/0.10) - не более 10 шт. (при необходимости).

99. Объектив HI PLAN 4x/0.10 SL (Obj. HI PLAN 4x/0.10 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).

100. Объектив HI PLAN 10x/0.25 (Obj. HI PLAN 10x/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).

101. Объектив HI PLAN 10x/0.25 SL (Obj. HI PLAN 10x/0.25 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).

102. Объектив HI PLAN 10x/0.25 PH1 (Obj. HI PLAN 10x/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

103. Объектив HC PL FLUOTAR 1.6x/0.05 (Obj. HC PL FLUOTAR 1.6x/0.05) - не более 10 шт. (при необходимости).

104. Объектив HI PLAN 40x/0.65 (Obj. HI PLAN 40x/0.65) - не более 10 шт. (при необходимости).

105. Объектив HI PLAN 63x/0.75 (Obj. HI PLAN 63x/0.75) - не более 10 шт. (при необходимости).

106. Объектив HI PLAN 100x/1.25 OIL (Obj. HI PLAN 100x/1.25 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).

107. Объектив HI PLAN 40x/0.65 PH2 (Obj. HI PLAN 40x/0.65 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).

108. Объектив HI PLAN 100x/1.25 OIL PH3 (Obj. HI PLAN 100x/1.25 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).

109. Объектив HC PL FL L 20x/0.40 CORR (Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).

110. Объектив HCX PL FLUOTAR 20X 0.40 3.50 (Obj. HCX PL FLUOTAR 20X 0.40 3.50) - не более 10 шт. (при необходимости).

111. Объектив HC PL FL L 20x/0.40 CORR PH1 (Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).


112. Объектив N PLAN L 20x/0.35 (Obj. N PLAN L 20x/0.35) - не более 10 шт. (при необходимости).

113. Объектив N PLAN L 20x/0.35 PH1 (Obj. N PLAN L 20x/0.35 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).

114. Объектив HI PLAN I 10x/0.22 (Obj. HI PLAN I 10x/0.22) - не более 10 шт. (при необходимости).

115. Объектив HI PLAN I 20x/0.30 (Obj. HI PLAN I 20x/0.30) - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105766


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 19

- (при необходимости).
116. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50) - не более 10 шт.
(при необходимости).
117. Объектив HI PLAN I 10x/0.22 PH1 (Obj. HI PLAN I 10x/0.22 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).
118. Объектив HI PLAN I 20x/0.30 PH1 (Obj. HI PLAN I 20x/0.30 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).
119. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 PH2 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50 PH2) - не более 10 шт.
(при необходимости).
120. Объектив HI PLAN 20x/0.40 (Obj. HI PLAN 20x/0.40) - не более 10 шт.
(при необходимости).
121. Объектив HI PLAN 20x/0.40 SL (Obj. HI PLAN 20x/0.40 SL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
122. Объектив HI PLAN 20x/0.40 PH1 (Obj. HI PLAN 20x/0.40 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).
123. Объектив N PLAN L 40x/0.55 CORR (Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR) - не более 10 шт.
(при необходимости).
124. Объектив N PLAN L 40x/0.55 CORR PH2 (Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR PH2) - не более 10 шт.
(при необходимости).
125. Объектив N PLAN 5x/0.12 (Obj. N PLAN 5x/0.12) - не более 10 шт.
(при необходимости).
126. Объектив N PLAN 5x/0.12 PH0 (Obj. N PLAN 5x/0.12 PH0) - не более 10 шт.
(при необходимости).
127. Объектив N PLAN 40x/0.75 (Obj. N PLAN 40x/0.75) - не более 10 шт.
(при необходимости).
128. Объектив N PLAN 50x/0.90 OIL (Obj. N PLAN 50x/0.90 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
129. Объектив HC PL FLUOTAR (340) 40x/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR (340) 40x/1.30 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
130. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/1.30 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
131. Объектив HC FLUOTAR (340) 100x/1.30 OIL (Obj. HC FLUOTAR (340) 100x/1.30 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).
132. Объектив HI PLAN I 40x/0.50 PH1 (Obj. HI PLAN I 40x/0.50 PH1) - не более 10 шт.
(при необходимости).
133. Объектив HC PL FLUOTAR (340) 20x/0.80 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR (340) 20x/0.80 OIL) - не более 10 шт.
(при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105767


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 20

- 20х/0.80 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
134. Объектив HC PL FLUOTAR L 100х/0.85 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR L 100х/0.85 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
135. Объектив HC PL FLUOTAR 40х/0.80 (Obj. HC PL FLUOTAR 40х/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).
136. Объектив HC PL FLUOTAR 40х/0.80 PH2 (Obj. HC PL FLUOTAR 40х/0.80 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
137. Объектив HC PL FLUOTAR 63х/1.30 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 63х/1.30 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Объектив HC PL FLUOTAR 63х/1.30 OIL PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 63х/1.30 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).
139. Объектив HI PLAN 100х/0.80 (Obj. HI PLAN 100х/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).
140. Объектив HC FL PLAN 10х/0.25 (Obj. HC FL PLAN 10х/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).
141. Объектив HI PLAN CY 10х/0.25 SL (Obj. HI PLAN CY 10х/0.25 SL) - не более 10 шт. (при необходимости).
142. Объектив HI PLAN CY 10х/0.25 PH1 (Obj. HI PLAN CY 10х/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
143. Объектив HC FL PLAN 10х/0.25 PH1 (Obj. HC FL PLAN 10х/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
144. Объектив HI PLAN CY 10х/0.25 (Obj. HI PLAN CY 10х/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).
145. Объектив N PLAN 10х/0.25 (Obj. N PLAN 10х/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).
146. Объектив N PLAN 10х/0.25 PH1 (Obj. N PLAN 10х/0.25 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
147. Объектив HI PLAN 4х/0.10 PH0 (Obj. HI PLAN 4х/0.10 PH0) - не более 10 шт. (при необходимости).
148. Объектив HC PL Fluotar 4х/0.13 (Obj. HC PL Fluotar 4х/0.13) - не более 10 шт. (при необходимости).
149. Объектив HC PL Fluotar 4х/0.13 PH0 (Obj. HC PL Fluotar 4х/0.13 PH0) - не более 10 шт. (при необходимости).
150. Объектив HC PL FLUOTAR 63х/1.10 IMM CORR PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 63х/1.10 IMM CORR PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).
151. Объектив HC PL FLUOTAR 63х/1.10 IMM CORR (Obj. HC PL FLUOTAR 63х/1.10 IMM CORR)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105768

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 21

- IMM CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
152. Объектив HC PL FL 10x/0.30 (Obj. HC PL FL 10x/0.30) - не более 10 шт. (при необходимости).
153. Объектив HC PL FLUOTAR 20x/0.55 PH2 (Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55 PH2) - не более 10 шт. (при необходимости).
154. Объектив HC PL FLUOTAR 20x/0.55 (Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55) - не более 10 шт. (при необходимости).
155. Объектив HC PL FLUOTAR 10x/0.32 (Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32) - не более 10 шт. (при необходимости).
156. Объектив HC PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1 (Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1) - не более 10 шт. (при необходимости).
157. Объектив HC PL FLUOTAR 2.5x/0.07 (Obj. HC PL FLUOTAR 2.5x/0.07) - не более 10 шт. (при необходимости).
158. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
159. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3 (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3) - не более 10 шт. (при необходимости).
160. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/1.32-0.60 OIL (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32-0.60 OIL) - не более 10 шт. (при необходимости).
161. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/0.95 CORR (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/0.95 CORR) - не более 10 шт. (при необходимости).
162. Линза рассеивающая для объективов 2.5x (Auxiliary lens f. obj. 2.5x f. UC-cond) - не более 10 шт. (при необходимости).
163. Линза рассеивающая для объективов 1.25-5x (Patho diffusor plate for 1.25-5x object.) - не более 10 шт. (при необходимости).
164. Объектив N PLAN 2.5x/0.07 Pol -/ 11.2 (Obj. N PLAN 2.5x/0.07 Pol -/ 11.2) - не более 10 шт. (при необходимости).
165. Объектив N PLAN 10x/0.25 Pol -/A 5.8 (Obj. N PLAN 10x/0.25 Pol -/A 5.8) - не более 10 шт. (при необходимости).
166. Объектив N PLAN 100x/1.25 OIL POL (Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
167. Объектив N PLAN 63x/0.80 POL (Obj. N PLAN 63x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
168. Объектив HC PL FL 5x/0.15 POL (Obj. HC PL FL 5x/0.15 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
169. Объектив HI PLAN 4x/0.10 POL -/, 12,1 (Obj. HI PLAN 4x/0.10 POL -/, 12,1) - не

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105769

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 22

- более 10 шт. (при необходимости).
170. Объектив HI PLAN 10x/0.25 POL (Obj. HI PLAN 10x/0.25 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
171. Объектив HI PLAN 40x/0.65 POL (Obj. HI PLAN 40x/0.65 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
172. Объектив HI PLAN 63x/0.75 POL (Obj. HI PLAN 63x/0.75 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
173. Объектив HCX PL FLUOTAR 20x/0.50 POL (Obj. HCX PL FLUOTAR 20x/0.50 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
174. Объектив HI PLAN 20x/0.40 POL (Obj. HI PLAN 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
175. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 POL (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
176. Объектив N PLAN EPI 50x/0.75 POL (Obj. N PLAN EPI 50x/0.75 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
177. Объектив N PLAN EPI 100x/0.85 POL (Obj. N PLAN EPI 100x/0.85 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
178. Объектив N PLAN EPI 5x/0.12 POL (Obj. N PLAN EPI 5x/0.12 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
179. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 OIL POL XLR (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 OIL POL XLR) - не более 10 шт. (при необходимости).
180. Объектив HC PL FLUOTAR 50x/0.80 POL (Obj. HC PL FLUOTAR 50x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
181. Объектив N PLAN 20x/0.40 POL (Obj. N PLAN 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
182. Объектив N PLAN 40x/0.65 POL (Obj. N PLAN 40x/0.65 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
183. Объектив HI PLAN EPI 20x/0.40 POL (Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
184. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
185. Объектив HC PL FL 20x/0.50 POL (Obj. HC PL FL 20x/0.50 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
186. Объектив HC PL FL 10x/0.30 Pol -/D 11.0 (Obj. HC PL FL 10x/0.30 Pol -/D 11.0) - не более 10 шт. (при необходимости).
187. Объектив HI PLAN 40x/0.65 POL Disp. Stain (Obj. HI PLAN 40x/0.65 POL Disp.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105770


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 23

- Stain.) - не более 10 шт. (при необходимости).
188. Объектив HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL DS (Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 POL DS) - не более 10 шт. (при необходимости).
189. Объектив N PLAN EPI 10x/0.25 POL (Obj. N PLAN EPI 10x/0.25 POL) - не более 10 шт. (при необходимости).
190. Объектив N PLAN L 50x/0.50 (Obj. N PLAN L 50x/0.50) - не более 10 шт. (при необходимости).
191. Объектив N PLAN L 50x/0.50 BD (Obj. N PLAN L 50x/0.50 BD) - не более 10 шт. (при необходимости).
192. Объектив N PLAN H 50x/0.50 (Obj. N PLAN H 50x/0.50) - не более 10 шт. (при необходимости).
193. Объектив HC PL FL 1.25x/0.04 0/C R 2.0 (Obj. HC PL FL 1.25x/0.04 0/C R 2.0) - не более 10 шт. (при необходимости).
194. Объектив N PLAN L 100x/0.75 (Obj. N PLAN L 100x/0.75) - не более 10 шт. (при необходимости).
195. Объектив N PLAN L 20x/0.40 (Obj. N PLAN L 20x/0.40) - не более 10 шт. (при необходимости).
196. Объектив N PLAN H 20x/0.40 1.8 qu/C, 10.6 (Obj. N PLAN H 20x/0.40 1.8 qu/C, 10.6) - не более 10 шт. (при необходимости).
197. Объектив HC PL FLUOTAR L 50x/0.55 (Obj. HC PL FLUOTAR L 50x/0.55) - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Объектив HC PL FLUOTAR L 100x/0.75, (Obj. HC PL FLUOTAR L 100x/0.75,) - не более 10 шт. (при необходимости).
199. Объектив HC PL APO 50x/0.90 (Obj. HC PL APO 50x/0.90) - не более 10 шт. (при необходимости).
200. Объектив HC PL APO 100x/0.95 (Obj. HC PL APO 100x/0.95) - не более 10 шт. (при необходимости).
201. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40) - не более 10 шт. (при необходимости).
202. Объектив N PLAN EPI 20x/0.40 BD (Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 BD) - не более 10 шт. (при необходимости).
203. Объектив HI PLAN EPI 10x/0.25 (Obj. HI PLAN EPI 10x/0.25) - не более 10 шт. (при необходимости).
204. Объектив HI PLAN EPI 20x/0.40 (Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40) - не более 10 шт. (при необходимости).
205. Объектив HI PLAN EPI 5x/0.12 (Obj. HI PLAN EPI 5x/0.12) - не более 10 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105771

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 24

- (при необходимости).
206. Объектив N PLAN EPI 50x/0.75 (Obj. N PLAN EPI 50x/0.75) - не более 10 шт.
(при необходимости).
207. Объектив N PLAN EPI 100x/0.85 (Obj. N PLAN EPI 100x/0.85) - не более 10 шт.
(при необходимости).
208. Объектив N PLAN EPI 5x/0.12 (Obj. N PLAN EPI 5x/0.12) - не более 10 шт.
(при необходимости).
209. Объектив N PLAN EPI 40x/0.75 (Obj. N PLAN EPI 40x/0.75) - не более 10 шт.
(при необходимости).
210. Объектив N PLAN EPI 10x/0.25 (Obj. N PLAN EPI 10x/0.25) - не более 10 шт.
(при необходимости).
211. Объектив HX PL FLUOTAR 50x/0.80 (Obj. HX PL FLUOTAR 50x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).
212. Объектив HCX PL FLUOTAR 50x/0.80 (Obj. HCX PL FLUOTAR 50x/0.80) - не более 10 шт. (при необходимости).
213. Объектив HC PL FLUOTAR 100x/0.90 (Obj. HC PL FLUOTAR 100x/0.90) - не более 10 шт. (при необходимости).
214. Объектив HCX PL FL 20x/0.50 (Obj. HCX PL FL 20x/0.50) - не более 10 шт.
(при необходимости).
215. Чехол пылезащитный DM4/6 (Dust cover for DM4/5/6000) - не более 3 шт.
(при необходимости).
- Принадлежности для всех вариантов исполнения:
1. Анализатор L зщ (Analyser L ICT/P) - 1 шт.
 2. Анализатор L ICT/P вращаемый, 180 градусов (Analyser L ICT/P 180° rotatable (30x5)) - 1 шт.
 3. Анализатор вращаемый, 180 градусов (Analyzer 180°, rotatable) - 1 шт.
 4. Адаптер HC тубусный с 1-м видеовыходом (Tube adapter incl. 1 docu. port) - 1 шт.
 5. Адаптер HC тубусный с 2-мя видеовыходами (Tube adapter incl. 2 docu. ports) - 1 шт.
 6. Адаптер HC тубусный с 2-мя видеовыходами 100/100 (Tube adapter with 2 docu ports (100/100)) - 1 шт.
 7. Адаптер HC тубусный с 2-мя видеовыходами 0:100/100:0 (Docu port, motorized, coded) - 1 шт.
 8. Адаптер смены увеличений L 3/25 1x; 1.5x; 2x (Magnification Changer 1x, 1.5x, 2.0x) - 1 шт.
 9. Адаптер смены увеличений L 3/25 1x; 1.25x; 1.6x кодированный (Magnification Changer 1x, 1.25x, 1.6x) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105772


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 25

10. Адаптер C-mount HC 0.35x для камеры (C-Mount adapter 0,35x HC f. 1/3") – не более 2 шт.
11. Адаптер C-mount HC 0.50x для камеры (C-Mount HC 0.50x) - не более 2 шт.
12. Адаптер C-mount HC 0.55x для камеры (C-Mount HC 0.55x) - не более 2 шт.
13. Адаптер C-mount HC 0.63x для камеры (C-Mount adapter 0.63x HC) - не более 2 шт.
14. Адаптер C-mount 0.7x для камеры (C-Mount 0.70x) - не более 2 шт.
15. Адаптер C-mount HC 0.7x для камеры (C-Mount 0.70x HC f. filter wheel) – не более 2 шт.
16. Адаптер C-mount HC 1x для камеры (C-Mount adapter 1x HC f. 1") - не более 2 шт.
17. Адаптер C-mount 1x для камеры (C-mount adapter 1x) - не более 2 шт.
18. Адаптер C-mount HC 0.35x для камеры (C-mount adapter 0.35x HC f. 1/3) – не более 2 шт.
19. Адаптер C-mount HC 1.30x для камеры (C-Mount -1.30x HC for EFW) – не более 2 шт.
20. Адаптер C-mount HC 1x для sCMOS камеры (HC C-mount adapter 1x for sCMOS) - не более 2 шт.
21. Адаптер для световода 1" с турелью фильтров (Light guide coupler 1" f.ext.filterwheel) - 1 шт.
22. Блок флуоресцентный LRF 4/22 (Fluo Illuminator LRF 4/22) - 1 шт.
23. Набор световых колец для темного поля и фазового контраста (предустановленных в конденсор) 1/1/2/3 (Set of light rings D, PH 1/2/3/1 grand) - 1 шт., в составе:
Световое кольцо темного поля (Light ring slide DF-CL) - 1 шт.
Световое кольцо фазового контраста PH1 (Light ring slide PH1-CL) - 1 шт
Световое кольцо фазового контраста PH2 (Light ring slide PH2-CL) - 1 шт
Световое кольцо фазового контраста PH3 (Light ring slide PH3-CL) - 1 шт
24. Держатель анализатора TL 1/25 (Analyzer mount TL L1/25) - 1 шт.
25. Держатель фильтра 50 мм (Filtermount f.two 50mm filters) - 1 шт.
26. Блок системный для обработки изображения биологических объектов LAS X (LAS X Workstation) - 1 шт.
27. Монитор (Full-HD LCD-Monitor 24"; 1920x1080) - 1 шт.
28. Источник освещения внешний EL 6000 (External light source EL 6000) - 1 шт.
29. Световод для источника освещения EL 6000 (Liquid Light Guide for EL6000, 2m) - 1 шт.
30. Адаптер для световода 1.5 к источнику освещения EL6000 (Lightguide coupler 1.5") - 1 шт.
31. Адаптер для световода 1 к источнику освещения EL6000 (Lightguide

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 26

coupler 1") - 1 шт.

32. Кабель для модуля управления заслонкой EL6000 (Cable for shutter control EL6000 PC) - 1 шт.

33. Источник света для флуоресценции LED1 (LED1) - 1 шт.

34. Источник света для флуоресценции LED3 (LED3) - 1 шт.

35. Источник света для флуоресценции LED5 (LED5) - 1 шт.

36. Источник света для флуоресценции LED8 (LED8) - 1 шт.

37. Кабель-адаптер Cable RS232 (Cable RS232 to BNC) - 1 шт.

38. Жидкость иммерсионная тип N, ISO 8036, 10 мл (Type F Immersion liquid, ISO 8036) - не более 3 шт.

39. Жидкость иммерсионная тип N, ISO 8036, 20 мл (Type N Immersion liquid, ISO 8036, 20 ml) - не более 3 шт.

40. Жидкость иммерсионная тип N, ISO 8036, 250 мл (Type N Immersion liquid, ISO 8036, 250ml) - не более 3 шт.

41. Кабель сопряжения DFC для камеры CTR HS (Trigger cable DFC cameras for CTR HS) - 1 шт.

42. Видеокамера цифровая Leica DFC7000 T с установочным диском (Leica DFC7000 T) - не более 2 шт.

43. Видеокамера цифровая Leica DFC7000 GT с установочной программой (Leica DFC7000 GT) - не более 2 шт.

44. Видеокамера цифровая Leica DFC9000 GT с установочным диском (Leica DFC9000 GT) - не более 2 шт.

45. Видеокамера цифровая Leica DFC9000 GTC с установочным диском (Leica DFC9000 GTC) - не более 2 шт.

46. Видеокамера цифровая Leica DMC2900 с установочным диском (Leica DMC2900 Camera & SW Kit) - не более 2 шт.

47. Видеокамера цифровая Leica DMC4500 с установочным диском (Leica DMC4500 Digital Camera & SW Kit) - не более 2 шт.

48. Видеокамера цифровая Leica DMC6200 с установочным диском (Leica DMC6200 Digital Camera & SW Kit) - не более 2 шт.

49. Видеокамера цифровая Leica DMC5400 с установочным диском (Leica DMC5400 Digital Camera & SW Kit) - не более 2 шт.

50. Видеокамера цифровая Leica ICC50 E с установочным диском (Leica ICC50 E Camera Module) - не более 2 шт.

51. Видеокамера цифровая Leica ICC50 W с установочным диском (Leica ICC50 W Camera Module) - не более 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105774


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 27

52. Видеокамера цифровая FLEXACAM C1 с установочным диском (FLEXACAM C1 Camera) - не более 2 шт.
53. Видеокамера цифровая K5 с установочным диском (K5 Microscope Camera) - не более 2 шт.
54. Видеокамера цифровая K5C с установочным диском (Leica K5c Camera) - не более 2 шт.
55. Видеокамера цифровая Flexacam C3 с установочным диском (Flexacam C3 Camera) - не более 2 шт.
56. Видеокамера цифровая K3C с установочным диском (Leica K3C) - не более 2 шт.
57. Видеокамера цифровая K3M с установочным диском (Leica K3M) - не более 2 шт.
58. Носитель электронный USB для запуска программ Leica LASX (Dongle for LAS X optional modules) - не более 3 шт.
59. Лампа газоразрядная Hg 50 W (Ultra-high-pressure Hg-lamp HG 50W) – не более 2 шт.
60. Лампа газоразрядная Hg 100 W (Hg gas discharge lamp 100W) - не более 2 шт.
61. Лампа газоразрядная Hg 103 W/2* (Hg gas discharge lamp 103 W/2) - не более 2 шт.
62. Линза рассеивающая для объектива 2.5x (Auxiliary lens f. obj. 2.5x f. UC-cond.) - 1 шт.
63. Магазин фильтров DLF 3-х позиционный (Filtermagazine DLF,N,G) - 1 шт.
64. Модуль визуализации 100/0, 0/100 (C-mount 0.5x) (Imaging module 100/0,0/100 + 0,5xC-mount) - 1 шт.
65. Модуль визуализации 50/50, 0/100 (C-mount 0.5x) (Imaging Module 50/50,0/100 +0,5x C-Mount) - 1 шт.
66. Модуль визуализации 100/0, 0/100 (C-mount 0.7x) (Imaging module 100/0,0/100 + 0,7xC-mount) - 1 шт.
67. Модуль визуализации 50/50, 0/100 (C-mount 0.7x) (Imaging Module 50/50,0/100 +0,7 C-Mount) - 1 шт.
68. Набор для очистки оптики (Optics Cleaning Kit) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
- ватные палочки WA 1-I (cotton swabs WA 1-I) - 100 шт.;
 - ватные палочки WA P (cotton swabs WA P) - 100 шт.;
 - хлопковые валики (cotton rollers) - 100 шт.
69. Сетка окулярная 10мм = 100 делений (Graticule 10mm=100 divisions, 26mm) - 1 шт.
70. Сетка окулярная 20мм = 200 делений (Graticule 10mm=200 divisions, 26mm) - 1 шт.
71. Телескоп фокусирующий PH & ICT (Focusing telescope for PH & ICT) - 1 шт.
72. Сетка окулярная 10x10 мм, градация 0,1 мм (Graticule net 10x10mm, 0.1mm div.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 28

26mm) - 1 шт.

75. Осветитель флуоресцентный SFL 100, 365 нм (Leica SFL100, 365nm) - 1 шт.

76. Осветитель флуоресцентный SFL 100, 470 нм (Leica SFL100, 470nm) - 1 шт.

77. Осветитель флуоресцентный SFL 100, 530 нм (Leica SFL100, 530nm) - 1 шт.

78. Педаль ножная для микроскопа DM 3000 LED

(Foot switch for DM3000) - 1 шт.

79. Плата сопряжения для камеры электронная PCI

(PCI Express 4 Port RS232 card w/cable) - 1 шт.

80. Платформа антивибрационная

(Antivibration Platform f. DM4-6) - 1 шт.

81. Поляризатор L ICT/P (Polarizer L ICT/P) - 1 шт.

82. Поляризатор R/P (Polarizer R/P, L 29x11.5) - 1 шт.

83. Поляризатор вращаемый

(Polarizer rotatable w. whole-wave plate) - 1 шт.

84. Поляризатор 360 градусов RL/P вращаемый (Polarizer 360° for LU and LUP-Axis) - 1 шт.

85. Анализатор для DIC или поляризации

(Filter system analyzer; size 'k') - 1 шт.

86. Призма конденсорная K 1A ICT (ICT Condenser prism K 1A) - 1 шт.

87. Призма конденсорная K 1B ICT (ICT Condenser prism K 1B) - 1 шт.

88. Призма конденсорная K 2 ICT (ICT Condenser prism K 2) - 1 шт.

89. Призма конденсорная K 3 ICT (ICT Condenser prism K 3) - 1 шт.

90. Призма конденсорная K 4 ICT (ICT Condenser prism K 4) - 1 шт.

91. Призма конденсорная K 5 ICT (ICT Condenser prism K 5) - 1 шт.

92. Призма конденсорная K 6 ICT (ICT Condenser prism K 6) - 1 шт.

93. Призма конденсорная K 9 ICT (ICT Condenser prism K 9) - 1 шт.

94. Призма конденсорная K 10 (ICT ICT Condenser prism K 10) - 1 шт.

95. Призма конденсорная K 15 ICT (ICT Condenser prism K 15) - 1 шт.

96. Призма объективная A в слайдере (IC-Prism A for objective) - 1 шт.

97. Призма объективная B1 в слайдере (IC-Prism B1 for objective) - 1 шт.

98. Призма объективная B2 в слайдере (IC-Prism B2 for objective) - 1 шт.

99. Призма объективная C в слайдере (IC-Prism C for objective) - 1 шт.

100. Призма объективная C1 в слайдере (IC-Prism C1 for objective) - 1 шт.

101. Призма объективная C2 в слайдере (IC-Prism C2 for objective) - 1 шт.

102. Призма объективная D в слайдере (IC-Prism D for objective) - 1 шт.

103. Призма объективная D1 в слайдере (IC-Prism D1 for objective) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0108091

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 29

104. Призма объективная E в слайдере (IC-Prism E for objective) - 1 шт.
105. Устройство смены увеличений L3/25 1x; 1.5x; 2x (Magnification Changer 1x, 1.5x, 2.0x) - 1 шт.
106. Устройство смены увеличений L3/25 1x; 1.25x, 1.6x (Magnification Changer 1x, 1.25x, 1.6x) - 1 шт.
107. Блок фильтров флуоресцентный Cy5.5, size K (Filter cube Cy5.5, size K) - 1 шт.
108. Блок фильтров флуоресцентный Chlorophyll, size P (Filter Cube Chlorophyll, size P) - 1 шт.
109. Блок фильтров флуоресцентный 405nm, k (Filter cube 405nm, k) - 1 шт.
110. Блок фильтров флуоресцентный 470nm (Filter cube 470nm) - 1 шт.
111. Блок фильтров флуоресцентный 530nm (Filter cube 530nm) - 1 шт.
112. Блок фильтров флуоресцентный 590nm (Filter cube 590nm) - 1 шт.
113. Блок фильтров флуоресцентный GSD (Quad filter cube GSD) - 1 шт.
114. Блок фильтров флуоресцентный DAPI LP (Filter cube DAPI LP) - 1 шт.
115. Блок фильтров флуоресцентный FITC LP (Filter cube FITC LP) - 1 шт.
116. Блок фильтров флуоресцентный RHOD LP (Filter cube RHOD LP) - 1 шт.
117. Блок фильтров флуоресцентный DAPI (Filter cube DAPI) - 1 шт.
118. Блок фильтров флуоресцентный CFP (Filter cube CFP) - 1 шт.
119. Блок фильтров флуоресцентный YFP (Filter cube YFP) - 1 шт.
120. Блок фильтров флуоресцентный FITC (Filter cube FITC) - 1 шт.
121. Блок фильтров флуоресцентный RHOD (Filter cube RHOD) - 1 шт.
122. Блок фильтров флуоресцентный DSRED (Filter cube DSRED) - 1 шт.
123. Блок фильтров флуоресцентный TXR (Filter cube TXR) - 1 шт.
124. Блок фильтров флуоресцентный Y3 (Filter cube Y3) - 1 шт.
125. Блок фильтров флуоресцентный Y5 (Filter cube Y5) - 1 шт.
126. Блок фильтров флуоресцентный Y7 (Filter cube Y7) - 1 шт.
127. Блок фильтров флуоресцентный GFP (Filter cube GFP) - 1 шт.
128. Блок фильтров флуоресцентный FI/TRITC (Filter cube FI/TRITC) - 1 шт.
129. Блок фильтров флуоресцентный CFP/YFP (Filter cube CFP/YFP) - 1 шт.
130. Блок фильтров флуоресцентный DAPI/TRI (Filter cube DAPI/TRI) - 1 шт.
131. Блок фильтров флуоресцентный DAPI/FI (Filter cube DAPI/FI) - 1 шт.
132. Блок фильтров флуоресцентный FITC/TXR (Filter cube FITC/TXR) - 1 шт.
133. Блок фильтров флуоресцентный C/Y/RFP (Filter cube C/Y/RFP) - 1 шт.
134. Блок фильтров флуоресцентный DA/FI/TX (Filter cube DA/FI/TX) - 1 шт.
135. Блок фильтров флуоресцентный C/Y/Y5 (Filter cube C/Y/Y5) - 1 шт.
136. Блок фильтров флуоресцентный GFP for TIRF GFP-T (Filter cube GFP for TIRF,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105777

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 30

- GFP-T) - 1 шт.
137. Блок фильтров флуоресцентный YFP 488-T (Filter cube YFP 488-T) - 1 шт.
138. Блок фильтров флуоресцентный CFP for TIRF, CFP-T (Filter cube CFP for TIRF, CFP-T) - 1 шт.
139. Блок фильтров флуоресцентный Y3 for TIRF, Y3-T (Filter cube Y3 for TIRF, Y3-T) - 1 шт.
140. Блок фильтров флуоресцентный Y5 for TIRF, Y5-T (Filter cube Y5 for TIRF, Y5-T) - 1 шт.
141. Блок фильтров флуоресцентный DsRed for TIRF, DsRed-T (Filter cube DsRed for TIRF, DsRed-T) - 1 шт.
142. Блок фильтров флуоресцентный mCherry for TIRF, Cherry-T (Filter cube mCherry for TIRF, Cherry-T) - 1 шт.
143. Блок фильтров флуоресцентный QUAD for TIRF, QUAD-T (Filter cube QUAD for TIRF, QUAD-T) - 1 шт.
144. Блок фильтров флуоресцентный 488nm for GSD, GSD 488 (Filter cube 488nm for GSD, GSD 488) - 1 шт.
145. Блок фильтров флуоресцентный 532nm for GSD, GSD 532 (Filter cube 532nm for GSD, GSD 532) - 1 шт.
146. Блок фильтров флуоресцентный 642nm for GSD, GSD 642 (Filter cube 642nm for GSD, GSD 642) - 1 шт.
147. Блок фильтров флуоресцентный LED 365 (Filter cube LED 365) - 1 шт.
148. Блок фильтров флуоресцентный LED 405 (Filter cube LED 405) - 1 шт.
149. Блок фильтров флуоресцентный LED 530 (Filter cube LED 530) - 1 шт.
150. Блок фильтров флуоресцентный LED 590 (Filter cube LED 590) - 1 шт.
151. Блок фильтров флуоресцентный LED 620 (Filter cube LED 620) - 1 шт.
152. Блок фильтров флуоресцентный LED TRI (Filter cube LED TRI) - 1 шт.
153. Блок фильтров флуоресцентный LED QUAD (Filter cube LED QUAD) - 1 шт.
154. Блок фильтров флуоресцентный D/F/TX-P (Filter cube set D/F/TX-P) - 1 шт.
155. Блок фильтров флуоресцентный FURA2 (Filter cube set FURA2) - 1 шт.
156. Блок фильтров флуоресцентный C/Y/mC-P (Filter cube set C/Y/mC-P) - 1 шт.
157. Блок фильтров флуоресцентный C/Y FRET (Filter cube set C/Y FRET) - 1 шт.
158. Блок фильтров флуоресцентный QUAD-S (Filter cube set QUAD-S) - 1 шт.
159. Блок фильтров флуоресцентный QUAD-P-T (Filter cube set QUAD-P-T) - 1 шт.
160. Блок фильтров флуоресцентный GFP/mC-T (Filter cube set GFP/mC-T) - 1 шт.
161. Блок фильтров флуоресцентный Y3/Y5-T (Filter cube set Y3/Y5-T) - 1 шт.
162. Блок фильтров флуоресцентный QWF-S-T (Filter cube set QWF-S-T) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0105778


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 31

163. Блок фильтров флуоресцентный Pol (Filter cube Pol) - 1 шт.
164. Блок фильтров флуоресцентный 560 nm for GSD (Filter Cube 560 nm for GSD) - 1 шт.
165. Блок фильтров флуоресцентный Quad for Spectra X (Filter Cube Quad for Spectra X) - 1 шт.
166. Блок фильтров флуоресцентный FRAP 450, size "p" (Filter Cube FRAP 450, size "p") - 1 шт.
167. Блок фильтров флуоресцентный Y5.5 (Filter Cube Y5.5) - 1 шт.
168. Блок фильтров флуоресцентный SpX-T-P (Filter cube set SpX-T-P) - 1 шт.
169. Блок фильтров флуоресцентный SpX-T (Filter cube set SpX-T) - 1 шт.
170. Блок фильтров флуоресцентный empty, size P (1mm) (Filter cube empty, size P (1mm)) - 1 шт.
171. Блок фильтров флуоресцентный empty, size P (3mm) (Filter cube empty, size P (3mm)) - 1 шт.
172. Блок фильтров флуоресцентный BF-LP425 (Filter cube BF-LP425) - 1 шт.
173. Блок фильтров флуоресцентный CYR71010 (Filter cube CYR71010) - 1 шт.
174. Блок фильтров флуоресцентный CYR70010 (Filter cube CYR70010) - 1 шт.
175. Блок фильтров флуоресцентный DFT51010 (Filter cube DFT51010) - 1 шт.
176. Блок фильтров флуоресцентный YFP 516-T (Filter cube YFP 516-T) - 1 шт.
177. Блок фильтров флуоресцентный CY-T, size P (Filter cube CY-T, size P) - 1 шт.
178. Блок фильтров флуоресцентный UV-GFP-T, size P (Filter cube UV-GFP-T, size P) - 1 шт.
179. Блок фильтров флуоресцентный TriWF-T, size P (Filter cube TriWF-T, size P) - 1 шт.
180. Блок фильтров флуоресцентный TriSP-T, size P (Filter cube TriSP-T, size P) - 1 шт.
181. Блок фильтров флуоресцентный Quad2-T, size P (Filter cube Quad2-T, size P) - 1 шт.
182. Блок фильтров флуоресцентный QSP-T, size P (Filter cube QSP-T, size P) - 1 шт.
183. Блок фильтров флуоресцентный QWF-T, size P (Filter cube QWF-T, size P) - 1 шт.
184. Блок фильтров флуоресцентный 445-T, size P (Filter cube 445-T, size P) - 1 шт.
185. Блок фильтров флуоресцентный DAPI 390 size K (DAPI 390 Filter cube, size K) - 1 шт.
186. Блок фильтров флуоресцентный DAPI 390 size P (DAPI 390 Filter cube, size P) - 1 шт.
187. Блок фильтров флуоресцентный DAPI 390 size s (DAPI 390 Filter cube, size s) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105779


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 32

188. Блок фильтров флуоресцентный BFP/GFP ET, Size K (Filter cube BFP/GFP ET, Size K) - 1 шт.
189. Блок фильтров флуоресцентный CFP/YFP bs, size (Filter cube CFP/YFP bs, size K) - 1 шт.
190. Блок фильтров флуоресцентный Spectrum Blue/Aqua, Size K (Filter Cube Spectrum Blue/Aqua, Size K) - 1 шт.
191. Блок фильтров флуоресцентный CFP/YFP/mCherry, size K (Filter cube CFP/YFP/mCherry, size K) - 1 шт.
192. Блок фильтров флуоресцентный GFP/DsRed, Size P (Filter Cube GFP/DsRed, Size P) - 1 шт.
193. Блок фильтров флуоресцентный DFT51010, size K (Filter cube DFT51010, size K) - 1 шт.
194. Блок фильтров флуоресцентный EpoDye, size"P" (Filter cube EpoDye, size"P")- 1 шт.
195. Блок фильтров флуоресцентный D/G/O, size P (Filter Cube D/G/O, size P) - 1 шт.
196. Блок фильтров флуоресцентный GFP custom, size K (Filter cube GFP custom, size K) - 1 шт.
197. Блок фильтров флуоресцентный TFP, size s (Filter cube TFP, size s) - 1 шт.
198. Блок фильтров флуоресцентный QDOT565, size K (Filter cube QDOT565, size K) - 1 шт.
199. Блок фильтров флуоресцентный FM4-64, size K (Filter cube FM4-64, size K) - 1 шт.
200. Блок фильтров флуоресцентный A594, size P (Filter cube A594, size P) - 1 шт.
201. Блок фильтров флуоресцентный Cy5 narrow excitat, size P (Filter cube Cy5 narrow excitat., size P) - 1 шт.
202. Блок фильтров флуоресцентный Y7 ET, size L (Filter cube Y7 ET, size L) - 1 шт.
203. Блок фильтров флуоресцентный ET GFP1 - MZ10 F (Filter set ET GFP1 - MZ10 F) - 1 шт.
204. Блок фильтров флуоресцентный ET Pacific Blue-M205FA/M165FC (Filter set ET Pacific Blue-M205FA/M165FC) - 1 шт.
205. Блок фильтров флуоресцентный ET CFP / YEP MZ16 FA,M205 (Filter set ET CFP / YEP MZ16 FA,M205) - 1 шт.
206. Блок фильтров флуоресцентный ET RFP - M205FA ET/ET700/75m (Filter set ET RFP - M205FA ET/ET700/75m) - 1 шт.
207. Блок фильтров флуоресцентный MZ10F mKO/mOrange (Filter Set MZ10F mKO/mOrange) - 1 шт.
208. Блок фильтров флуоресцентный M205 FA GFP special (Filter Set M205 FA GFP

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 33

special) - 1 шт.

209. Блок фильтров флуоресцентный GFP/DsRED for W-VIEW GEMINI (Filter Set GFP/DsRED for W-VIEW GEMINI) - 1 шт.

210. Блок фильтров флуоресцентный mRuby/clover FRET, size "P" (Filter set mRuby/clover FRET, size "P") - 1 шт.

211. Блок фильтров флуоресцентный DFT-S, k (Filter set DFT-S, k) - 1 шт.

212. Блок фильтров флуоресцентный Quad - Sedat for Spectra X (Filter Set Quad - Sedat for Spectra X) - 1 шт.

213. Блок фильтров флуоресцентный DFT51011 (Filter set DFT51011) - 1 шт.

214. Блок фильтров флуоресцентный GFP/DsRED for Image Splitters (Filter set GFP/DsRED for Image Splitters) - 1 шт.

215. Блок фильтров флуоресцентный QUINT-T, size P (Filter set QUINT-T, size P) - 1 шт.

216. Блок фильтров флуоресцентный CFP/YFP for Image Splitters (Filter set CFP/YFP for Image Splitters) - 1 шт.

217. Блок фильтров флуоресцентный CYRy5, size P (Filter set CYRy5, size P) - 1 шт.

218. Блок фильтров флуоресцентный DT570101, size P (Filter set DT570101, size P) - 1 шт.

219. Блок фильтров флуоресцентный HyPer, size P (Filter set HyPer, size P) - 1 шт.

220. Блок фильтров флуоресцентный multiline, Quad band (Filter system multiline, Quad band) - 1 шт.

221. Блок фильтров флуоресцентный CFP ET, k (Filter system CFP ET, k) - 1 шт.

222. Блок фильтров флуоресцентный GFP ET, k (Filter system GFP ET, k) - 1 шт.

223. Блок фильтров флуоресцентный YFP ET, k (Filter system YFP ET, k) - 1 шт.

224. Блок фильтров флуоресцентный L5 ET, k (Filter system L5 ET, k) - 1 шт.

225. Блок фильтров флуоресцентный DsRed ET, k (Filter system DsRed ET, k) - 1 шт.

226. Блок фильтров флуоресцентный Y3 ET, k (Filter system Y3 ET, k) - 1 шт.

227. Блок фильтров флуоресцентный Y5 ET, k (Filter system Y5 ET, k) - 1 шт.

228. Блок фильтров флуоресцентный CFP ET, s (Filter system CFP ET, s) - 1 шт.

229. Блок фильтров флуоресцентный GFP ET, s (Filter system GFP ET, s) - 1 шт.

230. Блок фильтров флуоресцентный YFP ET, s (Filter system YFP ET, s) - 1 шт.

231. Блок фильтров флуоресцентный L5 ET, s (Filter system L5 ET, s) - 1 шт.

232. Блок фильтров флуоресцентный DsRed ET, s (Filter system DsRed ET, s) - 1 шт.

233. Блок фильтров флуоресцентный Y3 ET, s (Filter system Y3 ET, s) - 1 шт.

234. Блок фильтров флуоресцентный Y5 ET, s (Filter system Y5 ET, s) - 1 шт.

235. Блок фильтров флуоресцентный BGR ET, k, Chroma (Filter system BGR ET, k,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0105781

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 34

Chroma) - 1 шт.

- 236. Блок фильтров флуоресцентный 365nm, s (Filter system 365nm, s) - 1 шт.
- 237. Блок фильтров флуоресцентный 405nm, s (Filter system 405nm, s) - 1 шт.
- 238. Блок фильтров флуоресцентный 455nm, s (Filter system 455nm, s) - 1 шт.
- 239. Блок фильтров флуоресцентный DAPI ET, k (Filter system DAPI ET, k) - 1 шт.
- 240. Блок фильтров флуоресцентный DAPI ET, s (Filter system DAPI ET, s) - 1 шт.
- 241. Блок фильтров флуоресцентный RHOD ET, k (Filter system RHOD ET, k) - 1 шт.
- 242. Блок фильтров флуоресцентный RHOD ET, s (Filter system RHOD ET, s) - 1 шт.
- 243. Блок фильтров флуоресцентный TXR ET, k (Filter system TXR ET, k) - 1 шт.
- 244. Блок фильтров флуоресцентный TX 2 ET, s (Filter system TX 2 ET, s) - 1 шт.
- 245. Блок фильтров флуоресцентный Y7 ET (Filter system Y7 ET) - 1 шт.
- 246. Блок фильтров флуоресцентный LMD-Cy3, ET, size "k" (Filter system LMD-Cy3, ET, size "k") - 1 шт.
- 247. Блок фильтров флуоресцентный LMD-Dapi, ET, size "K" (Filter system LMD-Dapi, ET, size "K") - 1 шт.
- 248. Блок фильтров флуоресцентный LMD-GFP/CY3, ET, k (Filter system LMD-GFP/CY3, ET, k) - 1 шт.
- 249. Блок фильтров флуоресцентный LMD-YFP, ET, k (Filter system LMD-YFP, ET, k) - 1 шт.
- 250. Блок фильтров флуоресцентный LMD-CY5, ET, k (Filter system LMD-CY5, ET, k) - 1 шт.
- 251. Блок фильтров флуоресцентный A S (Filter system A S) - 1 шт.
- 252. Блок фильтров флуоресцентный D S (Filter system D S) - 1 шт.
- 253. Блок фильтров флуоресцентный E4 S (Filter system E4 S) - 1 шт.
- 254. Блок фильтров флуоресцентный I3 S (Filter system I3 S) - 1 шт.
- 255. Блок фильтров флуоресцентный M2 S (Filter system M2 S) - 1 шт.
- 256. Блок фильтров флуоресцентный N2.1 S (Filter system N2.1 S) - 1 шт.
- 257. Блок фильтров флуоресцентный G/R S (Filter system G/R S) - 1 шт.
- 258. Блок фильтров флуоресцентный Pol S (Filter system Pol S) - 1 шт.
- 259. Блок фильтров флуоресцентный FI/RH S (Filter system FI/RH S) - 1 шт.
- 260. Блок фильтров флуоресцентный BF S (Filter system BF S) - 1 шт.
- 261. Блок фильтров флуоресцентный A UV; size (Filter system A UV; size 'k') - 1 шт.
- 262. Блок фильтров флуоресцентный D; size (Filter system D; size 'k') - 1 шт.
- 263. Блок фильтров флуоресцентный E4; size (Filter system E4; size 'k') - 1 шт.
- 264. Блок фильтров флуоресцентный I3; size (Filter system I3; size 'k') - 1 шт.
- 265. Блок фильтров флуоресцентный N2.1; size (Filter system N2.1; size 'k') - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0108092

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 35

266. Блок фильтров флуоресцентный G/R; size (Filter system G/R; size 'k') - 1 шт.
267. Блок фильтров флуоресцентный FI/RH; size (Filter system FI/RH; size 'k') - 1 шт.
268. Блок фильтров флуоресцентный CFP/YFP, size (Filter system CFP/YFP, size 'k') - 1 шт.
269. Блок фильтров флуоресцентный POL, IGS; size (Filter system POL, IGS; size) - 1 шт.
270. Блок фильтров флуоресцентный empty; size (Filter system, empty; size 'k') - 1 шт.
271. Блок фильтров флуоресцентный analyzer; size (Filter system analyzer; size 'k') - 1 шт.
272. Блок фильтров флуоресцентный ICR, size (Filter system ICR, size 'k') - 1 шт.
273. Блок фильтров флуоресцентный LMD-BGR (Filter system LMD-BGR) - 1 шт.
274. Блок фильтров флуоресцентный BCECF, size "P" (Filter system for BCECF, size "P" - 1 шт.
275. Блок фильтров флуоресцентный Comprehensive MFISH filter set RF8 size (Comprehensive MFISH filter set RF8 size) - 1 шт.
276. Слайдер конденсорный со световым кольцом DF-CL (Light ring slide DF-CL) - 1 шт.
277. Фильтр ALF, диаметр 32 мм (Artificial light filter, 32mm) - 1 шт.
278. Фильтр зеленый VG 9, диаметр 32 мм (Green filter VG 9, 32mm) - 1 шт.
279. Фильтр нейтральный серый N2, пропускание 50%, диаметр 32 мм (Grey filter N 2, 32mm) - 1 шт.
280. Фильтр нейтральный N4, пропускание 25%, диаметр 32 мм (Grey filter N 4, 32mm) - 1 шт.
281. Фильтр нейтральный N16, пропускание 6.3 %, диаметр 32 мм (Grey filter N 16, 32mm) - 1 шт.
282. Фильтр диффузный N, диаметр 32 мм (Diffusion disc, 32mm) - 1 шт.
283. Фильтр зеленый интерференционный VSS 546, диаметр 32 мм (Interference green filter VSS 546, 32mm) - 1 шт.
284. Фильтр панхроматический зелёный, диаметр 32 мм (Panchromatic green filter, 32mm) - 1 шт.
285. Фильтр конверсионный Y, диаметр 32 мм (Conversion filter Y in holder, 32mm) - 1 шт.
286. Фильтр конверсионный Y/KW65, диаметр 32 мм (Conversion filter Y/KW65) - 1 шт.
287. Фильтр дневного света DLF, диаметр 40 мм (Daylight filter, 40mm) - 1 шт.
288. Фильтр панхроматический зелёный, диаметр 40 мм (Panchromatic green filter, 40mm) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0108093


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 36

289. Фильтр нейтральный серый N2, пропускание 50%, диаметр 40 мм (Grey filter N 2, 40mm) - 1 шт.
290. Фильтр нейтральный N4, пропускание 25%, диаметр 40 мм (Grey filter N 4, 40mm) - 1 шт.
291. Фильтр нейтральный N16, пропускание 6.3 %, диаметр 40 мм (Grey filter N 16, 40mm) - 1 шт.
292. Фильтр конверсионный Y, диаметр 40 мм (Conversion filter Y, 40mm) - 1 шт.
293. Фильтр конверсионный Y/KW65, диаметр 40 мм (Conversion filter Y/KW 65) - 1 шт.
294. Фильтр серый N20, диаметр 50 мм (Grey filter N20 in mount, 50mm) - 1 шт.
295. Фильтр дневного света (DLF), диаметр 50 мм (Daylight filter in mount, 50mm) - 1 шт.
296. Модуль активации LAS X (Dongle for LAS X optional modules) - 1 шт
297. Модуль LAS X Core (LAS X Core) - не более 3 шт.
298. Модуль LAS X 2D Analysis (LAS X 2D Analysis) - не более 3 шт.
299. Модуль LAS X Measurements (LAS X Measurements) - не более 3 шт.
300. Модуль LAS X Live Image Builder XY (LAS X Live Image Builder XY) - не более 3 шт.
301. Модуль LAS X Live Image Builder XY (Live Image Builder) - не более 3 шт.
302. Модуль LAS X Extended 2D Annotations (Extended 2D Annotations) - не более 3 шт.
303. Модуль LAS X Live Stream Movie (LAS X Live Stream Movie) - не более 3 шт.
304. Модуль LAS X 3D Surface Measurements (LAS X 3D Surface Measurement) - не более 3 шт.
305. Модуль LAS X Extended Depth of Field (LAS X Extended Depth of Field) - не более 3 шт.
306. Модуль LAS X User Management (LAS X User Management) - не более 3 шт.
307. Модуль LAS X WF FRAP Wizard (LAS X WF FRAP Wizard) - не более 3 шт.
308. Модуль LAS X Workflow "CLEM 2.0" (LAS X Workflow "CLEM 2.0") - не более 3 шт.
309. Модуль LAS X 3D Analysis (LAS X 3D Analysis) - не более 3 шт.
310. Модуль LAS X 2D Analysis (LAS X 2D Analysis) - не более 3 шт.
311. Модуль LAS X 3D Visualization Advanced (LAS X 3D Visualization Advanced) - не более 3 шт.
312. Модуль LAS X FRET Wizard (LAS X FRET Wizard) - не более 3 шт.
313. Модуль LAS X 2D Deconvolution (LAS X 2D Deconvolution) - не более 3 шт.
314. Модуль LAS X 3D Deconvolution (LAS X 3D Deconvolution) - не более 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0105784

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/17880

Лист 37

315. Модуль LAS X Colocalization (LAS X Colocalization) - не более 3 шт.
316. Модуль LAS X Live Data Mode (LAS X Live Data Mode) - не более 3 шт.
317. Модуль LAS X Calcium Imaging (LAS X Calcium Imaging) - не более 3 шт.
318. Модуль LAS X Driver Non-Leica Cameras (LAS X Driver Non-Leica Cameras) - не более 3 шт.
319. Модуль активации программ LAS X Demo Dongle (LAS X Demo Dongle) - не более 3 шт.
320. Модуль активации Dongle for LAS X optional modules (Dongle for LAS X optional modules) - не более 3 шт.
321. Модуль LAS X Environmental Control (LAS X Environmental Control) - не более 3 шт.
322. Модуль LAS X Mobile Connection (LAS X Mobile Connection) - не более 3 шт.
323. Модуль LAS X Multi Channel Acquisition (LAS X Multi Channel Acquisition) - не более 3 шт.
324. Модуль LAS X Time-Lapse (LAS X Time-Lapse) - не более 3 шт.
325. Модуль LAS X Stitching (LAS X Stitching) - не более 3 шт.
326. Модуль LAS X Reticules (LAS X Reticules) - не более 3 шт.
327. Модуль LAS X Dye Finder (LAS X Dye Finder) - не более 3 шт.
328. Модуль LAS X Review Software (LAS X Review Software) - не более 3 шт.
329. Модуль System Integration LAS X (System Integration LAS X) - не более 3 шт.
330. Модуль LAS X Deconvolution (LAS X Deconvolution) - не более 3 шт.

Место производства:

1. Leica Microsystems CMS GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar, Germany.
2. Leica Microsystems Ltd. Shanghai, Building 1, 258 Jinzang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade, 201206 Shanghai, P.R. of China.
3. Leica Instruments (Singapore) Pte Limited, 12 Teban Gardens Crescent, Singapore 608924 Singapore.

Z

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0108094